

福祉用具総合カタログ

Vol.15

I'll always be by your side.

〒969-6214 福島県大沼郡会津美里町富川字上中尾310
(株)会津リハビリテーション研究所 会津リハビリ機器
TEL 0242-93-9400
FAX 0242-93-9401

環境に配慮した事業活動を

パラマウントケアサービスは
レンタル商品を梱包する袋の原料
に「バイオマスプラスチック」を
使用しています。

「バイオマスプラスチック」は再生可能なバイ
オマス資源（トウモロコシやサトウキビの澱粉
等）を原料に生成されるプラスチック。原料
である植物の育成過程における光合成により
CO₂削減効果が見込まれます。

メンテナンス・消毒済みのレンタル商品を保
管・配送する際に使用するプラスチック製の
梱包袋は、消毒済みの商品を清潔に保つとい
う用途のため再利用が難しく、都度廃棄する
必要があります。しかしその原料を見直すこと
で石油資源の節約はもちろんのこと、CO₂実
質的な排出量の削減が可能となります。その
削減量は年間100トンになる見込みです（当
社調べ）。

パラマウントケアサービスは、今後も様々な取
り組みを行い循環型社会・脱炭素社会実現
への貢献を目指します。



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS



CONTENTS

介護保険制度のご利用について	P. 4
福祉用具レンタルサービスの流れ	P. 4
パラマウントケアサービス 洗浄・消毒・保管の流れ	P. 5
販売品購入の流れ	P. 6
介護保険対象福祉用具	P. 6
利用者状態別 INDEX	P. 7
索引	P. 110
年齢早見表	P. 119

	■ 特殊寝台	P. 8
	■ 特殊寝台付属品	P. 20
	■ 床ずれ防止用具	P. 22
	■ 体位変換器	P. 29
	■ 徘徊感知機器	P. 31
	■ 手すり	P. 36
	■ 歩行補助つえ	P. 49
	■ 歩行器	P. 50
	■ 車いす	P. 61
	寸法・機能一覧	P. 80
	■ 車いす付属品	P. 82
	■ スロープ	P. 86
	■ 移動用リフト	P. 88
	■ 自動排泄処理装置	P. 95
	■ 購入品【入浴】	P. 96
	■ 購入品【排泄】	P. 104



このマークが付いている商品は
パラマウントケアサービスの
オリジナル商品です。

ご利用者の豊かな日常を彩る
パラマウントケアサービスのオリジナル商品

ご利用者に笑顔が溢れる日常をお届けしたい。
このような想いから、パラマウントケアサービスのオリジナル商品は創られて
います。お客様から頂いた「現場の声」をカタチにした、豊かな日常を彩る
福祉用具をご提供いたします。



産業標準化法に基づくJISマーク表示制度において
次の登録認証機関が規格適合したことを認証した商品

JQA	一般財団法人 日本品質保証機構
MGSL	一般財団法人 日本文化用品安全試験所
JET	一般財団法人 電気安全環境研究所



もっと、一人ひとりに合わせるために

使いやすさと安心感をカタチに。より心地のよい環境づくりをサポートします。
ご本人様の生活環境や好みに、新しい介護用ベッドがずっと馴染むように。
お部屋に合わせやすいカラーバリエーションや、身の回りの小物の収納に配慮した棚ユニットを用意しています。

お部屋に、もうひとつの癒しを。
バイオフィリックデザインの考え方を提案します。



「人は本能的に自然とのつながりを求める」というバイオフィリックの考え方を取り入れたデザインです。自然をイメージさせるものに接することで、幸福感の高まり、ストレスの軽減、活動意欲の向上などの心理効果が期待できるとして、オフィス、ベスや商業施設に「バイオフィリックデザイン」を導入する例が増えています。

※TAISコード/価格はP.26をチェック!

- Point 1 軽量で、触ったときに冷たさを感じさせにくい
スチール製のベッドサイドレール (KS-161Q) と比べて約20%程度軽量です。また、触ったときに金属的な冷たさや硬さを感じさせにくい材質を用いています。
- Point 2 清拭しやすく、丸洗いも可能
耐薬品性・耐水性に優れており、清拭消毒に対応します。サイドレール全体を一体成形しているため、内部に浸水することもなく、丸洗いも可能です。
より衛生的に使える仕様で、感染症の予防対策に配慮しています。またサイドレールに部品を使っていないため、部品交換の手間が省けます。
- Point 3 ベッドに置いた物が落下しにくい形状
ベッドに置いたものが落下しにくいよう、サイドレール下部にガードを付けています。



多機能ボード
(モスグリーン)



木目ボード
(モスグリーン)



スリムボード
(モスグリーン)


Hタイプ

3モーション				2モーション			
ベッド幅	型式	商品コード		ベッド幅	型式	商品コード	
91cm幅	KQ-A6311	704362		91cm幅	KQ-A5311	704316	
83cm幅	KQ-A6111	704339		83cm幅	KQ-A5111	704293	
TAISコード 00170-001315				TAISコード 00170-001287			
1100 非課税				920 非課税			
ベッド幅	型式	商品コード		ベッド幅	型式	商品コード	
91cm幅	KQ-A6319	704552		91cm幅	KQ-A5319	704550	
83cm幅	KQ-A6119	704551		83cm幅	KQ-A5119	704549	
TAISコード 00170-001679				TAISコード 00170-001677			
1200 非課税				950 非課税			
ベッド幅	型式	商品コード		ベッド幅	型式	商品コード	
91cm幅	KQ-A6314	704365		91cm幅	KQ-A5314	704319	
83cm幅	KQ-A6114	704342		83cm幅	KQ-A5114	704296	
TAISコード 00170-001442				TAISコード 00170-001424			
1100 非課税				920 非課税			


●共通サイズ表 ※楽匠プラスシリーズは、1台のベッドでレギュラーとミニとのサイズ変更が可能です。

[]はミニサイズの寸法です。


多機能ボード
Hタイプ レギュラー/ミニ Xタイプ レギュラー/ミニ



木目ボード
Hタイプ レギュラー/ミニ Xタイプ レギュラー/ミニ



スリムボード
Hタイプ レギュラー/ミニ Xタイプ レギュラー/ミニ



棚付きボードもご用意しております。

※Xタイプにリフト等を使用の際は、ハイトスペーサー (KQ-P90H) とオプション脚座セット (KQ-PA0A) が必要となります。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

ご本人様と介護に関わるすべての人を笑顔にしたい。

介護用ベッド 楽匠プラスシリーズ

楽匠+




もっと、もっと、身体にやさしくなるために

もっと身体にやさしく、もっと次の動作につながる。
背あげをさらに進化させるために生まれたプラス ライン ボトム。

要所要所に新しいアイデアを取り入れて全面的に作り直したプラス ライン ボトム。
より身体の動きに合った起き上がり動作で骨盤の立った動きやすい起き上がり姿勢を実現しています。
ラクリアーションだけでなく、すべての背あげ機構で効果を発揮します。


より姿勢を安定させやすい背サポート

腰部から胸部にかけてボトムの剛性を調整し、より身体にフィットしやすくなりました。
背あげするときに背中をしっかりサポートし、また、身体との接触面積が広がるので体圧をより分散できます。



より骨盤を立てやすい腰サポート

骨盤部にあたるボトムの剛性を高めて曲がり方を変更することで、骨盤をしっかり起こし、身体が動かしやすい背あげ姿勢に移行できます。骨盤をしっかり起こすことで身体が足側にずり落ちにくくなるため、床ずれリスクの軽減にもつながります。



●楽匠プラス(単純背あげ)
▲Feet
○楽匠Z
■クオラ

身体の軸とベッドの軸を合わせやすい新しいボトム分割(腰ボトム)

腰ボトムのサイズを人の身体に合わせ、大転子の位置にはガイドを設けました。
これにより背あげするときの身体の動きとベッドの動きの軸を合わせやすくなります。
また、連動など腰あげを併用する際に、骨盤をホールドするポケットを構成します。



- 腰サポートが骨盤を立てる
- 短い腰ボトムと大転子がしっかり収まる
- アンカー効果でずれを抑制

身長差をカバーする膝サポート

膝部が多段階で曲がるので、身長差をカバーしてベッドの動きにフィットしやすくなりました。また、膝裏への当たりも良く馴染みやすくなっています。



もっと、介護する方とつながるために

家庭内呼び出し機能を搭載。
手元スイッチで、ご家族のスマートフォンに通知できます。
介護用ベッド初の家庭内呼び出し機能により、ご本人様と介護する方のつながりやすさを実現。
ご本人様が手元スイッチの家庭内呼び出しボタンを押すと、ご家族のスマートフォンに通知します。さらに、スマートフォンでベッドを操作することもできます。
接触頻度の高い手元スイッチを共有しないようにするなど、衛生面に配慮した使い方も可能です。



より多くの方が使いやすい
手元スイッチ

手になじみやすい大きさや形状の手元スイッチです。表示パネルには大きくはっきりとした文字で、ベッドの角度や高さを表示。大型ボタンは操作する内容ごとに色分けされており、メモリーポジション機能には、よく使うポジションを2つ登録できます。
ご本人様も介護する方も正しく操作しやすいように配慮されています。



手元スイッチからの呼び出しを受信

手元スイッチは無線通信のBluetooth® (ブルートゥース) でスマートフォンと接続できます。接続すると家庭内呼び出しボタンで、Bluetoothの無線が届く範囲にあるベッドに登録されたスマートフォンに通知できます。また、独自のセンサーと組み合わせて、インターネットを介した見守り機能にも対応を予定しています。

- *1 Bluetoothロゴは、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。本文中における言及は省略しています。
- *2 専用の「ベッド操作アプリ」をインストールする必要があります。呼び出しを受信するには、スマートフォンの電源を入れておく必要があります。

※仕様変更により、内容やイラストが実際のアプリ画面と一致しない場合があります。



スマートフォンによるベッド操作

ベッドに登録されたスマートフォンで、付属の手元スイッチと同じようにベッドを操作できるようになります。操作画面はボタンの大きさなどが異なる3種類が選べます。
一人ひとりの使いやすさに配慮しています。
※ベッドにスマートフォンを登録する必要があります。
スマートフォンはベッド1台に対して3台まで登録できます。



介護しやすい高さを設定できる

ベッドを最大64.5cm*まで高くできるため、身長が高い方も腰に負担がかりにくい姿勢で介護できます。
*ゆからボトム上面までの高さ(マットレスの厚みは含みません)。Xタイプの脚座を超低床位置に取り付けた場合は、最大58.5cmまで高くできます。1モーターは高さ調節ができません。



足先の角度調節機能

膝あげをするときに足先を高くすることができます。
足先の角度は2段階で切り替えられます。



最低床高15cmの超低床にも対応

楽匠プラスシリーズは、最低床高21cmと低く抑えた設計です。さらにXタイプでは、脚座を取り付ける向きを変えることで、最低床高15cmの超低床ベッドに切り替えられます。





Xタイプ

	3モーター 背上げ 膝上げ 高さ調節 骨格運動	2モーター 背上げ 高さ調節 骨格運動	1モーター (背タイプ) 背上げ	1モーター (高さタイプ) 高さ調節																																																
多機能ボード(ホワイト)	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A3300</td><td>704222</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A3100</td><td>704199</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001258</td></tr></table> 1000 非課税	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A3300	704222	83cm幅	KQ-A3100	704199	TAISコード	00170-001258		<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A2300</td><td>704176</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A2100</td><td>704153</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001244</td></tr></table> 800 非課税	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A2300	704176	83cm幅	KQ-A2100	704153	TAISコード	00170-001244		<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A1300</td><td>704130</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A1100</td><td>704107</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001230</td></tr></table> 700 非課税	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A1300	704130	83cm幅	KQ-A1100	704107	TAISコード	00170-001230		<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A0300</td><td>704084</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A0100</td><td>704061</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001216</td></tr></table> 700	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A0300	704084	83cm幅	KQ-A0100	704061	TAISコード	00170-001216	
	ベッド幅	型式	商品コード																																																	
	91cm幅	KQ-A3300	704222																																																	
	83cm幅	KQ-A3100	704199																																																	
TAISコード	00170-001258																																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																																		
91cm幅	KQ-A2300	704176																																																		
83cm幅	KQ-A2100	704153																																																		
TAISコード	00170-001244																																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																																		
91cm幅	KQ-A1300	704130																																																		
83cm幅	KQ-A1100	704107																																																		
TAISコード	00170-001230																																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																																		
91cm幅	KQ-A0300	704084																																																		
83cm幅	KQ-A0100	704061																																																		
TAISコード	00170-001216																																																			
多機能ボード(キャメル)	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A3322</td><td>704232</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A3122</td><td>704209</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001265</td></tr></table> 1050 非課税	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A3322	704232	83cm幅	KQ-A3122	704209	TAISコード	00170-001265		<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A2322</td><td>704186</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A2122</td><td>704163</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001251</td></tr></table> 850 非課税	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A2322	704186	83cm幅	KQ-A2122	704163	TAISコード	00170-001251		<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A1322</td><td>704140</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A1122</td><td>704117</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001237</td></tr></table> 700 非課税	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A1322	704140	83cm幅	KQ-A1122	704117	TAISコード	00170-001237		<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A0322</td><td>704094</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A0122</td><td>704071</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001223</td></tr></table> 700	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A0322	704094	83cm幅	KQ-A0122	704071	TAISコード	00170-001223	
	ベッド幅	型式	商品コード																																																	
	91cm幅	KQ-A3322	704232																																																	
	83cm幅	KQ-A3122	704209																																																	
TAISコード	00170-001265																																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																																		
91cm幅	KQ-A2322	704186																																																		
83cm幅	KQ-A2122	704163																																																		
TAISコード	00170-001251																																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																																		
91cm幅	KQ-A1322	704140																																																		
83cm幅	KQ-A1122	704117																																																		
TAISコード	00170-001237																																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																																		
91cm幅	KQ-A0322	704094																																																		
83cm幅	KQ-A0122	704071																																																		
TAISコード	00170-001223																																																			
木目ボード(ホワイト)	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A3309</td><td>704543</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A3109</td><td>704541</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001697</td></tr></table> 1100 非課税	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A3309	704543	83cm幅	KQ-A3109	704541	TAISコード	00170-001697		<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A2309</td><td>704539</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A2109</td><td>704537</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001696</td></tr></table> 900 非課税	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A2309	704539	83cm幅	KQ-A2109	704537	TAISコード	00170-001696		<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A1309</td><td>704535</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A1109</td><td>704533</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001695</td></tr></table> 059 非課税	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A1309	704535	83cm幅	KQ-A1109	704533	TAISコード	00170-001695		<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A0309</td><td>704531</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A0109</td><td>704529</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001694</td></tr></table> 750	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A0309	704531	83cm幅	KQ-A0109	704529	TAISコード	00170-001694	
	ベッド幅	型式	商品コード																																																	
	91cm幅	KQ-A3309	704543																																																	
	83cm幅	KQ-A3109	704541																																																	
TAISコード	00170-001697																																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																																		
91cm幅	KQ-A2309	704539																																																		
83cm幅	KQ-A2109	704537																																																		
TAISコード	00170-001696																																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																																		
91cm幅	KQ-A1309	704535																																																		
83cm幅	KQ-A1109	704533																																																		
TAISコード	00170-001695																																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																																		
91cm幅	KQ-A0309	704531																																																		
83cm幅	KQ-A0109	704529																																																		
TAISコード	00170-001694																																																			
木目ボード(キャメル)	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A3329</td><td>704544</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A3129</td><td>704542</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001708</td></tr></table> 1100 非課税	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A3329	704544	83cm幅	KQ-A3129	704542	TAISコード	00170-001708		<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A2329</td><td>704540</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A2129</td><td>704538</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001707</td></tr></table> 900 非課税	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A2329	704540	83cm幅	KQ-A2129	704538	TAISコード	00170-001707		<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A1329</td><td>704536</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A1129</td><td>704534</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001706</td></tr></table> 670 非課税	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A1329	704536	83cm幅	KQ-A1129	704534	TAISコード	00170-001706		<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A0329</td><td>704532</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A0129</td><td>704530</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001705</td></tr></table> 700	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A0329	704532	83cm幅	KQ-A0129	704530	TAISコード	00170-001705	
	ベッド幅	型式	商品コード																																																	
	91cm幅	KQ-A3329	704544																																																	
	83cm幅	KQ-A3129	704542																																																	
TAISコード	00170-001708																																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																																		
91cm幅	KQ-A2329	704540																																																		
83cm幅	KQ-A2129	704538																																																		
TAISコード	00170-001707																																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																																		
91cm幅	KQ-A1329	704536																																																		
83cm幅	KQ-A1129	704534																																																		
TAISコード	00170-001706																																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																																		
91cm幅	KQ-A0329	704532																																																		
83cm幅	KQ-A0129	704530																																																		
TAISコード	00170-001705																																																			
スリムボード(キャメル)	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A3325</td><td>704235</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A3125</td><td>704212</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001410</td></tr></table> 1050 非課税	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A3325	704235	83cm幅	KQ-A3125	704212	TAISコード	00170-001410		<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A2325</td><td>704189</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A2125</td><td>704166</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001401</td></tr></table> 850 非課税	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A2325	704189	83cm幅	KQ-A2125	704166	TAISコード	00170-001401		<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A1325</td><td>704143</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A1125</td><td>704120</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001392</td></tr></table> 700 非課税	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A1325	704143	83cm幅	KQ-A1125	704120	TAISコード	00170-001392		<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A0325</td><td>704097</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A0125</td><td>704074</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001383</td></tr></table> 720	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A0325	704097	83cm幅	KQ-A0125	704074	TAISコード	00170-001383	
	ベッド幅	型式	商品コード																																																	
	91cm幅	KQ-A3325	704235																																																	
	83cm幅	KQ-A3125	704212																																																	
TAISコード	00170-001410																																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																																		
91cm幅	KQ-A2325	704189																																																		
83cm幅	KQ-A2125	704166																																																		
TAISコード	00170-001401																																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																																		
91cm幅	KQ-A1325	704143																																																		
83cm幅	KQ-A1125	704120																																																		
TAISコード	00170-001392																																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																																		
91cm幅	KQ-A0325	704097																																																		
83cm幅	KQ-A0125	704074																																																		
TAISコード	00170-001383																																																			

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

棚付きボードもご用意しております。

サービスコード(特殊寝台) 介護給付:171003/予防給付:671003
サービスコード(特殊寝台付用品) 介護給付:171004/予防給付:671004

保険対応外商品

楽匠プラス 呼出受信機

パラマウントベッド

型式	商品コード
KQ-PA0J	714140
※サイズ:全高10.5×全幅6×奥行1.8cm	
※重量:100g	

1200

スマートフォンを持っていない方でも、
楽匠プラスの家庭内呼び出し機能を使えます

楽匠
プラス
専用



手元スイッチからの呼び出しを通知
楽匠プラス専用のコンパクトな受信機



呼出受信機は無線(Bluetooth)で楽匠プラスの手元スイッチと通信できます。
手元スイッチの呼び出しボタンを押すと、無線が届く範囲にあるベッドに登録された呼出
受信機に通知できます。面倒な配線が不要なコードレスタイプです。
※ベッド1台に対して呼出受信機は3台まで登録できます。呼出受信機で通知を受信するには呼出受信
機の電源を入れておく必要があります。
※ベッドからの家庭内呼び出し機能は、緊急時の使用を目的としたものではありません。

ホルダー付IVボール

パラマウントベッド

型式	TAISコード
KC-56P70	00170-000844

※IVボール+IVボールホルダー

楽匠Z
シリーズ
専用

型式	商品コード	TAISコード
KC-56	718140	00170-000078

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P70V	718155	00170-000843



1000

IVボール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KC-56	718140	00170-000078



1000

IVスタンド

パラマウントベッド

型式	商品コード
KC-518	718165



2000

KC-508もご用意しております。

IVボールホルダー

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P90V	718150	00170-000686



600

Q-AURA
専用

IVボールホルダー

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-PA0V	714130	00170-001343



1000

楽匠
プラス
専用

楽匠プラスシリーズ オプション

キャスター

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P70C	714065	00170-000794

※Hタイプ用

JIS認証取得



100

キャスター

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P90C	714055	00170-000560

※Xタイプ用

JIS認証取得



100

延長フレーム

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KQ-PA2L	714125	00170-001345
83cm幅	KQ-PA0L	714120	00170-001344

JIS認証取得

※延長マットレスは、
P.21をご覧ください。



130

※JIS認証取得のマークのある製品は、楽匠プラスシリーズとの組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。
※Xタイプにリフト等を使用の際は、ハイトスペーサー(KQ-P90H)とオプション脚座セット(KQ-PA0A)が必要となります。
※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

オプション脚座セット(KQ-PA0A)、
スマートハンドル(KQ-P70S)もご用意しております。

PARAMOUNT BED

クオラ ONE



クオラ ONEなら、さまざまな用途やお部屋にフィットします。



樹脂製ボード [収納付き]
両端にグリップを設けた軽量タイプ。
便利な収納も付いています。


木製ボード [スクエア]
美しい木目とシンプルな形状が、
壁ぎわに寄せて設置しやすいように、
さまざまなインテリアにマッチします。

木製ボード [グリップ]
壁ぎわに寄せて設置しやすいように、
グリップを片側に付けています。

ヘッドボードとフットボード
を入れ替えることで、グリップの
左右が変わります。
壁付けの向きに合わせて取り
付けてください。


お使いになる方の体格やお部屋に合わせてサイズを変えられます。

※91cm幅用のボードと83cm幅用のボードではサイズが異なります。
必ずベッド本体で設定した幅に合わせたボードを取り付けてください。



長さの調節

レギュラー
ミニ




頭側（背ボトム上部）
取り外して向きを変えることで
長さを変わります。

足側（マットレス止め・大）
サイズに合った位置に取り付け
ます。

幅の調節

91cm幅
83cm幅



ボトムエッジ
取り外して裏返すことで幅を
変わります。

マットレス止め（小）
サイズに合った位置に取り付け
ます。

格納式オプション受け

オプション製品を使用しないときにはオプション受けをボトムの下に格納できます。オプション
受けを格納するとベッドの側面に出っ張りや足が無くならない、足が降りやすくなり、車いす
をより近づけやすくなります。また、より壁に寄せてベッドを設置することができます。

クオラONEシリーズ オプション

キャスター

パラマウントベッド

ハイトスパーサー

パラマウントベッド

延長フレーム

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-PB3C (3M、2M、1M高用)	714142	00170-001516
KQ-PB1C (1M高用)	714141	00170-001517

KQ-PB1Cを取り付けるとベッドの高さが6cm高くなります。
※KQ-PB3Cを取り付けてもベッドの高さは変わりません。

JIS認証取得



型式	商品コード	TAISコード
KQ-PB1H (1M高用)	714143	00170-001518

ゆかからボトム上面の高さは32・36・40cmの3段階に調整
できます。

JIS認証取得



ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KQ-PB62L	714145	00170-001520
83cm幅	KQ-PB60L	714144	00170-001519

※延長マットレスは、P.21をご覧ください。

JIS認証取得



※ JIS認証取得 のマークのある製品は、クオラONEシリーズとの組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

サービスコード（特殊寝台） 介護給付：171003 / 予防給付：671003
サービスコード（特殊寝台付属品） 介護給付：171004 / 予防給付：671004

クオラ ONE シリーズ

樹脂製ボード



木製ボード
[スクエア]



木製ボード
[グリップ]




	樹脂製ボード	木製ボード [スクエア]	木製ボード [グリップ]																																				
3 モーター	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-B6321</td><td>704480</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-B6301</td><td>704483</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001521</td></tr></table> 800 非課税	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-B6321	704480	83cm幅	KQ-B6301	704483	TAISコード	00170-001521		<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-B6327</td><td>704482</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-B6307</td><td>704485</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001523</td></tr></table> 820 非課税	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-B6327	704482	83cm幅	KQ-B6307	704485	TAISコード	00170-001523		<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-B6326</td><td>704481</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-B6306</td><td>704484</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001522</td></tr></table> 760 非課税	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-B6326	704481	83cm幅	KQ-B6306	704484	TAISコード	00170-001522	
	ベッド幅	型式	商品コード																																				
91cm幅	KQ-B6321	704480																																					
83cm幅	KQ-B6301	704483																																					
TAISコード	00170-001521																																						
ベッド幅	型式	商品コード																																					
91cm幅	KQ-B6327	704482																																					
83cm幅	KQ-B6307	704485																																					
TAISコード	00170-001523																																						
ベッド幅	型式	商品コード																																					
91cm幅	KQ-B6326	704481																																					
83cm幅	KQ-B6306	704484																																					
TAISコード	00170-001522																																						
2 モーター	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-B6221</td><td>704486</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-B6201</td><td>704489</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001524</td></tr></table> 620 非課税	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-B6221	704486	83cm幅	KQ-B6201	704489	TAISコード	00170-001524		<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-B6227</td><td>704488</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-B6207</td><td>704491</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001526</td></tr></table> 630 非課税	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-B6227	704488	83cm幅	KQ-B6207	704491	TAISコード	00170-001526		<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-B6226</td><td>704487</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-B6206</td><td>704490</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001525</td></tr></table> 630 非課税	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-B6226	704487	83cm幅	KQ-B6206	704490	TAISコード	00170-001525	
	ベッド幅	型式	商品コード																																				
91cm幅	KQ-B6221	704486																																					
83cm幅	KQ-B6201	704489																																					
TAISコード	00170-001524																																						
ベッド幅	型式	商品コード																																					
91cm幅	KQ-B6227	704488																																					
83cm幅	KQ-B6207	704491																																					
TAISコード	00170-001526																																						
ベッド幅	型式	商品コード																																					
91cm幅	KQ-B6226	704487																																					
83cm幅	KQ-B6206	704490																																					
TAISコード	00170-001525																																						
1 モーター (背タイプ)	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-B6121</td><td>704492</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-B6101</td><td>704495</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001527</td></tr></table> 700 非課税	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-B6121	704492	83cm幅	KQ-B6101	704495	TAISコード	00170-001527		<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-B6127</td><td>704494</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-B6107</td><td>704497</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001529</td></tr></table> 550 非課税	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-B6127	704494	83cm幅	KQ-B6107	704497	TAISコード	00170-001529		<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-B6126</td><td>704493</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-B6106</td><td>704496</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001528</td></tr></table> 550 非課税	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-B6126	704493	83cm幅	KQ-B6106	704496	TAISコード	00170-001528	
	ベッド幅	型式	商品コード																																				
91cm幅	KQ-B6121	704492																																					
83cm幅	KQ-B6101	704495																																					
TAISコード	00170-001527																																						
ベッド幅	型式	商品コード																																					
91cm幅	KQ-B6127	704494																																					
83cm幅	KQ-B6107	704497																																					
TAISコード	00170-001529																																						
ベッド幅	型式	商品コード																																					
91cm幅	KQ-B6126	704493																																					
83cm幅	KQ-B6106	704496																																					
TAISコード	00170-001528																																						
1 モーター (高さタイプ)	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-B6021</td><td>704498</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-B6001</td><td>704501</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001530</td></tr></table> 550 非課税	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-B6021	704498	83cm幅	KQ-B6001	704501	TAISコード	00170-001530		<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-B6027</td><td>704500</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-B6007</td><td>704503</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001532</td></tr></table> 580 非課税	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-B6027	704500	83cm幅	KQ-B6007	704503	TAISコード	00170-001532		<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-B6026</td><td>704499</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-B6006</td><td>704502</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001531</td></tr></table> 580 非課税	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-B6026	704499	83cm幅	KQ-B6006	704502	TAISコード	00170-001531	
	ベッド幅	型式	商品コード																																				
91cm幅	KQ-B6021	704498																																					
83cm幅	KQ-B6001	704501																																					
TAISコード	00170-001530																																						
ベッド幅	型式	商品コード																																					
91cm幅	KQ-B6027	704500																																					
83cm幅	KQ-B6007	704503																																					
TAISコード	00170-001532																																						
ベッド幅	型式	商品コード																																					
91cm幅	KQ-B6026	704499																																					
83cm幅	KQ-B6006	704502																																					
TAISコード	00170-001531																																						

共通サイズ表

※クオラ ONE シリーズは、1台のベッドでレギュラー
とミニとのサイズ変更が可能です。

樹脂製ボード

レギュラー/ミニ



木製ボード [スクエア] [グリップ]

レギュラー/ミニ



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

rento

レント シリーズ

JIS T 9254
JIS 福祉用具
JQA JQ0308178

ベッドが変わる。毎日の暮らしが変わる。

レントシリーズは、適合するサイドレールおよびベッド用グリップとの組み合わせにおいて JIS 規格 (JIS T9254) の認証を取得しています。



POINT 1 低床 22cm+垂直昇降方式で安心

最低床高は22cm*、小柄な方でもかかとがしっかりとゆかにつくように設定しています。高さ調節機構は垂直昇降方式です。ベッドがスイングしながら昇降する方式と異なり、ご利用者がベッドに腰かけた状態であげさげしても姿勢を保ちやすい方式です。


* ゆかからボトム上面までの高さです (マットレスの厚さは含まれません)。1 モーター (背タイプ) は高さ調節ができません。



POINT 2 省スペース化を実現 ご家庭での使いやすさに配慮しています

ご家庭で使いやすいように、ボードの厚さを薄くし、さらに、余分なスペースが要らない垂直昇降方式を採用することで省スペース化を実現しました*。

* スイング昇降方式のQ-AURA (クオラ) シリーズ (レギュラー) よりも長さ方向で約 13cm 短くなりました。



POINT 3 オプション脚座セットで、 床高 15cm* の超低床ベッドに

別売のオプション脚座セットに付け替えることで、最低床高が 15cm* の超低床ベッドに変えることができます。ベッドから転落する心配のある方におすすめです。

* ゆかからボトム上面までの高さです (マットレスの厚さは含まれません)。最高床高は 55cm になります。



POINT 4 ベッドの動きが目に見えるから安心、 「表示パネル付き手元スイッチ」

手になじみやすい大きさや形状の手元スイッチです。「メモリー」のボタン* (1)(2) にひとつずつ、よく使うポジションや好みのポジションを登録できます。

* 1 モーターを除く。



レントシリーズ オプション


キャスター

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P68C	714115	00170-001031

ベッドの高さが5cm低くなります。

JIS 認証取得



100

延長フレーム

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KQ-P78L	709235	00170-000936
83cm幅	KQ-P68L	709240	00170-001032

JIS 認証取得

* 延長マットレスは、P.21をご覧ください。



150

オプション脚座セット (低床) パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P68A	714110	00170-001030

ベッドの高さが7cm低くなります。

JIS 認証取得



50

* JIS 認証取得 のマークのある製品は、レントシリーズとの組み合わせにおいて JIS 認証を取得しております。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

サービスコード (特殊寝台) 介護給付: 171003 / 予防給付: 671003
サービスコード (特殊寝台付属品) 介護給付: 171004 / 予防給付: 671004

レントシリーズ



(レギュラーサイズ・ミニサイズ)



	ソフトピンク	ミントグリーン	サンドホワイト																																																						
3 モーター	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-68331</td><td>702370</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-68311</td><td>702380</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-68321</td><td>702375</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-68301</td><td>702385</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001018</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-68331	702370	83cm幅	KQ-68311	702380	91cm幅 mini	KQ-68321	702375	83cm幅 mini	KQ-68301	702385	TAISコード	00170-001018		<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-68332</td><td>702450</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-68312</td><td>702460</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-68322</td><td>702455</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-68302</td><td>702465</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001019</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-68332	702450	83cm幅	KQ-68312	702460	91cm幅 mini	KQ-68322	702455	83cm幅 mini	KQ-68302	702465	TAISコード	00170-001019		<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-68333</td><td>702530</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-68313</td><td>702540</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-68323</td><td>702535</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-68303</td><td>702545</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001020</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-68333	702530	83cm幅	KQ-68313	702540	91cm幅 mini	KQ-68323	702535	83cm幅 mini	KQ-68303	702545	TAISコード	00170-001020	
	ベッド幅	型式	商品コード																																																						
	91cm幅	KQ-68331	702370																																																						
	83cm幅	KQ-68311	702380																																																						
91cm幅 mini	KQ-68321	702375																																																							
83cm幅 mini	KQ-68301	702385																																																							
TAISコード	00170-001018																																																								
ベッド幅	型式	商品コード																																																							
91cm幅	KQ-68332	702450																																																							
83cm幅	KQ-68312	702460																																																							
91cm幅 mini	KQ-68322	702455																																																							
83cm幅 mini	KQ-68302	702465																																																							
TAISコード	00170-001019																																																								
ベッド幅	型式	商品コード																																																							
91cm幅	KQ-68333	702530																																																							
83cm幅	KQ-68313	702540																																																							
91cm幅 mini	KQ-68323	702535																																																							
83cm幅 mini	KQ-68303	702545																																																							
TAISコード	00170-001020																																																								
	900 非課税	900 非課税	900 非課税																																																						
2 モーター	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-68231</td><td>702390</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-68211</td><td>702400</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-68221</td><td>702395</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-68201</td><td>702405</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001021</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-68231	702390	83cm幅	KQ-68211	702400	91cm幅 mini	KQ-68221	702395	83cm幅 mini	KQ-68201	702405	TAISコード	00170-001021		<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-68232</td><td>702470</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-68212</td><td>702480</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-68222</td><td>702475</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-68202</td><td>702485</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001022</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-68232	702470	83cm幅	KQ-68212	702480	91cm幅 mini	KQ-68222	702475	83cm幅 mini	KQ-68202	702485	TAISコード	00170-001022		<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-68233</td><td>702550</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-68213</td><td>702560</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-68223</td><td>702555</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-68203</td><td>702565</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001023</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-68233	702550	83cm幅	KQ-68213	702560	91cm幅 mini	KQ-68223	702555	83cm幅 mini	KQ-68203	702565	TAISコード	00170-001023	
	ベッド幅	型式	商品コード																																																						
	91cm幅	KQ-68231	702390																																																						
	83cm幅	KQ-68211	702400																																																						
91cm幅 mini	KQ-68221	702395																																																							
83cm幅 mini	KQ-68201	702405																																																							
TAISコード	00170-001021																																																								
ベッド幅	型式	商品コード																																																							
91cm幅	KQ-68232	702470																																																							
83cm幅	KQ-68212	702480																																																							
91cm幅 mini	KQ-68222	702475																																																							
83cm幅 mini	KQ-68202	702485																																																							
TAISコード	00170-001022																																																								
ベッド幅	型式	商品コード																																																							
91cm幅	KQ-68233	702550																																																							
83cm幅	KQ-68213	702560																																																							
91cm幅 mini	KQ-68223	702555																																																							
83cm幅 mini	KQ-68203	702565																																																							
TAISコード	00170-001023																																																								
	720 非課税	720 非課税	730 非課税																																																						
1 モーター (背タイプ)	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-68131</td><td>702410</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-68111</td><td>702420</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-68121</td><td>702415</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-68101</td><td>702425</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001024</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-68131	702410	83cm幅	KQ-68111	702420	91cm幅 mini	KQ-68121	702415	83cm幅 mini	KQ-68101	702425	TAISコード	00170-001024		<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-68132</td><td>702490</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-68112</td><td>702500</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-68122</td><td>702495</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-68102</td><td>702505</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001025</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-68132	702490	83cm幅	KQ-68112	702500	91cm幅 mini	KQ-68122	702495	83cm幅 mini	KQ-68102	702505	TAISコード	00170-001025		<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-68133</td><td>702570</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-68113</td><td>702580</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-68123</td><td>702575</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-68103</td><td>702585</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001026</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-68133	702570	83cm幅	KQ-68113	702580	91cm幅 mini	KQ-68123	702575	83cm幅 mini	KQ-68103	702585	TAISコード	00170-001026	
	ベッド幅	型式	商品コード																																																						
	91cm幅	KQ-68131	702410																																																						
	83cm幅	KQ-68111	702420																																																						
91cm幅 mini	KQ-68121	702415																																																							
83cm幅 mini	KQ-68101	702425																																																							
TAISコード	00170-001024																																																								
ベッド幅	型式	商品コード																																																							
91cm幅	KQ-68132	702490																																																							
83cm幅	KQ-68112	702500																																																							
91cm幅 mini	KQ-68122	702495																																																							
83cm幅 mini	KQ-68102	702505																																																							
TAISコード	00170-001025																																																								
ベッド幅	型式	商品コード																																																							
91cm幅	KQ-68133	702570																																																							
83cm幅	KQ-68113	702580																																																							
91cm幅 mini	KQ-68123	702575																																																							
83cm幅 mini	KQ-68103	702585																																																							
TAISコード	00170-001026																																																								
	600 非課税	600 非課税	600 非課税																																																						
1 モーター (高さタイプ)	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-68031</td><td>702430</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-68011</td><td>702440</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-68021</td><td>702435</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-68001</td><td>702445</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001027</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-68031	702430	83cm幅	KQ-68011	702440	91cm幅 mini	KQ-68021	702435	83cm幅 mini	KQ-68001	702445	TAISコード	00170-001027		<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-68032</td><td>702510</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-68012</td><td>702520</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-68022</td><td>702515</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-68002</td><td>702525</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001028</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-68032	702510	83cm幅	KQ-68012	702520	91cm幅 mini	KQ-68022	702515	83cm幅 mini	KQ-68002	702525	TAISコード	00170-001028		<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-68033</td><td>702590</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-68013</td><td>702600</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-68023</td><td>702595</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-68003</td><td>702605</td></tr><tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001029</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-68033	702590	83cm幅	KQ-68013	702600	91cm幅 mini	KQ-68023	702595	83cm幅 mini	KQ-68003	702605	TAISコード	00170-001029	
	ベッド幅	型式	商品コード																																																						
	91cm幅	KQ-68031	702430																																																						
	83cm幅	KQ-68011	702440																																																						
91cm幅 mini	KQ-68021	702435																																																							
83cm幅 mini	KQ-68001	702445																																																							
TAISコード	00170-001027																																																								
ベッド幅	型式	商品コード																																																							
91cm幅	KQ-68032	702510																																																							
83cm幅	KQ-68012	702520																																																							
91cm幅 mini	KQ-68022	702515																																																							
83cm幅 mini	KQ-68002	702525																																																							
TAISコード	00170-001028																																																								
ベッド幅	型式	商品コード																																																							
91cm幅	KQ-68033	702590																																																							
83cm幅	KQ-68013	702600																																																							
91cm幅 mini	KQ-68023	702595																																																							
83cm幅 mini	KQ-68003	702605																																																							
TAISコード	00170-001029																																																								
	600 非課税	620 非課税	600 非課税																																																						

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

PARAMOUNT BED

サービスコード (特殊寝台) 介護給付:171003 / 予防給付:671003
サービスコード (特殊寝台付属品) 介護給付:171004 / 予防給付:671004

楽匠 Wing

大切な人だから、
特別な一台を。



Wide&Longで特別なゆとりの空間を

100cm幅のワイドサイズ。ロングサイズへの切り替えも可能です。
布面やシングルサイズのベッドと同じ感覚で使える100cm幅。大きく寝返りがうてるサイズです。
さらに、ベッドの長さの切り替えも可能です。頭側、足側の部品の取り付け位置を変えるだけで191cmから205cmに延長でき、頭側にも足先にもゆとりが生まれます。



*頭側、足側の両方向に延長します。
*延長マットレス (別売) が必要です。

大切な人だから、確かな安心を

手元スイッチで、家族のスマートフォンとつながる。

手元スイッチの呼び出しボタンを押すと、無線 (Bluetooth) が届く範囲にあるスマートフォンに通知できます。

*専用の「ベッド操作アプリ」をインストールしたスマートフォンをベッドに登録する必要があります。詳しくは「ベッド操作アプリ」内のヘルプをご覧ください。
*本機能は、緊急時の使用を目的としたものではありません。
*スマートフォンおよび呼び出し受信機と連携した各機能はJIS認証範囲外となります。



お部屋に、もうひとつの癒しを。

バイオフィリックデザインの考え方を提案します。

「人は本能的に自然とのつながりを求める」というバイオフィリアの考え方を取り入れたデザインです。自然をイメージさせるものに接することで、幸福感の高まり、ストレスの軽減、活動意欲の向上などの心理効果が期待できるとして、オフィススペースや商業施設に「バイオフィリックデザイン」を導入する例が増えています。



ホワイトアイボリー

ブロンズグレー

※TAISコード/価格はP.26をチェック!

	ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
ラクリア3モーション	100cm幅	KQ-W6529	706005	00170-001665
2モーション	100cm幅	KQ-W5529	706000	00170-001669

●共通サイズ表



〈ラクリア3モーション〉

〈2モーション〉

1400

1200

※JIS認証取得のマークのある製品は、楽匠Wingシリーズとの組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

楽匠 Z
らくしゅう Zシリーズ



	セーフティラウンドボード (樹脂製・木目調)	木製ボード	木製ボード (ハイトイプ)	棚付ボード																																																						
3 モーション	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7331</td><td>707725</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-7311</td><td>707685</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7321</td><td>707705</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-7301</td><td>707665</td></tr></table> TAISコード 00170-000785 1200 非課税 在庫限定	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7331	707725	83cm幅	KQ-7311	707685	91cm幅 mini	KQ-7321	707705	83cm幅 mini	KQ-7301	707665	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7332</td><td>707730</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-7312</td><td>707690</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7322</td><td>707710</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-7302</td><td>707670</td></tr></table> TAISコード 00170-000786 1200 非課税 在庫限定	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7332	707730	83cm幅	KQ-7312	707690	91cm幅 mini	KQ-7322	707710	83cm幅 mini	KQ-7302	707670	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7333</td><td>707735</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-7313</td><td>707695</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7323</td><td>707715</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-7303</td><td>707675</td></tr></table> TAISコード 00170-000787 1200 非課税 在庫限定	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7333	707735	83cm幅	KQ-7313	707695	91cm幅 mini	KQ-7323	707715	83cm幅 mini	KQ-7303	707675	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7334</td><td>702325</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7324</td><td>702320</td></tr></table> TAISコード 00170-000928 1100 非課税 在庫限定	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7334	702325	91cm幅 mini	KQ-7324	702320
	ベッド幅	型式	商品コード																																																							
	91cm幅	KQ-7331	707725																																																							
	83cm幅	KQ-7311	707685																																																							
91cm幅 mini	KQ-7321	707705																																																								
83cm幅 mini	KQ-7301	707665																																																								
ベッド幅	型式	商品コード																																																								
91cm幅	KQ-7332	707730																																																								
83cm幅	KQ-7312	707690																																																								
91cm幅 mini	KQ-7322	707710																																																								
83cm幅 mini	KQ-7302	707670																																																								
ベッド幅	型式	商品コード																																																								
91cm幅	KQ-7333	707735																																																								
83cm幅	KQ-7313	707695																																																								
91cm幅 mini	KQ-7323	707715																																																								
83cm幅 mini	KQ-7303	707675																																																								
ベッド幅	型式	商品コード																																																								
91cm幅	KQ-7334	702325																																																								
91cm幅 mini	KQ-7324	702320																																																								
2 モーション	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7231</td><td>707645</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-7211</td><td>707605</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7221</td><td>707625</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-7201</td><td>707585</td></tr></table> TAISコード 00170-000777 900 非課税 在庫限定	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7231	707645	83cm幅	KQ-7211	707605	91cm幅 mini	KQ-7221	707625	83cm幅 mini	KQ-7201	707585	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7232</td><td>707650</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-7212</td><td>707610</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7222</td><td>707630</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-7202</td><td>707590</td></tr></table> TAISコード 00170-000778 930 非課税 在庫限定	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7232	707650	83cm幅	KQ-7212	707610	91cm幅 mini	KQ-7222	707630	83cm幅 mini	KQ-7202	707590	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7233</td><td>707655</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-7213</td><td>707615</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7223</td><td>707635</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-7203</td><td>707595</td></tr></table> TAISコード 00170-000779 930 非課税 在庫限定	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7233	707655	83cm幅	KQ-7213	707615	91cm幅 mini	KQ-7223	707635	83cm幅 mini	KQ-7203	707595	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7234</td><td>702315</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7224</td><td>702310</td></tr></table> TAISコード 00170-000926 930 非課税 在庫限定	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7234	702315	91cm幅 mini	KQ-7224	702310
	ベッド幅	型式	商品コード																																																							
	91cm幅	KQ-7231	707645																																																							
	83cm幅	KQ-7211	707605																																																							
91cm幅 mini	KQ-7221	707625																																																								
83cm幅 mini	KQ-7201	707585																																																								
ベッド幅	型式	商品コード																																																								
91cm幅	KQ-7232	707650																																																								
83cm幅	KQ-7212	707610																																																								
91cm幅 mini	KQ-7222	707630																																																								
83cm幅 mini	KQ-7202	707590																																																								
ベッド幅	型式	商品コード																																																								
91cm幅	KQ-7233	707655																																																								
83cm幅	KQ-7213	707615																																																								
91cm幅 mini	KQ-7223	707635																																																								
83cm幅 mini	KQ-7203	707595																																																								
ベッド幅	型式	商品コード																																																								
91cm幅	KQ-7234	702315																																																								
91cm幅 mini	KQ-7224	702310																																																								
1 モーション	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7131</td><td>707565</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-7111</td><td>707525</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7121</td><td>707545</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-7101</td><td>707505</td></tr></table> TAISコード 00170-000769 720 非課税 在庫限定	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7131	707565	83cm幅	KQ-7111	707525	91cm幅 mini	KQ-7121	707545	83cm幅 mini	KQ-7101	707505	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7132</td><td>707570</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-7112</td><td>707530</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7122</td><td>707550</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-7102</td><td>707510</td></tr></table> TAISコード 00170-000770 720 非課税 在庫限定	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7132	707570	83cm幅	KQ-7112	707530	91cm幅 mini	KQ-7122	707550	83cm幅 mini	KQ-7102	707510	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7133</td><td>707575</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-7113</td><td>707535</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7123</td><td>707555</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-7103</td><td>707515</td></tr></table> TAISコード 00170-000771 630 非課税 在庫限定	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7133	707575	83cm幅	KQ-7113	707535	91cm幅 mini	KQ-7123	707555	83cm幅 mini	KQ-7103	707515	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7134</td><td>702305</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7124</td><td>702300</td></tr></table> TAISコード 00170-000924 800 非課税 在庫限定	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7134	702305	91cm幅 mini	KQ-7124	702300
	ベッド幅	型式	商品コード																																																							
	91cm幅	KQ-7131	707565																																																							
	83cm幅	KQ-7111	707525																																																							
91cm幅 mini	KQ-7121	707545																																																								
83cm幅 mini	KQ-7101	707505																																																								
ベッド幅	型式	商品コード																																																								
91cm幅	KQ-7132	707570																																																								
83cm幅	KQ-7112	707530																																																								
91cm幅 mini	KQ-7122	707550																																																								
83cm幅 mini	KQ-7102	707510																																																								
ベッド幅	型式	商品コード																																																								
91cm幅	KQ-7133	707575																																																								
83cm幅	KQ-7113	707535																																																								
91cm幅 mini	KQ-7123	707555																																																								
83cm幅 mini	KQ-7103	707515																																																								
ベッド幅	型式	商品コード																																																								
91cm幅	KQ-7134	702305																																																								
91cm幅 mini	KQ-7124	702300																																																								

楽匠Wingシリーズ オプション

キャスター バラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
RQ-P30C	714146	00170-001671

キャスターを取り付けるとベッドの高さが10cm高くなります。


JIS認証取得



120

●共通サイズ表


セーフティラウンドボード (樹脂製・木目調)
(レギュラーサイズ・ミニサイズ)




木製ボード
(レギュラーサイズ・ミニサイズ)



木製ボード (ハイトイプ)
(レギュラーサイズ・ミニサイズ)



棚付ボード
(レギュラーサイズ・ミニサイズ)



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。


楽匠Zシリーズオプション: 延長フレーム (KQ-P72L/KQ-P70L)、キャスター (KQ-P70C) もご用意しております。

マットレス

サービスコード（特殊寝台付属品） 介護給付：171004 / 予防給付：671004

PARAMOUNT BED

PREGLAR STR



プレグラ STR マットレス

パラマウントベッド

ストレッチ面とハード面、それぞれの特性に合わせて使い分けできるリバーシブルマットレス

厚さ
8cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-517T	708897	00170-001660
91cm幅	KE-511T	708893	00170-001656
83cm幅	KE-513T	708895	00170-001658
91cm幅 mini	KE-512T	708894	00170-001657
83cm幅 mini	KE-514T	708896	00170-001659

〈100cm〉	270
〈91・83cm〉	220

ソフティアマットレス（通気タイプ）

パラマウントベッド

3D面・フラット面、2種類のやさらかさが選べるリバーシブルマットレス

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-261T	708845	00170-001639
83cm幅	KE-263T	708855	00170-001640
91cm幅 mini	KE-262T	708850	00170-001641
83cm幅 mini	KE-264T	708860	00170-001642



Softia
ソフティア

厚さ 8cm	160
-----------	-----

エバーリーフ7

パラマウントベッド

ソフト面とハード面で寝心地が選べるリバーシブル構造 厚さ7cmの薄型・軽量タイプです

■通気タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-541T	708625	00170-000878
83cm幅	KE-543T	708630	00170-000880
91cm幅 mini	KE-542T	708665	00170-000912
83cm幅 mini	KE-544T	708670	00170-000913



EverLeaf
エバーリーフ

■清拭タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-541S	708635	00170-000877
83cm幅	KE-543S	708640	00170-000879

プレグラーマットレス

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-557Q	708202	00170-000444
91cm幅	KE-551Q	708020	00170-000159
83cm幅	KE-553Q	708000	00170-000142
91cm幅 mini	KE-5511Q	708200	00170-000286
83cm幅 mini	KE-5531Q	708180	00170-000285

伸びながら曲がる
キューマラインボトムの
ベッドに適しています

厚さ
8cm



〈100cm〉	210
〈91・83cm〉	210

クレーターマットレス

パラマウントベッド

からだとウレタン凸部の接触面積が小さく、
圧迫感を軽減します

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-761	708140	00170-000043
83cm幅	KE-763	708120	00170-000044



厚さ 9cm	210
-----------	-----

マットレス／延長マットレス

エバーフィットC3

パラマウントベッド

「エバーフィットマットレス」の材質と構造を一新
快適性と利便性を両立させたマットレスです

■通気タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-617TQ	708695	00170-001046
91cm幅	KE-611TQ	708675	00170-001042
83cm幅	KE-613TQ	708685	00170-001044
91cm幅 mini	KE-612TQ	708680	00170-001043
83cm幅 mini	KE-614TQ	708690	00170-001045

■ドライタイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-611UQ	708700	00170-001033
83cm幅	KE-613UQ	708710	00170-001035
91cm幅 mini	KE-612UQ	708705	00170-001034
83cm幅 mini	KE-614UQ	708715	00170-001036

■抗ウイルスタイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-611V	708865	00170-001636
83cm幅	KE-613V	708870	00170-001635

Everfit C³

厚さ
10cm



●通気タイプ
〈100cm〉

360

〈91・83cm〉


310

●ドライタイプ
〈91・83cm〉

310

●抗ウイルスタイプ
〈91・83cm〉

320



アルファプラ すくっとRe 通気タイプ

タイカ

高弾性ウレタンで動きやすさをサポート
アクティブエリアで寝返りをサポートします

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	TS-SKT-ReA1R	708650	00563-000108
83cm幅	TS-SKT-ReA3R	708645	00563-000106
91cm幅 mini	TS-SKT-ReA1S	708660	00563-000109
83cm幅 mini	TS-SKT-ReA3S	708655	00563-000107



310

延長マットレス

パラマウントベッド


ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-551L	709203	00170-000563
83cm幅	KE-553L	709204	00170-000565



80

延長フレームに
対応する
マットレスです

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-L117	709255	00170-001105
91cm幅	KE-L111	709245	00170-001103
83cm幅	KE-L113	709250	00170-001104



〈100cm幅〉	120
〈91・83cm幅〉	100

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-L127	709270	00170-001108
91cm幅	KE-L121	709260	00170-001106
83cm幅	KE-L123	709265	00170-001107



〈100cm幅〉	110
〈91・83cm幅〉	100

PARAMOUNT BED



背あげをおこなうケアに対応するために、ストレッチマットレスが進化しました。

[ハイ・スタンダードマットレス]

ストレッチフィット II

[床ずれ防止マットレス(静止型マットレス)]

ストレッチグライド II

サービスコード (特殊寝台付属品) 介護給付:171004 / 予防給付:671004
サービスコード (床ずれ防止用具) 介護給付:171005 / 予防給付:671005

3つの進化で、「ずれ軽減」「体圧分散」「蒸れ軽減」の性能が向上。
背あげの機会を増やし、より身体にかかる負担が少なく過ごせるようにサポートします。


進化1 ストレッチシステム+グライドシート

●ストレッチシステム

ベッドの背あげに合わせてマットレスが伸びることで、背あげに伴う胸部や腹部の圧迫感、背部や臀部に加わるずれ力を軽減します。カッティング加工を施した範囲が広くなり、旧機種よりも伸びやすくなりました。起きあがり姿勢がよくなるため、動きやすさと床ずれ予防に効果を発揮します。

●グライドシート

ウレタンフォームの上面に滑りのよいグライドシートを設けています。ベッドの背あげをするときに、クッション材とカバーの間を滑らせて身体のずれや圧迫感を軽減します。ストレッチフィットIIは、グライドシートを新採用。旧機種と比較してずれ力約50%減を実現しています。ストレッチグライドIIは、横方向には滑りにくく縦方向にだけ滑りやすいグライドシートを採用して、ずれ力が旧機種と比較して約35%減。横ずれを防ぎ、より姿勢が安定しやすくなります。



進化2 ウレタンフォーム層

ストレッチフィットIIは、ウレタン層の厚みを1cm増やして旧機種よりも体圧分散性を向上。ストレッチグライドIIは、優れた体圧分散性はそのままに、新しく、寝返りなどの動作がおこないやすい特性のムーブサポートフォームを採用しています。

進化3 マットレスカバー(側地)

●吸放湿性と肌あたりの良さを両立する「さらドライ」タイプをラインアップに追加
独自素材が身体とマットレスの間に発生する水蒸気を吸収・放出し、蒸れを軽減します。床ずれ要因のひとつといわれる皮膚温調節に配慮しながら、カバーの表側を肌あたりの良い生地面とすることで、過ごしやすき環境をサポートします。

●清拭消毒に対応する「抗ウイルス」タイプをラインアップに追加

マットレスカバーに抗ウイルス加工した生地(BYERUS:バイラス)を採用しています。細菌やウイルスに効果を発揮するアルコールや次亜塩素酸ナトリウム(1%)での清拭が可能です。
※すべてのウイルスに対して効果があるわけではありません。※感染を防ぐものではありません。※抗ウイルス加工による人体への影響はありません。

ストレッチフィット II

パラマウントベッド

■通気タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-7A7T	708935	00170-001720
91cm幅	KE-7A1T	708933	00170-001716
83cm幅	KE-7A3T	708931	00170-001718
91cm幅 mini	KE-7A2T	708934	00170-001717
83cm幅 mini	KE-7A4T	708932	00170-001719

■さらドライタイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-7A1N	708937	00170-001721
83cm幅	KE-7A3N	708936	00170-001722

■抗ウイルスタイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-7A1V	708939	00170-001723
83cm幅	KE-7A3V	708938	00170-001724


厚さ
10cm

厚さ10cmの3層構造により
優れた体圧分散性を発揮

対象者の目安(床ずれ発生リスク度)

なし 軽度 中等度 高度

ストレッチフィットII



●通気タイプ

<100cm>

400

●さらドライタイプ

<91・83cm>

320

●抗ウイルスタイプ

<91・83cm>

360

床ずれ防止用具

ストレッチグライド II

パラマウントベッド

■通気タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-7B7T	722605	00170-001729
91cm幅	KE-7B1T	722603	00170-001725
83cm幅	KE-7B3T	722601	00170-001727
91cm幅 mini	KE-7B2T	722604	00170-001726
83cm幅 mini	KE-7B4T	722602	00170-001728

■さらドライタイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-7B1N	722607	00170-001730
83cm幅	KE-7B3N	722606	00170-001731

■抗ウイルスタイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-7B1V	722609	00170-001732
83cm幅	KE-7B3V	722608	00170-001733

厚さ
12.5cm

厚さ12.5cmの4層構造が、
最高レベル^{※1}の体圧分散性を発揮

※1 当社マットレスラインアップ内での相対比較

対象者の目安(床ずれ発生リスク度)

なし 軽度 中等度 高度

ストレッチグライドII



●通気タイプ

<100cm>

650

●さらドライタイプ

<91・83cm>

580

●抗ウイルスタイプ

<91・83cm>

630

ウレタンフォーム

アルファプラL 通気タイプ


タイカ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	MB-LA0R	724740	00563-000095
91cm幅	MB-LA1R	724720	00563-000093
83cm幅	MB-LA3R	724700	00563-000091
91cm幅 mini	MB-LA1S	724730	00563-000094
83cm幅 mini	MB-LA3S	724710	00563-000092

●カバー:ポリエステル 通気カバータイプ
●クッション材:α GEL・ポリウレタンフォーム

床ずれが心配になり始めた方に適していて、
体圧分散と動きやすさのバランスが特徴

厚さ
10cm



<100cm>

610

<91・83cm>

520

ウレタンフォーム

アルファプラF II 通気タイプ

タイカ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	MB-FIIA0R	708805	00563-000140
91cm幅	MB-FIIA1R	708790	00563-000137
83cm幅	MB-FIIA3R	708775	00563-000134
91cm幅 mini	MB-FIIA1S	708795	00563-000138
83cm幅 mini	MB-FIIA3S	708780	00563-000135

●カバー:ポリエステル 通気カバータイプ
●クッション材:α GEL・ポリウレタンフォーム

自分で動く意欲を支え、
寝返りをサポートする

厚さ
13cm



<100cm>

740

<91・83cm>

630

ウレタンフォーム

アルファプラF II-W 通気タイプ

タイカ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	MB-FIIPA1R	722580	00563-000145
83cm幅	MB-FIIPA3R	722570	00563-000143
91cm幅 mini	MB-FIIPA1S	722585	00563-000146
83cm幅 mini	MB-FIIPA3S	722575	00563-000144

●カバー:ポリエステル 通気カバータイプ
●クッション材:ポリウレタンフォーム・シリコーンゲル

Wのチカラで
あなたを守る

厚さ
13cm



650

静止型マットレス

ナーシングラッグ マットレス

ウェルファン

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	NRM-01	810816	00082-000053

●サイズ:長さ191cm ●重量:12.6kg ●カラー:イエロー
●材質:表面/シープスキン(天然羊毛毛)100%
中材/上層:無膜ウレタンフォーム
中層:ポリプロピレン立体構造体
下層:ポリエステル固綿
中袋:ナイロン100%



天然100%の
快適な寝心地です。



INTERIORS
PURE NEW WOOL



表面
表面素材は医療看護用羊毛毛。
ナーシングラッグを使用。
体圧分散、摩擦軽減、吸湿通気
性に優れています。

中材
中材は、3層構造で体圧の分散
と通気性に優れ、沈み込みすぎ
ることなく身体を支持します。

医療看護用羊毛毛と3層構造のマットが寝返りを
妨げず、体圧を分散し床ずれを防止します
ムレも取り除きます

オーバーレイ

ナーシングラッグ ニ匹物

ウェルファン

型式	商品コード	TAISコード
NR-2P	810817	00082-000091

●サイズ:約65×180cm ●毛の長さ:2.5cm
●材質:シープスキン(天然羊毛毛)100%



高密度の毛面で背中や
おしりを支え、ムレを取り除き、
体圧を分散し摩擦を軽減します
天然100%の快適な寝心地です。

700

ウレタンフォーム

エバープラウドマットレス

パラマウントベッド

3つの機能で床ずれ防止を多面的にサポート
静止型で最高レベルの体圧分散性を実現*

*当社マットレスラインアップ内での比較

タイプ	ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
通気タイプ	91cm幅	KE-621TQ	722530	00170-000962
	83cm幅	KE-623TQ	722540	00170-000964
	91cm幅 mini	KE-622TQ	722535	00170-000963
	83cm幅 mini	KE-624TQ	722545	00170-000965
ドライタイプ	91cm幅	KE-621UQ	722550	00170-000966
	83cm幅	KE-623UQ	722560	00170-000968
	91cm幅 mini	KE-622UQ	722555	00170-000967
	83cm幅 mini	KE-624UQ	722565	00170-000969
抗ウイルスタイプ	91cm幅	KE-621V	722595	00170-001638
	83cm幅	KE-623V	722600	00170-001637

Ever Proud

厚さ 13cm

通気タイプ

ドライタイプ

抗ウイルスタイプ

BYERUS

体圧分散性 単位:mmHg

動きやすさ

580 570 620

高機能エアマットレス

ここちあ利楽

パラマウントベッド

タイプ	ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
通気タイプ	91cm幅	KE-971T	724810	00170-001069
	83cm幅	KE-973T	724820	00170-001071
	91cm幅 mini	KE-972T	724815	00170-001070
	83cm幅 mini	KE-974T	724825	00170-001072
清拭タイプ	91cm幅	KE-971S	724790	00170-001065
	83cm幅	KE-973S	724800	00170-001067
	91cm幅 mini	KE-972S	724795	00170-001066
	83cm幅 mini	KE-974S	724805	00170-001068

利楽

厚さ 13cm

通気タイプ

清拭タイプ

交換 グライドシート

リプレイメント しっかりモード

背上げモード 停電対策機能

ここちあ利楽 リンクケーブル付

タイプ	ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
通気タイプ	91cm幅	KE-971T-L	00170-001079	
	83cm幅	KE-973T-L	00170-001081	
	91cm幅 mini	KE-972T-L	00170-001080	
	83cm幅 mini	KE-974T-L	00170-001082	
清拭タイプ	91cm幅	KE-971S-L	00170-001075	
	83cm幅	KE-973S-L	00170-001077	
	91cm幅 mini	KE-972S-L	00170-001076	
	83cm幅 mini	KE-974S-L	00170-001078	

●ここちあ利楽

〈通気タイプ〉

〈清拭タイプ〉

790 770

●ここちあ利楽 リンクケーブル付

〈通気タイプ〉

〈清拭タイプ〉

850 800

おすすめポイント ここちあ利楽

- 急速起動**
電源コードを差し込むと、約10分で立ち上がります。
- 自動設定**
i-fitting (かたさ自動運転機能) 搭載。寝ると体重や体形に合わせてかたさを自動的に設定します。
- 全自動運転**
i-fitting (かたさ自動運転機能) が常に姿勢や背角度に合わせて運転します。

高機能エアマットレス

ここちあ利楽flow

パラマウントベッド

タイプ	ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
通気タイプ	91cm幅	KE-911T	724880	00170-001355
	83cm幅	KE-913T	724890	00170-001357
	91cm幅 mini	KE-912T	724885	00170-001356
	83cm幅 mini	KE-914T	724895	00170-001358
清拭タイプ	91cm幅	KE-911S	724860	00170-001351
	83cm幅	KE-913S	724870	00170-001353
	91cm幅 mini	KE-912S	724865	00170-001352
	83cm幅 mini	KE-914S	724875	00170-001354

利楽 flow

厚さ 17cm

交換 グライドシート

リプレイメント しっかりモード

背上げモード 停電対策機能

自動体位変換機能

ここちあ利楽flow リンクケーブル付

タイプ	ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
通気タイプ	91cm幅	KE-911T-L	00170-001502	
	83cm幅	KE-913T-L	00170-001504	
	91cm幅 mini	KE-912T-L	00170-001503	
	83cm幅 mini	KE-914T-L	00170-001505	
清拭タイプ	91cm幅	KE-911S-L	00170-001498	
	83cm幅	KE-913S-L	00170-001500	
	91cm幅 mini	KE-912S-L	00170-001499	
	83cm幅 mini	KE-914S-L	00170-001501	

●ここちあ利楽flow

〈通気タイプ〉

〈清拭タイプ〉

960 960

●ここちあ利楽flow リンクケーブル付

〈通気タイプ〉

〈清拭タイプ〉

1000 1000

おすすめポイント ここちあ利楽 flow は完全自動運転!

- スモールフロー機能**
ご利用者様を寝かせると、4つの湾曲形状のエアセル「スモールフローセル」が15分間に1つずつ、時計回りに膨張と収縮を繰り返し、自動で小さな体位変換をおこないます。
- バックサポート機能**
ベッドの背角度が約30°以上になると、4つのスモールフローセルが同時に膨らみ、背あげしたときの姿勢保持をサポートします。
- 自動しっかり機能**
ご利用者様の起きあがりやマットレス端部への寝返り、端座位を検知し、マットレス全体の内圧を自動で上げてかたくなります。膨らんでいた4つのスモールフローセルは自動で縮みます。

サービスコード (床ずれ防止用具) 介護給付:171005 / 予防給付:671005
サービスコード (体位変換器) 介護給付:171006 / 予防給付:671006

高機能エアマットレス

高機能エアマットレス

マイクロクライメイト ネクサス アイビー ケーブ

厚さ 12cm

進化した床ずれ防止機能と
ベッドサイドの看護・介護ケアに役立つ機能を搭載

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	CR-781	724980	00206-000165
91cm幅	CR-773	724960	00206-000162
83cm幅	CR-770	724970	00206-000161
91cm幅 mini	CR-777	724965	00206-000164
83cm幅 mini	CR-775	724975	00206-000163

〈100cm〉

960

〈91・83cm〉

900



マイクロクライメイト (換気)	リプレイメント
背上げモード (角度・時間管理)	背上げ時のずり落ち軽減構造
クイックハード	停電対策機能

マイクロクライメイト
ネクサス アイビー
商品説明動画



ネクサスRもご用意しております。

おすすめポイント マイクロクライメイト ネクサス アイビー

①床ずれ防止の新技术「マイクロクライメイト対応システム」を搭載

皮膚局所の温度・湿度の上昇を抑えて床ずれ防止機能をバージョンアップ
エアマットレス内の足元に搭載されたマイクロクライメイト対応のファンモーターが、エアマットレス内にこもった熱と湿気を吸引し外部に排気。常に効果的な空気の流れを作り出し、24時間、皮膚局所の温度と湿度の状態をより快適に保つことを実現。



②「傾斜型2層式エアセル」×「デュアルフィットセル」

背上げと端座位シーンをテーマに開発した傾斜型2層式エアセルをエアマットレス中心部に配列。寝心地をテーマにしたデュアルフィットセルとのコンビネーションで快適な睡眠と療養・離床生活を支援します。

18度の傾斜がエアセルの変形を抑えて
身体のずり落ちを軽減
従来のエアセルは、背上げ中の斜め下へ向かう力によってエアセルが押されて足元方向に変形する分、腰部も一緒に移動する傾向にあります。あらかじめ18度の傾斜をつけた傾斜型2層式エアセルなら、斜め下へ向かう力を受け止め、足元方向へのエアセルの変形を抑えて身体のずり落ちを軽減します。



しっかり形状のエアセルで端座位の姿勢がさらに安定
新開発の傾斜型2層式エアセルの端は、柔らかさを解消した「しっかり」形状で端座位の姿勢がさらに安定します。



高機能エアマットレス

マイクロクライメイト ビッグセル アイズ ケーブ

厚さ 15cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	CR-761	724835	00206-000144
91cm幅	CR-753	724840	00206-000141
83cm幅	CR-750	724850	00206-000140
91cm幅 mini	CR-757	724845	00206-000143
83cm幅 mini	CR-755	724855	00206-000142

〈100cm〉

1100

〈91・83cm〉

1000



マイクロクライメイト (換気)	リプレイメント	背上げモード (時間管理)
弱モード 静止モード	クイックハード	停電対策機能

マイクロクライメイト
ビッグセル アイズ
商品説明動画



新たな床ずれ発生リスク
「Microclimate」に対応する
次世代のエアマットレス

時代はMicroclimateへ

従来の床ずれ発生の外的要因である「圧迫」「ずれ」「摩擦」の3大要因に加え、近年、これらの外的要因に影響を与える第4の要因として関心の高まっているのが、Microclimate「皮膚局所の温度・湿度」という新しい概念。これまでの体圧分散によるケアだけでなく、「Microclimate」への対策によって、床ずれ防止の環境がさらに向上しました。

体位変換器／高機能エアマットレス

スモールチェンジ ラグーナ ケーブ

スモールチェンジ機能が療養者の快眠を守り、
介護者の負担を減らします

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	CR-711	724640	00206-000106
91cm幅	CR-703	724625	00206-000103
83cm幅	CR-700	724620	00206-000102
91cm幅 mini	CR-707	724635	00206-000105
83cm幅 mini	CR-705	724630	00206-000104

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台付属品

サービスコード（特殊寝台付属品） 介護給付：171004 / 予防給付：671004

ベッドサイドレール

転落予防や、寝具の落下予防に。

抜き差しがしやすく使いやすいベッドサイドレールです。ベッドからの転落や寝具の落下を予防するために使います。（立ち上がり時など、支えとしてお使いになる場合は介助バーをお使いください）

ベッドサイドレール

パラマウントベッド JIS 認証取得

本数	型式	商品コード	TAISコード	セット内容	※KS-161Q-1、KS-161Q/ 全高：50.3cm KS-171Q-1、KS-171Q/ 全高：56.3cm	(1本)	(2本セット)
1本	KS-161Q-1	710159	00170-Z00019	商品コード 710159×1		30	50
	KS-171Q-1	710162	00170-Z00197	商品コード 710162×1			
2本	KS-161Q	710159	00170-000527	商品コード 710159×2	※長さ：96.4cm ※材質：スチールパイプ・樹脂 ※色：ホワイトアイボリー		
セット	KS-171Q	710162	00170-000529	商品コード 710162×2			

本数	型式	商品コード	TAISコード	セット内容	※KS-126M-1、KS-126M/ 全高：50.5cm KS-146M-1、KS-146M/ 全高：56.5cm	(1本)	(2本セット)
1本	KS-126M-1	710201	00170-Z00095	商品コード 710201×1		40	50
	KS-146M-1	710206	00170-001006	商品コード 710206×1			
2本	KS-126M	710201	00170-000806	商品コード 710201×2	※長さ：96.4cm ※材質：スチールパイプ・樹脂 ※色：ミディアム		
セット	KS-146M	710206	00170-000807	商品コード 710206×2			

本数	型式	商品コード	TAISコード	セット内容	※KS-126C-1、KS-126C/ 全高：50.5cm KS-146C-1、KS-146C/ 全高：56.5cm	(1本)	(2本セット)
1本	KS-126C-1	710149	00170-Z00065	商品コード 710149×1		30	50
	KS-146C-1	710230	00170-001005	商品コード 710230×1			
2本	KS-126C	710149	00170-000532	商品コード 710149×2	※長さ：96.4cm ※材質：スチールパイプ・樹脂 ※色：チェリー		
セット	KS-146C	710230	00170-000535	商品コード 710230×2			



ベッドサイドレール

パラマウントベッド JIS 認証取得

型式	商品コード	TAISコード
KS-191Q	710185	00170-000752
※長さ：82.7cm ※全高：50.3cm ※材質：スチールパイプ・樹脂 ※色：ホワイトアイボリー ※介助バーとの組み合わせ・単独での使用専用です。		

型式	商品コード	TAISコード
KS-151Q	710153	00170-000537
※長さ：58.9cm ※全高：50.3cm ※材質：スチールパイプ・樹脂 ※色：ホワイトアイボリー		

(KS-191Q)	(KS-151Q)
30	40
	1本

ベッドサイドレール 軽量タイプ

パラマウントベッド JIS 認証取得

カラー	型式	商品コード	TAISコード
ホワイトアイボリー	KS-111Q	710235	00170-001346
ブロンズグレー	KS-116Q	710240	00170-001347

(ホワイトアイボリー)	(ブロンズグレー)
50	50
	1本

バイオフィリック
デザイン!

ソフトカバー付ベッドサイドレール

パラマウントベッド

本数	型式	商品コード	TAISコード	セット内容
1本	KS-161QC-1	00170-Z00056	商品コード 710159×1、710145×1	
	KS-171QC-1	00170-Z00088	商品コード 710162×1、710147×1	
2本	KS-161QC	00170-000539	商品コード 710159×2、710145×2	
セット	KS-171QC	00170-000541	商品コード 710162×2、710147×2	

型式	商品コード	TAISコード	(1本)
KS-161Q	710159	00170-000537	50
KS-16C	710145		
※長さ：97.5cm ※高さ：51cm ※ベッドサイドレールKS-161Q (JIS認証取得)とソフトカバーKS-16Cのセットです。			

型式	商品コード	TAISコード	(2本セット)
KS-171Q	710162	00170-000537	100
KS-17C	710147		
※長さ：97.5cm ※高さ：57cm ※ベッドサイドレールKS-171Q (JIS認証取得)とソフトカバーKS-17Cのセットです。			

サイドサポート (KA-038B / KA-037BL / KA-037BR / KA-037B) もご用意しております。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台付属品

ベッド用すり

立ち上がり動作をしっかりと支援。

お使いになる方のために考えられた介助バーは、ベッドから離れる動作を支援するばかりでなく、さまざまな局面でご利用いただけます。

スイングアーム介助バー

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-099A	712110	00170-001205

※長さ：112cm ※全高：52.1cm
※材質：フレーム…スチール製
グリップ…エラストマー
カバー…耐薬品 ABS樹脂
※色：ホワイトアイボリー

アームの開閉操作がしやすい
セーフティーロック付きのロックレバー




ソフトカバー付スイングアーム介助バー

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-099ACL	00170-Z00214	

※KS-099ACLは、スイングアーム介助バー KS-099A (JIS認証取得) とソフトカバー KS-99CL のセットです。



サイドグリップ

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-030A	710210	00170-000897

※長さ：82.2cm ※全高：52.3cm
※材質：主材…スチールパイプ、グリップ表面…PP樹脂、エラストマー
※色：ホワイトアイボリー



ソフトカバー付サイドグリップ

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-030AC	00170-000902	

※KS-030ACは、サイドグリップKS-030A (JIS認証取得) とソフトカバーKS-30Cのセットです。



オーバーテーブル

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KQ-060W	718005	00170-000375
91cm幅	KQ-060L	718010	00170-000374
83cm幅	KQ-060M	718015	00170-000373

※幅：31cm ※材質：表面…ポリエステル化粧板、両端…樹脂製



ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-282	716085	00170-000399

※寸法：幅80.8×奥行45×高さ63～95.5cm
※重量：11kg
※楽匠FeeZシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-1920	716095	00170-000716

※寸法：幅90.7×奥行44.5×高さ61～92.5cm
※重量：14kg
※楽匠FeeZシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-1930	716100	00170-000751

※寸法：幅90.7×奥行44.5×高さ61～92.5cm
※重量：14kg
※楽匠FeeZシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-1980	716131	00170-001742

※寸法：幅90.7×奥行44.5×高さ61～92.5cm
※重量：14kg
※楽匠FeeZシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



※ JIS 認証取得 のマークのある製品は、楽匠プラスシリーズ、クオラONEシリーズ、レントシリーズ、楽匠Zシリーズ、楽匠FeeZシリーズ、Q-AURA (クオラ)、楽匠ウィングシリーズとの組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台付属品

オーバーベッドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-832LF	716132	00170-001744

●寸法：幅128.4×奥行43.2×高さ63～95cm
●重量：22kg



400

オーバーベッドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-813	716075	00170-000387

●寸法：幅121×奥行40×高さ63～95.5cm
●重量：16kg



300

移動ロック付きベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-2923	716120	00170-001651

●寸法：全幅90.7×奥行45.6×高さ61～92.5cm
●重量：16kg

移動ロック

ひとつのペダル操作で、すべてのキャスターをロック/解除できます。利用者が接触しにくい外側に配置されています。



アイボリー

360

オフロック機構付きベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-1924	716110	00170-000896

●寸法：幅94.6×奥行52.8×高さ63.1～94.6cm
●重量：18.5kg



420

リハビリテーブル (ベルト付)

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-840BS	716050	00170-000826

●寸法：幅79×奥行58cm (テーブル面)
高さ54～79cm (11段階調節可)
●重量：13kg
●材質：本体/スチール製
天板/メラミン樹脂化粧板



※楽匠FeeZシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。
※地域によっては対応ができない場合もございます。



340

サービスコード (特殊寝台付属品) 介護給付:171004 / 予防給付:671004

オーバーベッドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-833LF	716133	00170-001745

●寸法：幅128.4×奥行63.4×高さ63～95cm
●重量：25kg



440

オーバーベッドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-833LD (ウォールナット)	716115	00170-001497

●寸法：幅128.4×奥行63.4×高さ63～95cm
●重量：25kg



400

「上体を起こす」をサポート
ベッドの背をあげた状態での食事や読書などの軽作業を支援します。上体を起こして過ごすことで、より活動的な前傾姿勢をとる機会をつくれます。

「足をゆかに着けて座る」をサポート
足底に荷重をかけて、自分の力で上体を支える端座位をとり、その姿勢で過ごす時間を延ばすことは、離床につながる重要なステップになります。

「ベッドから離れて過ごす」をサポート
ベッドから離れて生活を広げるためには、移動先で安楽に過ごせる環境が必要です。離床時間が増えれば、日中は活動、夜間は休息という生活リズムをつくることにつながります。

さまざまなシーンで活用できるテーブルです

リハビリテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-850	716020	00170-000265

●寸法：幅90×奥行63.4cm ●重量：20kg
●甲板寸法：幅90×奥行60cm
●甲板高さ：53～78cm (11段階調節)
●甲板角度：0° (水平)・15°・30°・90°



●材質：本体/スチール製、天板/メラミン樹脂化粧板
※楽匠FeeZシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。

400

端座位保持テーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-890	716053	00170-000574

●寸法：幅68×奥行77×高さ55～80cm (11段階調節)
●重量：21kg
●材質：本体/スチール製、天板/樹脂化粧板
●肘バンド (2個) 付き

※楽匠FeeZシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



750



サービスコード (体位変換器) 介護給付:171006 / 予防給付:671006

フレキシベルト ハグ M

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KZ-A52072	720035	00170-000694

●ウエストサイズ：70～120cm



200

ターンテーブルハードS

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KZ-A52044	720120	00170-000706

●サイズ：直径380mm
●重量：1.1kg
●材質：ABS樹脂
●最大使用者体重：135kg

移乗時の方向転換に



320

リーパッド・プラス

パラマウントベッド



型式	商品コード	TAISコード
KZ-662011	756180	00170-001177

●サイズ：全体/幅45×奥行42×高さ40cm
頭部パッド/幅24×奥行7×高さ14cm
背部パッド/幅45×奥行13×高さ24cm
専用ベルト/幅150×奥行0.2×高さ15cm
●重量：約2.1kg
●材質：プラスチック部/PP・PC・POM
クッションカバー/専用ベルト/人工合成
クッション内部/ポリエチレン、パイプ/マグネシウム合金

仰臥位から側臥位への体位変換をその場で容易に行えます



700

M-able シート

ヒトラボ



型式	商品コード	TAISコード
MS-1	756260	01908-000023

●サイズ：幅160×長さ130cm
●重量：0.16kg
●材質：ナイロン100%

シートが滑ることで、少ない力で療養者を動かすことができ療養者や介護者の負担を減らすことができます。



100

特殊寝台付属品／体位変換器

イーザーグライド M

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KZ-A29036	720000	00170-000570

●サイズ：長さ60×幅33cm ●重量：0.89kg
●材質：ポリエチレン ●横渡しする距離：10cm以下
●ボードの両端：15cm以上



120

フレックスボード

ラックヘルスケア



商品コード	TAISコード
720110	00245-000151


●サイズ：長さ110×幅50cm
●重量：1.63kg
●材質：ポリエスチレン・ポリエチレン
●最大使用者体重：160kg



350

ペンギンサポート

パラマウントベッド



型式	商品コード	TAISコード
KE-100S	756060	00170-000713

●寸法：全長約163×全幅約48cm ●重量：約0.3kg
●材質：本体/ナイロン (撥水加工)、中板/ポリエチレンフォーム
面ファスナー/ポリエスチレン、ビニールバック/ポリ塩化ビニル
●最大使用者体重：138kg



150

※地域によっては対応ができない場合もございます。

ナーセントパットA (3ピース) NP

アイ・ソネックス

商品コード	TAISコード
756000	00149-000012

●サイズ：(大ピース) 全幅40×全高10×奥行40cm
(小ピース) 全幅40×全高10×奥行20cm
●重量：(大ピース) 0.85kg
(小ピース) 0.45kg×2 計1.75kg
●材質：低反発性高密度特殊ウレタン

- 体位変換
- 良肢位の保持
- 床ずれ部位の除圧



280

※地域によっては対応ができない場合もございます。

少ない力でカンタンに！ラクに！



体位変換器

サービスコード（体位変換器） 介護給付：171006 / 予防給付：671006

ロンボポジションング ピロー&クッション（清拭防水カバー付）

ケーブル A B C D E

タイプ	商品コード	TAISコード
ロンボポジションングクッション RM1-H 清拭防水カバーセット	756285	00206-000152
ロンボポジションングクッション RM2-H 清拭防水カバーセット	756290	00206-000153
ロンボポジションングクッション RM4-H 清拭防水カバーセット	756295	00206-000154
ロンボポジションングクッション RM6-H 清拭防水カバーセット	756280	00206-000155
ロンボスネーククッション 清拭防水カバーセット	756300	00206-000156

RM1-H / ●寸法：65×75cm（ハンドル部除く） ●重量：約0.7kg
 RM2-H / ●寸法：本体40×80cm、フラップ部20×80cm（ハンドル部除く） ●重量：約0.8kg
 RM4-H / ●寸法：30×65cm（ハンドル部除く） ●重量：約0.4kg
 RM6-H / ●寸法：62×65×15cm（ハンドル部除く） ●重量：約1.9kg
 スネーククッション / ●寸法：φ20×220cm ●重量：約1.6kg

●材質：
 表側地／綿50%、ポリエステル50%、
 中身／ロンボメッド（ポリウレタンフォーム50%、ポリプロピレン50%）
 ※ RM6-Hのみ 内部ウレタンフォーム（ポリウレタンフォーム）

ロンボポジションング
 ピロー&クッション
 商品説明動画



タイプ	商品コード	TAISコード
ロンボポジションングクッション RM1-H 清拭防水カバーセット	756285	00206-000152
ロンボポジションングクッション RM2-H 清拭防水カバーセット	756290	00206-000153
ロンボポジションングクッション RM4-H 清拭防水カバーセット	756295	00206-000154
ロンボポジションングクッション RM6-H 清拭防水カバーセット	756280	00206-000155
ロンボスネーククッション 清拭防水カバーセット	756300	00206-000156

エニモ Rモデル（清拭防水カバー付）

ケーブル A B C D E

タイプ	商品コード	TAISコード
エニモ R600タイプ 清拭防水カバーセット	756305	00206-000150
エニモ R800タイプ 清拭防水カバーセット	756310	00206-000151

R600タイプ / ●寸法：約30×60cm（ハンドル部除く） ●重量：約0.75kg
 R800タイプ / ●寸法：約30×80cm（ハンドル部除く） ●重量：約0.95kg
 ●材質：表側地／ポリエステル80%、綿20%、中身／ポリウレタンフォーム100%

リバーシブル構造で
 30度側臥位に最適な
 体位変換器



エニモ
 商品説明動画



タイプ	商品コード	TAISコード
エニモ R600タイプ 清拭防水カバーセット	756305	00206-000150
エニモ R800タイプ 清拭防水カバーセット	756310	00206-000151

①リバーシブル構造で、
 上半身にも下半身にも
 使用できます。



②上半身を1本で支えられる
 ので、枕を2つ用意する必
 要がなく、経済的です。



③スリット構造で、背中を
 乗せるだけでクッション
 が傾いてきれいに角度
 が保持できます。



M-able クッション 清拭タイプ

ヒトラボ

A B C D E

効果的、快適性、使いやすさ、衛生的...
 手放せないクッションです

型式	商品コード	TAISコード
MC-D	756230	01908-000001
MC-I	756235	01908-000003
MC-J	756240	01908-000005
MC-W	756245	01908-000007
MC-S1	756250	01908-000009
MC-S2	756255	01908-000011
MC-Q	756270	01908-000035
MC-U	756275	01908-000036

MC-D / ●寸法：80×80cm ●重量：2.4kg
 MC-I / ●寸法：33×230cm ●重量：2.6kg
 MC-J / ●寸法：120×40（60）cm ●重量：1.8kg
 MC-W / ●寸法：70×85cm ●重量：1.9kg
 MC-S1 / ●寸法：40×80cm ●重量：1.6kg
 MC-S2 / ●寸法：25×60cm ●重量：0.5kg
 MC-Q / ●寸法：70×75cm ●重量：2.3kg
 MC-U / ●寸法：50×50cm ●重量：0.8kg
 ●材質：中材／ポリプロピレン・ポリエチレン
 内カバー／ナイロン・ポリウレタン
 外カバー／ポリエステル・綿

型式	商品コード	TAISコード
MC-D	756230	01908-000001
MC-I	756235	01908-000003
MC-J	756240	01908-000005
MC-W	756245	01908-000007
MC-S1	756250	01908-000009
MC-S2	756255	01908-000011
MC-Q	756270	01908-000035
MC-U	756275	01908-000036

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

バナナフィット

バalamountベッド A B C D E

持ちやすいグリップで体位変換をサポート
 そのままご本人様の姿勢を保持できます

タイプ	サイズ	型式	商品コード	TAISコード
通気	L	KE-P111T	756185	00170-001182
	M	KE-P112T	756190	00170-001181
	S	KE-P113T	756195	00170-001180
清拭	L	KE-P111S	756200	00170-001185
	M	KE-P112S	756205	00170-001184
	S	KE-P113S	756210	00170-001183

Lサイズ / ●寸法：全長140×全幅42cm ●重量：通気 / 1kg、清拭 / 1.2kg
 Mサイズ / ●寸法：全長109×全幅31cm ●重量：通気 / 0.6kg、清拭 / 0.7kg
 Sサイズ / ●寸法：全長46×全幅21cm ●重量：通気 / 0.2kg、清拭 / 0.2kg
 ●材質：詰め物／ポリウレタンフォーム100%（難燃仕様）、側地／ポリエステル100%（難燃仕様）
 ●最大使用者体重：138kg

タイプ	サイズ	商品コード	TAISコード
通気 / Lサイズ	200		
通気 / Mサイズ	180		
通気 / Sサイズ	120		
清拭 / Lサイズ	200		
清拭 / Mサイズ	180		
清拭 / Sサイズ	160		



カバーには、使い方がわかりやすいようにイラストが
 プリントされています。
 ※L・Mサイズのみ



サービスコード（認知症老人徘徊感知機器） 介護給付：171011 / 予防給付：671011

徘徊感知機器

見守りSENSE α

バalamountベッド

見守りSENSE α（赤外線センサータイプ）

型式	TAISコード	セット内容
NN-3321	00170-001213	赤外線センサー×1+受信機×1
NN-3341	00170-001350	赤外線センサー×1+受信機×1+送信機（中継機）×1

型式	商品コード	TAISコード
見守りSENSE α用赤外線センサー	991331	00170-001212
見守りSENSE α用受信機	991158	00170-000910
見守りSENSE α用送信機（中継機）	991159	00170-000911

●サイズ：13.5×φ4.5cm ●検知範囲：0.5・1.0・1.5m
 ●（赤外線センサー）電源：単3電池2本・電源ケーブル（AC100V）
 ●（受信機）電源：充電電池（ニッケル水素電池）・電源ケーブル（5V/1A）
 ●（送信機）電源：単4電池・電源ケーブル（5V/1A）
 ※赤外線センサーは送信機能を内蔵しているため、別途、送信機を用意する必要はありません。

検知範囲 0.5・1.0・1.5m（見通し）

赤外線センサーをベッドやドアなどに取り付けて、
 起きあがりや離床、特定の場所への移動を検知、
 無線で受信機にお知らせします



型式	商品コード	TAISコード
NN-3321	650	
NN-3341	750	

見守りSENSE α（フロアタイプ）

型式	TAISコード	セット内容
NN-3221	00170-000908	フロアシート×1+受信機×1+送信機（中継機）×1
NN-3231	00170-000909	フロアシート×1+受信機×1+送信機（中継機）×2

型式	商品コード	TAISコード
見守りSENSE α用フロアシート	991157	00170-000907
見守りSENSE α用受信機	991158	00170-000910
見守りSENSE α用送信機（中継機）	991159	00170-000911

●サイズ：全幅100×全長50×全高0.6cm
 ●（受信機）電源：充電電池（ニッケル水素電池）・電源ケーブル（5V/1A）
 ●（送信機）電源：単4電池・電源ケーブル（5V/1A）
 ●最大使用者体重：138kg

使用者のベッドからの
 離床または特定の場所
 （居室の入口、トイレ、
 玄関など）への移動を
 検知します

型式	商品コード	TAISコード
NN-3221	650	
NN-3231	740	

見守りSENSE α（ベッドタイプ）

型式	TAISコード	セット内容
NN-3121	00170-000905	ベッドシート×1+受信機×1+送信機（中継機）×1
NN-3131	00170-000906	ベッドシート×1+受信機×1+送信機（中継機）×2

型式	商品コード	TAISコード
見守りSENSE α用ベッドシート	991156	00170-000904
見守りSENSE α用受信機	991158	00170-000910
見守りSENSE α用送信機（中継機）	991159	00170-000911

●サイズ：全幅78×全長28×全高0.8cm
 ●（受信機）電源：充電電池（ニッケル水素電池）・電源ケーブル（5V/1A）
 ●（送信機）電源：単4電池・電源ケーブル（5V/1A）
 ●最大使用者体重：138kg

ベッド上での
 使用者の起きあがり
 を検知します

型式	商品コード	TAISコード
NN-3121	650	
NN-3131	880	

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。



家族コール4

家族コールが新しくなりました!
設定がかんたんで、混信しません!



受信器 ご利用環境によって選べる、2つの受信器!

コンパクトで操作がかんたん
メロディスティック



据え置き、携帯両用! 大音量
ポータブル受信器 2K



送信器 センサーの作動信号を受信器に送信します。

コンソール



一時停止機能

LEDランプ

テスト送信ボタン

在宅向け

混信なし

分かりやすいLEDランプ

通達距離: 約100m (見通し)

集合住宅向け

大音量

据え置き・携帯 両用

通達距離: 約100m (見通し)

センサー
タイプ

コードレスセンサーが加わり
充実のラインアップです!

Aタイプ

定番

リニューアル



踏むとお知らせ

ひとり歩きが心配な人。
仕組みがわかりやすく、最も広く使用され
ているオスセンサーです。

- ・裏面滑り止め強化
- ・断線防止強化

AXタイプ

コードレス



踏むとお知らせ

ひとり歩きが心配な人。
仕組みがわかりやすく、最も広く使用され
ているオスメコードレスセンサーです。

設置場所を
選びません!
玄関にオス!

Bタイプ

リニューアル



起き上がるとお知らせ

動きが速い。
下肢の筋力が低下しているなど、
最も早めの報知が必要な人。

- ・裏面滑り止め強化

Cタイプ

リニューアル



検知範囲に入るとお知らせ

設置場所が自在に変えられるので、
対象者の状況に合わせて
報知のタイミングを調整できます。

- ・ベアリングかんたん

Dタイプ

リニューアル



ドアを開けるとお知らせ

部屋から出るタイミングで
報知が必要な人。
扉の動きで確実に動作します。

- ・コードが白に
- ・取付・取外かんたん

Eタイプ



端座位になるとお知らせ

Aタイプを避けてしまう人。
シーツの下にセンサーを設置するので、
利用者に気づかれません。


Fタイプ

コードレス



手すり握るとお知らせ

ベッドからの立ち上がりや玄関での出入り
など、さまざまな場所の手すりに設置でき
ます。SサイズとLサイズがあります。



家族コール4・メロディ

センサーが作動すると、
メロディスティックにお知らせします

在宅向け

コンパクトで操作がかんたん
メロディスティック



例: AXタイプ



- サイズ:
床センサー K / 100×50×0.3cm
コードレス床センサー K / 100×50×0.3cm (送信部は1cm)
ベッドセンサー K / 80×25×0.6cm (変換部は0.8cm)
超音波・赤外線センサー K / 11×7×3.5cm
ドアスイッチ K / 5×1.2 (1) ×1.2cm
サイドセンサー K / 80×18×0.4cm
手すりセンサー S / 25×17×0.4cm (送信部は0.8cm)
手すりセンサー L / 60×17×0.4cm (送信部は0.8cm)
コンソール / 10×6.2×2.5cm
メロディスティック / 16×4×4cm
- 電源:
コードレス床センサー K・手すりセンサー S・手すりセンサー L
/ 3Vボタン電池1個
超音波・赤外線センサー K・コンソール
/ 9Vアルカリ電池1個または AC100V (ACアダプタ付)
メロディスティック / AC100V (ACアダプタ付)

家族コール4・ポータブル

センサーが作動すると、
ポータブル受信器 2Kにお知らせします

集合住宅向け

据え置き、携帯両用できます
ポータブル受信器 2K



例: Aタイプ



- サイズ:
床センサー K / 100×50×0.3cm
コードレス床センサー K / 100×50×0.3cm (送信部は1cm)
ベッドセンサー K / 80×25×0.6cm (変換部は0.8cm)
超音波・赤外線センサー K / 11×7×3.5cm
ドアスイッチ K / 5×1.2 (1) ×1.2cm
サイドセンサー K / 80×18×0.4cm
手すりセンサー S / 25×17×0.4cm (送信部は0.8cm)
手すりセンサー L / 60×17×0.4cm (送信部は0.8cm)
コンソール / 10×6.2×2.5cm
ポータブル受信器 2K / 6.8×11.5×1.9cm
- 電源:
コードレス床センサー K・手すりセンサー S・手すりセンサー L
/ 3Vボタン電池1個
超音波・赤外線センサー K・コンソール
/ 9Vアルカリ電池1個または AC100V (ACアダプタ付)
ポータブル受信器 2K / 内蔵リチウムイオン電池 (バッテリー駆動の場合、
AC100V (ACアダプタ付))

リピーター K (中継器)

テクノスジャパン

電波を延長します

型式 HPHK-2 商品コード 991530

TAISコード 00318-000226

●サイズ: 6.5×13×2.5cm



受信距離を延長

延長

約100m
(見通し)

約80~100m
(見通し)



センサータイプ	商品名	型式	商品コード	TAISコード	セット内容
Aタイプ	家族コール4A・メロディ	HK-4A	764640	00318-000199	床センサー K、コンソール、 メロディスティック
AXタイプ	家族コール4AX・メロディ	HK-4AX	764645	00318-000200	コードレス床センサー K、 メロディスティック
Bタイプ	家族コール4B・メロディ	HK-4B	764650	00318-000201	ベッドセンサー K、コンソール、 メロディスティック
Cタイプ	家族コール4C・メロディ	HK-4C	764655	00318-000202	超音波・赤外線センサー K、 メロディスティック
Dタイプ	家族コール4D・メロディ	HK-4D	764660	00318-000203	ドアスイッチ K、コンソール (壁 かけベース)、メロディスティック
Eタイプ	家族コール4E・メロディ	HK-4E	764665	00318-000204	サイドセンサー K、コンソール、 メロディスティック
FSタイプ	家族コール4F・メロディ S	HK-4FS	764675	00318-000205	手すりセンサー S、 メロディスティック
FLタイプ	家族コール4F・メロディ L	HK-4FL	764670	00318-000206	手すりセンサー L、 メロディスティック



(HK-4A)	(HK-4AX)	(HK-4B)	(HK-4C)
710	800	740	800
(HK-4D)	(HK-4E)	(HK-4FS)	(HK-4FL)
800		650	

センサータイプ	商品名	型式	商品コード	TAISコード	セット内容
Aタイプ	家族コール4A・ポータブル	HKPT-4A	764680	00318-000207	床センサー K、コンソール、 ポータブル受信器 2K
AXタイプ	家族コール4AX・ポータブル	HKPT-4AX	764685	00318-000208	コードレス床センサー K、 ポータブル受信器 2K
Bタイプ	家族コール4B・ポータブル	HKPT-4B	764690	00318-000209	ベッドセンサー K、コンソール、 ポータブル受信器 2K
Cタイプ	家族コール4C・ポータブル	HKPT-4C	764695	00318-000210	超音波・赤外線センサー K、 ポータブル受信器 2K
Dタイプ	家族コール4D・ポータブル	HKPT-4D	764700	00318-000211	ドアスイッチ K、コンソール (壁 かけベース)、ポータブル受信器 2K
Eタイプ	家族コール4E・ポータブル	HKPT-4E	764705	00318-000212	サイドセンサー K、コンソール、 ポータブル受信器 2K
FSタイプ	家族コール4F・ポータブル S	HKPT-4FS	764715	00318-000213	手すりセンサー S、 ポータブル受信器 2K
FLタイプ	家族コール4F・ポータブル L	HKPT-4FL	764710	00318-000214	手すりセンサー L、 ポータブル受信器 2K



(HKPT-4A)	(HKPT-4AX)	(HKPT-4B)	(HKPT-4C)
720	700	710	700
(HKPT-4D)	(HKPT-4E)	(HKPT-4FS)	(HKPT-4FL)
700	750	730	730

建物内限定

携帯型受信器で報知
スマートK


持ち運べて
操作がかんたん



建物内限定

据置型受信器で報知
メロディチャイム

リビングや
詰所に



建物内限定

携帯でも据置でも報知可能
ポータブル受信器

大音量!
屋内の広範囲で
使える!



どこでも広範囲

スマホ・携帯電話で報知

外出中でも、
別居していても

センサーの作動を
メールで知らせる

※専用アプリはQRコード
からインストールできます。



家族コール3・スマート テクノスジャパン

商品名	型式	商品コード	TAISコード
家族コール3A・スマート	HKSM-3A	764440	00318-000150
家族コール3B・スマート	HKSM-3B	764445	00318-000151
家族コール3C・スマート	HKSM-3C	764450	00318-000152
家族コール3D・スマート	HKSM-3D	764455	00318-000153

●サイズ: HKSM-3A / 100×50×0.3cm, HKSM-3B / 80×25×0.6cm
HKSM-3C / 11×7×3.5cm, HKSM-3D / 5×1 (1.2) ×1.2cm
●電源: コンソール / 9V アルカリ電池1個または ACアダプタ (AC100V)
スマートK / 内蔵リチウムイオン電池 (専用ワイヤレス充電器)
超音波・赤外線センサーK / 9V アルカリ電池1個または ACアダプタ (AC100V)
(セット内容) HKSM-3A / 床センサーK, コンソール, スマートK
HKSM-3B / ベッドセンサーK, コンソール, スマートK
HKSM-3C / 超音波・赤外線センサーK, スマートK
HKSM-3D / ドアスイッチK, コンソール, スマートK

※中継器をご用意しております。
商品コード: 991295

通達距離: 約80m (見通し)



家族コール3・メロディチャイム テクノスジャパン

商品名	型式	商品コード	TAISコード
家族コール3A・メロディチャイム	HK-3A	764420	00318-000146
家族コール3B・メロディチャイム	HK-3B	764425	00318-000147
家族コール3C・メロディチャイム	HK-3C	764430	00318-000148
家族コール3D・メロディチャイム	HK-3D	764435	00318-000149

●サイズ: HK-3A / 100×50×0.3cm, HK-3B / 80×25×0.6cm
HK-3C / 11×7×3.5cm, HK-3D / 5×1 (1.2) ×1.2cm
●電源: コンソール / 9V アルカリ電池1個または ACアダプタ (AC100V)
メロディチャイム / ACアダプタ (AC100V)
超音波・赤外線センサーK / 9V アルカリ電池1個または ACアダプタ (AC100V)
(セット内容) HK-3A / 床センサーK, コンソール, メロディチャイム
HK-3B / ベッドセンサーK, コンソール, メロディチャイム
HK-3C / 超音波・赤外線センサーK, メロディチャイム
HK-3D / ドアスイッチK, コンソール, メロディチャイム

通達距離: 約100m (見通し)



家族コール3・ポータブル テクノスジャパン

商品名	型式	商品コード	TAISコード
家族コール3A・ポータブル	HKPT-3A	764600	00318-000184
家族コール3B・ポータブル	HKPT-3B	764605	00318-000185
家族コール3C・ポータブル	HKPT-3C	764610	00318-000186
家族コール3D・ポータブル	HKPT-3D	764615	00318-000187

●サイズ: HKPT-3A / 100×50×0.3cm, HKPT-3B / 80×25×0.6cm
HKPT-3C / 11×7×3.5cm, HKPT-3D / 5×1 (1.2) ×1.2cm
●電源: コンソール / 9V アルカリ電池1個または ACアダプタ (AC100V)
ポータブル受信器K / 内蔵リチウムイオン電池 (バッテリー駆動の場合) AC100V (ACアダプタ付)
超音波・赤外線センサーK / 9V アルカリ電池1個または ACアダプタ (AC100V)
(セット内容) HKPT-3A / 床センサーK, コンソール, ポータブル受信器K
HKPT-3B / ベッドセンサーK, コンソール, ポータブル受信器K
HKPT-3C / 超音波・赤外線センサーK, ポータブル受信器K
HKPT-3D / ドアスイッチK, コンソール, ポータブル受信器K

通達距離: 約100m (見通し)



家族コールワイド テクノスジャパン

商品名	型式	商品コード	TAISコード
家族コールワイド-A	HKW-1A	764480	00318-000171
家族コールワイド-B	HKW-1B	764485	00318-000172
家族コールワイド-C	HKW-1C	764490	00318-000173
家族コールワイド-D	HKW-1D	764495	00318-000174

●サイズ: HKW-1A / 100×50×0.3cm, HKW-1B / 80×25×0.6cm
HKW-1C / 11×7×3.5cm, HKW-1D / 5×1 (1.2) ×1.2cm
●電源: コンソール / 9V アルカリ電池1個または ACアダプタ (AC100V)
見守ルーター / ACアダプタ (AC100V)
超音波・赤外線センサーK / 9V アルカリ電池1個または ACアダプタ (AC100V)
(セット内容) HKW-1A / 床センサーK, コンソール, 見守ルーター
HKW-1B / ベッドセンサーK, コンソール, 見守ルーター
HKW-1C / 超音波・赤外線センサーK, 見守ルーター
HKW-1D / ドアスイッチK, コンソール, 見守ルーター



〈HKSM-3A〉 在庫限定 700

〈HKSM-3B〉 在庫限定 700

〈HKSM-3C〉 在庫限定 700

〈HKSM-3D〉 在庫限定 650



〈HK-3A〉 在庫限定 720

〈HK-3B〉 在庫限定 720

〈HK-3C〉 在庫限定 720

〈HK-3D〉 在庫限定 640



〈HKPT-3A〉 在庫限定 720

〈HKPT-3B〉 在庫限定 720

〈HKPT-3C〉 在庫限定 720

〈HKPT-3D〉 在庫限定 650



〈HKW-1A〉 在庫限定 750

〈HKW-1B〉 在庫限定 800

〈HKW-1C〉 在庫限定 770

〈HKW-1D〉 在庫限定 730



サービスコード (認知症老人徘徊感知機器) 介護給付: 171011 / 予防給付: 671011


家族コール3Eタイプ

建物内限定

ベッド上で端座位になると
知らせます

別室

対象者
・転倒リスクが高い方
・Aタイプ(床センサー)を避けてしまう方



Eタイプはベッドサイドに敷くだけ!
対象者に気づかれにくいセンサーです。

サイドセンサーKをマットレスの上 (ベッド
サイド) に設置します。
上からベッドパッドやシーツをかぶせられ
るので、対象者に気づかれにくいセンサー
を避けられません。

※各受信器の特長は前ページをご参照ください。
※家族コールワイドにはEタイプはありません。



お散歩コール テクノスジャパン

型式	商品コード	TAISコード
OGP-1	764535	00318-000179

●サイズ: お散歩タグ / 3.5×7×2.5cm
見守ガイド / 11.5×6.9×2.8cm
●電源: お散歩タグ / 内蔵リチウムイオン電池 (専用ワイヤレス充電器)
見守ガイド / ACアダプタ (AC100V)
(セット内容) お散歩タグ、見守ガイド

820

GPS*で
外出後の徘徊を
お知らせします



コールマット・徘徊コールⅢ テクノスジャパン

利用もスタッフも安心して使える離床センサー

型式	商品コード	TAISコード
HC-3	764055	00318-000037

●サイズ: マットスイッチ / 120×50×0.4cm
(セット内容) マットスイッチ、中継ボックス

650

各種ナースコールに対応



家族コール3E・スマート

ベッドの端によると、スマートKで知らせます

型式	商品コード	TAISコード
HKSM-3E	764625	00318-000189

●サイズ: 80×18×0.4cm
●電源: コンソール / 9V アルカリ電池1個または ACアダプタ (AC100V)
スマートK / 内蔵リチウムイオン電池 (専用ワイヤレス充電器)
(セット内容) サイドセンサーK, コンソール, スマートK

720



家族コール3E・メロディチャイム

ベッドの端によると、メロディチャイムで知らせます

型式	商品コード	TAISコード
HK-3E	764620	00318-000192

●サイズ: 80×18×0.4cm
●電源: コンソール / 9V アルカリ電池1個または ACアダプタ (AC100V)
メロディチャイム / ACアダプタ (AC100V)
(セット内容) サイドセンサーK, コンソール, メロディチャイム

720



家族コール3E・ポータブル

ベッドの端によると、ポータブル受信器Kで知らせます

型式	商品コード	TAISコード
HKPT-3E	764630	00318-000191

●サイズ: 80×18×0.4cm
●電源: コンソール / 9V アルカリ電池1個または ACアダプタ (AC100V)
ポータブル受信器K / 内蔵リチウムイオン電池 (バッテリー駆動の場合) AC100V (ACアダプタ付)
(セット内容) サイドセンサーK, コンソール, ポータブル受信器K

800



保険対応外商品

くすりコールライト

テクノスジャパン

1日最大4回、1週間分の服薬時間を音と光でお知らせします!
オプションで服薬みまもりアプリが利用できます


本体ケース

くすりコール・ライト 本体ケース

型式	商品コード
KCL-1	792605

●サイズ: 本体ケース / 62×38×2.5cm,
くすりポケットサイズ / 7×5.5cm
●重量: 約500g ●材質: ABS樹脂, PVC
●電源: AC100V (ACアダプタ付) または電池 (単3×6本)
●電池寿命: 約6か月 *電池使用の場合
●設置: 付属のヒモおよびフックで壁などに設置
※レンタルの場合、別途、搬入搬出料がかかります。

1500



服薬みまもりアプリ

服薬状況をメールでお知らせ
月額利用料 330円 (税込)

App Store Google Play

購入
週間カレンダー
(エプロン部分)

商品コード 希望小売価格
218939 オープン価格

※レンタルの際は、エプロン部分
は別途購入になります。




PARAMOUNT BED

あなたの
「できる」に
応えます。

必要ところに設置できる
据え置き型手すり
プライディ




安定性の高いベースで足もとすっきり
ベースプレートはしっかりとした安定性を確保しながら、
ベッドなどの側面からはみ出す部分を少なくして、
足もとの邪魔になりにくように配慮しています。



ベッドなどからはみ出す部分はわずか14cm



ベッドに取り付けるときは、ベッド用アームが付属するKZ-141002を推奨します。



据え置き型手すり プライディ パラマウントベッド

A	B	C	D	E
型式	商品コード	TAISコード		
KZ-141001	759575	00170-001662		

〈据え置き型手すり プライディ ベッド用アーム付〉

型式	TAISコード
KZ-141002	00170-001663

ベッド用アーム	型式	商品コード
	PN-L80511	758970

●サイズ: 幅50×奥行88×高さ70~85cm (2.5cm間隔 7段階)
●ベース厚さ: 1.2cm
●重量: 18kg ●最大使用者体重: 100kg
＜材質＞
●ベース・手すり・フレーム: スチール
●手すり被覆部: ポリウレタン
●ベースゴム: 合成ゴム
●カーペット: 合成繊維

据え置き型手すり プライディ	据え置き型手すり プライディ ベッド用アーム付
320	376

PARAMOUNT BED

必要ところに設置できる
据え置き型手すり

**プライディ
ロング**




プライディ ロングは、お部屋の中で少し長めの
動線づくり、廊下での歩行補助などに使用すると、
「できる」シーンを増やせます。



安定性の高いベースで足もとすっきり
ベースプレートはしっかりとした安定性を確保しながら、
ベッドなどの側面からはみ出す部分を少なくして、
足もとの邪魔になりにくように配慮しています。

ロングタイプは、
はみ出す部分が11cmで
さらにすっきり



据え置き型手すり プライディ ロング

NEW パラマウントベッド

A	B	C	D	E
型式	商品コード	TAISコード		
KZ-141003	759576	*****-*****		

〈据え置き型手すり プライディ ロング ベッド用アーム付〉

型式	TAISコード
KZ-141004	*****-*****

ベッド用アーム	型式	商品コード
	PN-L80511	758970

●サイズ: 幅88×奥行50×高さ70~85cm (2.5cm間隔 7段階)
●ベース厚さ: 1.2cm
●重量: 18.3kg ●最大使用者体重: 100kg
＜材質＞
●ベース・手すり・フレーム: スチール
●手すり被覆部: ポリウレタン
●ベースゴム: 合成ゴム
●カーペット: 合成繊維

据え置き型手すり プライディ ロング	据え置き型手すり プライディ ロング ベッド用アーム付

ベスポジBPZ

DIPPER ホクメイ

基本セット

A B C D E

操作性、装着性能を大幅に向上させた
新型ベスポジ

仕様	型式	商品コード	TAISコード
丸ベース レギュラー	BPZ-100-10	759675	00254-000410
丸ベース ショート	BPZ-100-20	759676	00254-000412
丸ベース ロング	BPZ-100-30	759677	00254-000414
Tベース レギュラー	BPZ-100-50	759678	00254-000416
Tベース ショート	BPZ-100-60	759679	00254-000418
Tベース ロング	BPZ-100-70	759680	00254-000420
Tベース1000 レギュラー	BPZ-100-52	759681	00254-000801
Tベース1000 ショート	BPZ-100-62	759682	00254-000802
Tベース1000 ロング	BPZ-100-72	759683	00254-000803

イメージ	サイズ: 58cm	サイズ: 100cm	ベース径: 20cm
品名	Tベース	Tロングベース	耐水ベースセット
型式	BPZ-100P-005	BPZ-100P-017	BPZ-100P-018
商品コード	991510	991511	759684

<サイズ>
●使用サイズ: ショートタイプ / 170~210cm
レギュラータイプ / 190~270cm
ロングタイプ / 220~300cm
●ボール部(直径): 4.5cm
●重量: ショートタイプ / 3.5kg
レギュラータイプ / 3.7kg
ロングタイプ / 3.9kg

<材質>
●主材: アルミ、ステンレス
●表面: 樹脂コーティング

※オプション

※オプション

《耐水ベース》

※耐水ベースは基本セット丸ベースにのみ対応可能です。

ベスポジ BPZ

our best position bar continue evolving

ベスポジ-e 基本セット

丸型ベースセット BPE-100-11

商品コード TAISコード
758645 00254-000052

●セット内容: 基本セット(丸)

T型ベースセット BPE-100-10

商品コード TAISコード
758650 00254-000051

●セット内容: 基本セット(T)

<丸型ベースセット>

330

在庫限定

<T型ベースセット>

330

在庫限定



<丸ベース レギュラー>	<Tベース レギュラー>	<Tベース1000 レギュラー>
350	340	360
<丸ベース ショート>	<Tベース ショート>	<Tベース1000 ショート>
350	350	360
<丸ベース ロング>	<Tベース ロング>	<Tベース1000 ロング>
350	350	360

オプション

ツイン手すりW+D BPZ-300

商品コード TAISコード
759685 00254-000425

●手すり部: 集成材
●ジョイント部: ナイロン角度が90°・135°・180°に組替え可能
移乗、立ち上がり、移動用に対応

200

ツイン手すりW+W BPZ-310

商品コード TAISコード
759686 00254-000432

●手すり部: 集成材
●ジョイント部: ナイロン角度が90°・135°・180°に組替え可能
移乗、立ち上がり、移動用に対応

200

プッシュ手すり BPZ-400

商品コード TAISコード
759687 00254-000439


●手すり部: 集成材
●ジョイント部: ナイロン

110

縦・横に組替え可能
手のひらや前腕部、
寄り掛かりなどの
面受けに対応

b型手すり BPE-300-90


商品コード TAISコード
759375 00254-000367

●手すり部: 集成材
●ジョイント部: ナイロン立ち上りの重心移動を誘導
立位姿勢保持も上部でサポート

130

b型手すりロング BPE-300-100


商品コード TAISコード
759376 00254-000368

●手すり部: 集成材
●ジョイント部: ナイロン立ち上りの重心移動を誘導
上部凹凸部で立位姿勢を保持

130

I型手すりロング BPE-300-120


商品コード TAISコード
759378 00254-000370

●手すり部: 集成材 ●ジョイント部: ナイロン
●ボール: エラストマー樹脂使用場所での上下動を広域にカバー
握りの目印や握力が弱い方に最適な
グリップボール2個付き

130

D型手すり BPE-300-110

商品コード TAISコード
759377 00254-000369

●手すり部: 集成材
●ジョイント部: ナイロン引っ張り+プッシュアップ
立ち座りや姿勢保持に最適


120

グリップアーム-e5P斜 BPE-300-50

商品コード TAISコード
758800 00254-000142

●手すり部: エラストマー
●ジョイント部: ナイロン
●手すり長さ: 59.8cm
●手すり径: φ35

屋外でも使用可能



110

ウェーブ型手すり/ウェーブ型手すりロング

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
35cm	BPE-300-10	758750	00254-000130
60cm	BPE-300-40	758790	00254-000133

●手すり部: 集成材 ●ジョイント部: ナイロン
●手すり径: φ35

<35cmサイズ>

<ロングサイズ>



100


100

円型手すり BPE-300-20

商品コード TAISコード
758695 00254-000131

●手すり部: 集成材
●ジョイント部: ナイロン
●製品直径: 28cm
●手すり径: φ32

移乗などの方向転換補助に




140

角型手すり BPE-300-30

商品コード TAISコード
758690 00254-000132

●手すり部: 集成材
●ジョイント部: ナイロン
●手すりサイズ: 30.2×20.2cm
●手すり径: φ32

2WAYで使用可能




130

玄関アーム レギュラー ENT-180-30

商品コード TAISコード
758450 00254-000159

●手すり部: アルミ ●ジョイント部: ナイロン
●手すりサイズ: 133×39.5cm
●手すり径: φ35

※補助ベースはベスポジBPZ・ベスポジ-eには不要です。



240

在庫限定


BPE-500-10(補助ベースなし) もご利用しております。

膝当て手すり BPE-200-10

商品コード TAISコード
758700 00254-000127

●手すり部: 合成・クッション材
●ジョイント部: ナイロン

膝前防止に



130


在庫限定

肘置き手すり BPE-200-20

商品コード TAISコード
758705 00254-000128

●手すり部: 合成・クッション材
●ジョイント部: ナイロン

リウマチなど握れない方に



100


在庫限定

プッシュ手すり BPE-200-30

商品コード TAISコード
758710 00254-000129

●手すり部: 合成・クッション材
●ジョイント部: ナイロン

床からの立ち上がりなどに



100

在庫限定

天井固定型手すり

サービスコード(手すり) 介護給付:171007/予防給付:671007

連結部材

システムエンド
ブラケット(固定)

型式	商品コード
SBR-100-10	758655

システムエンド
ブラケット(曲げ)

型式	商品コード
SBR-100-20	758685

システムエンド
ブラケット(跳ね上げ)

型式	商品コード
SBR-100-71	758720

システムエンド
ブラケット(取り外し)

型式	商品コード
SBR-100-72	758715



SBR(固定用)
連結アタッチメント

型式	商品コード
SBR-300-10	758725

SBR(曲げ用)
連結アタッチメント


型式	商品コード
SBR-300-20	758730

SBR(跳ね上げ用)
連結アタッチメント

型式	商品コード
SBR-100-73	758735

SBR(取り外し用)
連結アタッチメント

型式	商品コード
SBR-100-74	758740



システムブラケット用丸棒

サイズ	型式	商品コード
60cm	SBR-200-060	758660
90cm	SBR-200-090	758665
120cm	SBR-200-120	758670

システム伸縮手すり

サイズ	型式	商品コード
60~90cm	SBR-600-609	758845
90~120cm	SBR-600-912	758850
120~150cm	BPZ-900-1215	759688

連結用セット

品名/セットイメージ	サイズ	TAISコード	商品コード・セット内容
システム手すり 固定セット	60cm	00254-000113	[758655] システムエンドブラケット(固定)×2
	90cm	00254-000062	[758660・758665・758670] システムブラケット用丸棒×1
	120cm	00254-000117	
システム手すり 曲げセット	60cm	00254-000114	[758685] システムエンドブラケット(曲げ)×2
	90cm	00254-000063	[758660・758665・758670] システムブラケット用丸棒×1
	120cm	00254-000118	
システム手すり 跳ね上げセット	60cm	00254-000115	[758720] システムエンドブラケット(跳ね上げ)×1
	90cm	00254-000064	[758715] システムエンドブラケット(取り外し)×1
	120cm	00254-000119	[758660・758665・758670] システムブラケット用丸棒×1
システム手すり 取り外しセット	60cm	00254-000116	[758715] システムエンドブラケット(取り外し)×2
	90cm	00254-000065	[758660・758665・758670] システムブラケット用丸棒×1
	120cm	00254-000120	
システム伸縮手すり 固定セット	60~90cm	00254-000169	[758655] システムエンドブラケット(固定)×2
	90~120cm	00254-000170	[758845・758850・759688] システム伸縮手すり×1
	120~150cm	00254-000653	
システム伸縮手すり 曲げセット	60~90cm	00254-000171	[758685] システムエンドブラケット(曲げ)×2
	90~120cm	00254-000172	[758845・758850] システム伸縮手すり×1
レール手すり 在庫限定	120cm	00254-000342	[758875] レール手すり×1

ベースポジBPZ H型・ト型組み合わせリスト

品名	サイズ	丸レギュラー H型セット		丸レギュラー ト型セット	
		型式	TAISコード	型式	TAISコード
① 木手すり 固定セット	60cm	BPZ-H2000-10	00254-000581	BPZ-K5000-10	00254-000699
	90cm	BPZ-H2000-11	00254-000582	BPZ-K5000-11	00254-000700
	120cm	BPZ-H2000-12	00254-000583	BPZ-K5000-12	00254-000701
② 木手すり 曲げセット	60cm	BPZ-H2100-10	00254-000599	BPZ-K5100-10	00254-000717
	90cm	BPZ-H2100-11	00254-000600	BPZ-K5100-11	00254-000718
	120cm	BPZ-H2100-12	00254-000601	BPZ-K5100-12	00254-000719
③ 木手すり 跳ね上げセット	60cm	BPZ-H2200-10	00254-000617	BPZ-K5200-10	00254-000735
	90cm	BPZ-H2200-11	00254-000618	BPZ-K5200-11	00254-000736
	120cm	BPZ-H2200-12	00254-000619	BPZ-K5200-12	00254-000737
④ 木手すり 取り外しセット	60cm	BPZ-H2300-10	00254-000635	BPZ-K5300-10	00254-000753
	90cm	BPZ-H2300-11	00254-000636	BPZ-K5300-11	00254-000754
	120cm	BPZ-H2300-12	00254-000637	BPZ-K5300-12	00254-000755
⑤ 伸縮手すり 固定セット	60~90cm	BPZ-H2500-10	00254-000654	BPZ-K5500-10	00254-000771
	90~120cm	BPZ-H2500-11	00254-000655	BPZ-K5500-11	00254-000772
	120~150cm	BPZ-H2500-12	00254-000656	BPZ-K5500-12	00254-000773
⑥ 伸縮手すり 曲げセット	60~90cm	BPZ-H2600-10	00254-000672	BPZ-K5600-10	00254-000789
	90~120cm	BPZ-H2600-11	00254-000673	BPZ-K5600-11	00254-000790

その他組み合わせ



設置型手すり


たちあっぷ サムリング

矢崎化工

A B C D E

型式	商品コード	TAISコード
CKM-02	759671	00055-000307
CKM-02W	759672	00055-000313
CKM-04	759673	00055-000319

●高さ: 80~90cm (5cm間隔3段階) ●ベース: 50.5×72.5cm
●手すり間口: CKM-02・CKM-02W / 38.5cm, CKM-04 / 65cm
●重量: CKM-02 / 17.5kg, CKM-02W / 22kg, CKM-04 / 18kg

インテリアになじむ、
おしゃれなデザイン

〈CKM-02〉

400

〈CKM-02W〉

500

〈CKM-04〉

420

ベッドでとまるくん

型式	商品コード
CKM-CK	759674

サムリングをベッドで
使用する際に
安定性を向上させる
オプション品です。

ソフトで握りやすい
ディンプル付

蓄光付

LOHATES (ロハテス)

マツハ



はじめませんか、手すりのある暮らし。

暮らしを安全に、快適にする。「支えたい想い」を形にした手すり。
空間に溶け込むさりげない佇まい。
「LOHATES」は、暮らしをアクティブに楽しむシニアを支える新しい形の手すりです。

デザインの方で生活の質を向上。
床や椅子からの、立ち上がりをサポートしてくれる「LOHATES」。
その美しいデザインは、インテリアの中で、さりげない存在感をだします。
機能と嗜好を両立させた形は、暮らしに寄り添いながら魅力あるインテリアの一部と
して機能し、豊かな日常生活を彩ってくれるでしょう。

カラー	型式	商品コード	TAISコード
ホワイト	LH-03WT-R	759371	01265-000269
ブラック	LH-03BK-R	759372	01265-000270

●サイズ: 幅43.5×奥行37×高さ63cm ●重量: 約1.8kg
●材質: 手すり/天然木、フレーム/スチール、ゴム足/PP+TPE



〈ホワイト〉

200

〈ブラック〉


200



椅子からの立ち上がり



XNG



床からの立ち上がり方



たちあっぷ

矢崎化工

A B C D E

型式	商品コード	TAISコード
CKA-01-1	758420	00055-000119
CKA-02-1	758425	00055-000120
CKA-03	758121	00055-000073
CKA-04	758126	00055-000074

●高さ: 70~80cm (5cm間隔3段階)
●ベース: CKA-01-1・CKA-03 / 50×60cm, CKA-02-1・CKA-04 / 50×90cm
●手すり間口: CKA-01-1・CKA-02-1 / 33.8cm
CKA-03 / 26.5×35.2cm, CKA-04 / 77.8cm
●重量: CKA-01-1 / 11.9kg, CKA-02-1 / 15.7kg
CKA-03 / 15.4kg, CKA-04 / 16kg

〈CKA-01-1〉 在庫限定

250

〈CKA-02-1〉 在庫限定

260

〈CKA-03〉 在庫限定

330

〈CKA-04〉 在庫限定

300

楽起(らっきい)

山崎産業

A B C D E

商品名	型式	商品コード	TAISコード
縦型	YM-103L-ID	758505	01339-000007
横型	YM-102L-ID	758500	01339-000006
介助バー型	YM-101L-ID	758510	01339-000005
狭所用波型	YM-118L-ID	758535	01339-000020

●サイズ: 縦型・横型・介助バー型 / 幅50.1×奥行80.1×高さ71~85cm
狭所用波型 / 幅50×奥行50×高さ71~85cm
●重量: 縦型・横型 / 約21kg, 介助バー型 / 約22kg, 狭所用波型 / 約17kg

〈縦型〉 在庫限定

230

〈横型〉 在庫限定

230

〈介助バー型〉 在庫限定

300

〈狭所用波型〉 在庫限定


300

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

設置型手すり

サービスコード(手すり) 介護給付:171007/予防給付:671007

手すりでひろがる・続ける 安心な毎日



クリンディ

パナソニック

A B C D E

型式	商品コード	TAISコード
PN-L80501	758965	00980-000326

<クリンディベッド用アーム付>

型式	TAISコード
PN-L80501	00980-000328

クリンディ ベッド用アーム	型式	商品コード
	PN-L80511	758970

- サイズ: 幅46×奥行78×高さ70〜80cm (2.5cm間隔5段階)
- ベース厚さ: 1.2cm
- 重量: 18kg ●最大使用者体重: 100kg
- <材質>
- ベース・手すり・フレーム: スチール
- 手すり被覆部: ポリエチレン
- 手すり被覆部: エラストマー
- ベース被覆部: 塩化ビニル樹脂
- カーペット: 合成繊維

コンパクトなので
場所をとらないです手すりは端、中央に設置可能
1台2通り

<クリンディ>	<クリンディベッド用アーム付>
280	320

スタンディ

パナソニック

A B C D E

型式	商品コード	TAISコード
PN-L80401	758865	00980-000315

- サイズ: 幅63×奥行78×高さ70〜85cm (3cm間隔6段階)
- 面手すり高さ: 35〜50cm (ベースからの高さ)
- ベース厚さ: 1.1cm ●重量: 22.5kg
- 最大使用者体重: 100kg
- <材質>
- ベース・手すり・フレーム: スチール
- 平面部: ポリエチレン
- 手すり被覆部: エラストマー
- ベース被覆部: 塩化ビニル樹脂
- カーペット: 合成繊維

低い位置から
立ちやすい面手すり手すりは、ベースの縦・横・
中央に設置できるさまざまな用途と場所に
対応します。

自在手すりツインディ(水廻り用)

パナソニック

A B C D E

型式	商品コード	TAISコード
PN-L80701	759275	00980-000364

自在手すりツインディ(水廻り用) プロテクターセット	TAISコード
	00980-000365

プロテクター	型式	商品コード
	PN-L80711	759280

- サイズ: 幅58×奥行58×高さ74.5〜84.5cm (手すり部70〜80cm, 2cm間隔6段階)
- ベース厚さ: 1.2cm ●重量: 17kg
- 最大使用者体重: 100kg
- <材質>
- 手すり部: エラストマー(被覆部) アルミニウム(芯材・ジョイント)
- 支柱・ベース: ステンレス
- ベースマット・被覆部: 塩化ビニル樹脂

防水・防かび・
すべり止めマット付き
コンパクトなベースも人気

<自在手すりツインディ>	<自在手すりツインディプロテクターセット>
600	650


支柱に取り付けることで
手すりとの干渉を
防ぎます立ち座りと、つたい歩きをサポート
にぎりやすいグリップで安心して移動できます

しっかり握れる手すりφ34mm

ひんやりしない つなぎ目がなく、
素材を使用。 両手でもしっかり握りやすい。

身体を安定させやすい角度調整

力が入りやすく使いやすい




※左側に角度をつけた場合

水が掛かってしまう場所
や、湿気の多い場所など
の水廻りに設置しても
お手入れ簡単です。

防かび加工

かび菌の内部への増殖をブロック


※防かび加工は、かびを死滅させ
るものではありません。
※水垢など商品に付着したものに
は発生したかびについては効
力はありません。
※防かび剤の有効期間は実際使
用される環境により異なります。

歩行サポート手すり スムーディ パナソニック

A B C D E

手すりの長さを左右
5cmずつ調整できる




住宅改修ができない! あと少しなのに設置できない! などの悩みを解消!



握り形状が変化しない伸縮



設置の対応力がUP

ポイント
同じタイプのベース部分の
置き換えが可能です!
ご自宅の段差幅に合わせて
入れ替えるので便利です!設置パターン可否は
こちら▶▶▶共通
●段差のある場所に設置する際は、ベース部分が段差や段差の縁より内
側になるように設置してください。
●ベースより小さい段差や凹凸が大きい面、芝生、滑りやすい面の上には
設置できません。※データ通信料はお客様負担と
なります。
※お使いになる機器によってはご
利用いただけない場合がございます。
あらかじめご了承ください。

仕様	標準タイプ	ステップタイプ	ステップ980タイプ	ロング1700タイプ	ロング2050タイプ	ロング2400タイプ	ロング3460タイプ
片手すり							
両手すり							
対応 段差 (高さ)	3段 (45cm)	2段 (30cm)	3段 (45cm)	4段 (60cm)	5段 (75cm)	6段 (90cm)	9段 (135cm)
全長 (伸縮)	135cm 130〜140cm	100cm 95〜105cm	135cm 130〜140cm	170cm 160〜180cm	205cm 195〜215cm	240cm 230〜250cm	346cm 331〜361cm

タイプ	型式	商品コード	TAISコード	重量
標準 タイプ	片手すり	XPN-L80601	759100	00980-000334 37kg
	両手すり	XPN-L80602	759105	00980-000335 43kg
	伸縮片手すり	XPN-L80611	759195	00980-000345 37.5kg
	伸縮両手すり	XPN-L80612	759200	00980-000346 44kg
ステップ タイプ	片手すり	XPN-L80603	759110	00980-000336 33kg
	両手すり	XPN-L80604	759115	00980-000337 39kg
	伸縮片手すり	XPN-L80613	759205	00980-000347 33.5kg
	伸縮両手すり	XPN-L80614	759210	00980-000348 39.5kg
ステップ 980 タイプ	片手すり	XPN-L80621	759175	00980-000355 33kg
	両手すり	XPN-L80622	759180	00980-000356 39kg
	伸縮片手すり	XPN-L80625	759245	00980-000359 33.5kg
	伸縮両手すり	XPN-L80626	759250	00980-000360 40kg

- サイズ(ベース部分): 標準 / 80×45cm, ステップ / 96×30cm
- サイズ(全長): 標準 / 167cm (±5cm), ステップ / 125cm (±5cm), ステップ980 / 160cm (±5cm),
ロング1700 / 196cm (±10cm), ロング2050 / 239cm (±10cm),
ロング2400 / 274cm (±10cm), ロング3460 / 380cm (±15cm)
- 手すり高さ: 70・72.5・75・77.5・80・82.5・85cm ●最大使用者体重: 100kg
- ※土の値は、伸縮タイプの場合

<標準タイプ片手すり>	<標準タイプ両手すり>	<標準タイプ伸縮片手すり>	<標準タイプ伸縮両手すり>
1000	1300	1000	1400

<材質>
●手すり・端部手すり: 塩化ビニル樹脂(被覆部)・アルミニウム(芯材)
●支柱: アルミニウム・ステンレス(フランジ部)
●ベース: ステンレス
●ベース被覆部・ベースマット: 塩化ビニル樹脂

<ステップタイプ片手すり>	<ステップタイプ両手すり>	<ステップタイプ伸縮片手すり>	<ステップタイプ伸縮両手すり>	<ステップ980タイプ片手すり>	<ステップ980タイプ両手すり>
1000	1300	1000	1300	1000	1300

<ステップ980タイプ伸縮片手すり>	<ステップ980タイプ伸縮両手すり>	<ロング1700タイプ片手すり>	<ロング1700タイプ両手すり>	<ロング1700タイプ伸縮片手すり>	<ロング1700タイプ伸縮両手すり>
1000	1300	1300	1650	1400	1900

<ロング2050タイプ片手すり>	<ロング2050タイプ両手すり>	<ロング2050タイプ伸縮片手すり>	<ロング2050タイプ伸縮両手すり>	<ロング2400タイプ片手すり>	<ロング2400タイプ両手すり>
1400	1850	1400	1800	1400	2000

<ロング2400タイプ伸縮片手すり>	<ロング2400タイプ伸縮両手すり>	<ロング3460タイプ片手すり>	<ロング3460タイプ両手すり>	<ロング3460タイプ伸縮片手すり>	<ロング3460タイプ伸縮両手すり>
1400	1850	1700	2700	1700	2500

設置型手すり（ひろがるシリーズ）

サービスコード（手すり） 介護給付：171007／予防給付：671007

スムーディ（屋内用） サポート手すり

パナソニック



単体でも使い、ひろがるシリーズとも
連結できる立位保持用手すり
(キッチン、洗面所などでおすす)

スムーディ（屋内用） 面手すり

パナソニック



単体でも使い、ひろがるシリーズと
連結もできる面手すり

スムーディ（屋内用） らくらくダブル

パナソニック



対になる可動手すり
単体でも使い、ひろがるシリーズと
連結もできます

45度、90度に
都度角度変更可能
※動かないように常時固定する
こともできます
※ベースの外側には角度変更が
できません



ユニット構成

イメージ	品名	型式	TAISコード	商品コード
	屋内用標準ベース	PN-L80801	00980-000366	991393
	屋内用端支柱	PN-L80802	00980-000367	991394
	屋内用端手すり	PN-L80803	00980-000368	991395
	屋内用ミドルベース	PN-L80804	00980-000369	991428
	屋内用回転連結支柱	PN-L80805	00980-000370	991429
	屋内用手すり930	PN-L80806	00980-000371	991430
	屋内用手すり620	PN-L80807	00980-000372	991431

イメージ	品名	型式	TAISコード	商品コード
	屋内用面手すり	PN-L80808	00980-000396	991457
	屋内用アーム	PN-L80809	00980-000397	991458
	屋内用ベース6078	PN-L80810	00980-000409	991471
	屋内用らくらくダブル右手すり	PN-L80811	00980-000410	991472
	屋内用らくらくダブル左手すり	PN-L80812	00980-000411	991473
	PTOILE用ベース	PN-L80815	00980-000442	991520
	屋内用サポート手すり	PN-L80816	00980-000443	991521

組み合わせ診断ツール

必要な手すり長さを入力すれば、
このような情報が確認できます

- おすすめセット
- そのセットに必要なサブセット・ユニット
- それらの品番・希望小売価格
- 手すりが曲がる位置までの長さ

測定して、入力のかんたん2ステップで結果がわかる

ご自身からお試しください

スモディ（屋内用）サポート手すり

スモディ（屋内用）面手すり

＜材質＞
●ベース・下支柱：スチール
●ジョイント・手すり芯材：アルミニウム
●カーペット：合成繊維 ●平面部：ポリエチレン
●支柱カラー・ネジカバー：ポリプロピレン
●手すり握握部：ベース緑ゴム：塩化ビニル樹脂
●上支柱：アルミニウム（らくらくダブルはスチール）
●支柱カラー・握握（回転連結支柱）：エラストマー

●サポート手すり（下支柱、昇降手すり（下支柱、ひし掛け（芯材））ベース：スチール
●昇降手すり（中支柱・上支柱）、サポート手すり（上支柱・手すり（芯材））：アルミニウム
●昇降手すり（ひし掛けカバー・支柱カラー・スライドカバー）サポート手すり（支柱カラー）：ポリプロピレン
●ベース緑ゴム：塩化ビニル樹脂
●マット：表面ポリエステル・ポリエチレンコーティング、裏面アクリル樹脂
●トイレサポート：ポリプロピレンテレフタレート
※PTOILE用ベース：実際はマット付です。

〈PN-L80809〉	〈PN-L80810〉	〈PN-L80811〉	〈PN-L80812〉	〈PN-L80815〉	〈PN-L80816〉

手すりをつなげて延ばせるので、
安心と生活がひろがります



〈PN-L80801〉	〈PN-L80802〉
340	160

〈PN-L80803〉	〈PN-L80804〉
200	160

〈PN-L80805〉	〈PN-L80806〉
170	

〈PN-L80807〉	〈PN-L80808〉

サブセット構成一覧（このまま単体でご使用いただけるタイプ）

記号	セットイメージ	品名	型式・TAISコード	手すり長さ	セット内容	商品コード
		屋内用	XPN-L80801	81cm	標準ベース 端支柱 端手すり	991393 991394 991395
		屋内用1530タイプ	XPN-L80802	153cm	標準ベース 端手すり×2 ミドルベース 回転連結支柱	991393 991395 991428 991429
		屋内用手すり540タイプ	XPN-L80812	54cm	ミドルベース 面手すり	991428 991457

サブセット構成一覧（組み合わせることでご使用いただけるタイプ）

記号	セットイメージ	品名	型式・TAISコード	手すり長さ	セット内容	商品コード
A		屋内用930タイプ	XPN-L80803	93cm	標準ベース 端手すり 回転連結支柱	991393 991395 991429
B		屋内用930タイプ+930	XPN-L80804	186cm	標準ベース 端手すり 回転連結支柱 手すり930	991393 991395 991429 991430
C		屋内用930タイプ+620	XPN-L80805	155cm	標準ベース 端手すり 回転連結支柱 手すり620	991393 991395 991429 991431
D		屋内用手すり210	XPN-L80806	21cm	ミドルベース 端支柱	991428 991394
E		屋内用手すり210+930	XPN-L80808	114cm	ミドルベース 端支柱 手すり930	991428 991394 991430
F		屋内用手すり210+620	XPN-L80809	83cm	ミドルベース 端支柱 手すり620	991428 991394 991431
K		屋内用面手すり540タイプ片側アーム	XPN-L80813	69cm	ミドルベース 面手すり アーム	991428 991457 991458
N		屋内用らくらくダブル片側アーム	XPN-L80820	80cm	ベース6078 らくらくダブル片側アーム アーム	991471 991472 991473 991458

記号	セットイメージ	品名	型式・TAISコード	手すり長さ	セット内容	商品コード
G		屋内用回転手すり330	XPN-L80807	33cm	ミドルベース 回転連結支柱	991428 991429
H		屋内用回転手すり330+930	XPN-L80810	126cm	ミドルベース 回転連結支柱 手すり930	991428 991429 991430
I		屋内用回転手すり330+620	XPN-L80811	95cm	ミドルベース 回転連結支柱 手すり620	991428 991429 991431

※黄色の背景は、白の背景は、短手すり（H・Iの長い方の手すり）が黄色背景のサブセット、もしくはH・Iの短い手すり（H・Iの短い手すり）と組合せられます。
※印で左右角度変更可能、印で上下角度変更可能（らくらくダブルはベース外方向には角度変更できません）
※PTOILE用ベース：実際はマット付です。

※印で左右角度変更可能

記号	セットイメージ	品名	型式・TAISコード	手すり長さ	セット内容	商品コード
M		屋内用らくらくダブル	XPN-L80819	65cm	ベース6078 らくらくダブル手すり らくらくダブル手すり	991471 991472 991473
P		屋内用らくらくダブル右	XPN-L80822	31cm	ベース6078 らくらくダブル手すり	991471 991472
R		屋内用らくらくダブル左	XPN-L80824	31cm	ベース6078 らくらくダブル手すり	991471 991473
Z		屋内用サポート手すり630タイプ	XPN-L80850	63cm	PTOILE用ベース 屋内用サポート手すり	991520 991521

※Zのベースは、PTOILE用ベースになります。


記号	セットイメージ	品名	型式・TAISコード	手すり長さ	セット内容	商品コード
Q		屋内用らくらくダブル右片側アーム	XPN-L80823	47cm	ベース6078 らくらくダブル手すり アーム	991471 991472 991458
S		屋内用らくらくダブル左片側アーム	XPN-L80825	47cm	ベース6078 らくらくダブル手すり アーム	991471 991473 991458
T		屋内用らくらくダブル片側アーム+620	XPN-L80830	143cm	ベース6078 らくらくダブル手すり アーム 手すり620	991471 991472 991473 991458 991431
U		屋内用らくらくダブル片側アーム+930	XPN-L80831	174cm	ベース6078 らくらくダブル手すり アーム 手すり930	991471 991472 991473 991458 991430
V		屋内用らくらくダブル右片側アーム+620	XPN-L80834	109cm	ベース6078 らくらくダブル手すり アーム 手すり620	991471 991472 991458 991431
W		屋内用らくらくダブル右片側アーム+930	XPN-L80835	140cm	ベース6078 らくらくダブル手すり アーム 手すり930	991471 991472 991458 991430
X		屋内用らくらくダブル左片側アーム+620	XPN-L80836	109cm	ベース6078 らくらくダブル手すり アーム 手すり620	991471 991473 991458 991431
Y		屋内用らくらくダブル左片側アーム+930	XPN-L80837	140cm	ベース6078 らくらくダブル手すり アーム 手すり930	991471 991473 991458 991430
α		屋内用サポート手すり630タイプ片側アーム	XPN-L80851	79cm	PTOILE用ベース 屋内用サポート手すり アーム	991520 991521 991458

※αのベースは、PTOILE用ベースになります。

記号	セットイメージ	品名	型式・TAISコード	手すり長さ	セット内容	商品コード
L		屋内用面手すり540タイプ両側アーム	XPN-L80814	85cm	ミドルベース 面手すり アーム×2	991428 991457 991458
O		屋内用らくらくダブル両側アーム	XPN-L80821	96cm	ベース6078 らくらくダブル手すり らくらくダブル手すり アーム×2	991471 991472 991473 991458

左右角度変更
回転支柱は5度ビッチで左右90度まで角度変更可能（らくらくダブルは45度ビッチ）

上下角度変更
44cmまで（段差を超える手すり62cmの場合）
66cmまで（段差を超える手すり93cmの場合）



スムーディPTイレ用/ラフィーネキューブ

介護保険対応 購入

パナソニック



ポータブルトイレ P-キューブと組み合わせて使う新しい排泄シーンのご提案

安心 移動時の支えに使える安心感
ADL・QOL配慮 ちゃんと履いて置いて使える
ECO・SDGs 不要になっても廃棄量が少ない



ユニット構成

イメージ	①	②	③	④	⑤	⑥
品名	PTイレ用ベース	屋内用サポート手すり	トイレ用手すり	PTイレ用昇降手すり	トイレサポート	屋内用アーム
型式	PN-L80815	PN-L80816	PN-L80814	PN-L80817	PN-L80818	PN-L80809
TAISコード	00980-000442	00980-000443	00980-000430	00980-000444	00980-000445	00980-000397
商品コード	991520	991521	991476	991522	991523	991458

サブセット構成(そのまま単体完結で使うタイプ)

※ポータブルトイレは別売です。

イメージ	①	②	③	④	⑤	⑥
品名	PTイレ用	PTイレ用片手すり	PTイレ用両手すり	PTイレ用片昇降手すり	PTイレ用両昇降手すり	PTイレ用片手すり/片昇降手すり
型式	XPN-L80838	XPN-L80839	XPN-L80840	XPN-L80841	XPN-L80842	XPN-L80843
TAISコード	00980-000446	00980-000447	00980-000448	00980-000449	00980-000450	00980-000451
組合せ	①②⑤	①②③⑤	①②③④⑤	①②④⑤	①②④④⑤	①②③④⑤

サブセット構成(スムーディ屋内用と連結して使うタイプ)

※ポータブルトイレは別売です。

イメージ	①	②	③	④	⑤
品名	PTイレ用片側アーム	PTイレ用片側アーム	PTイレ用片昇降手すり片側アーム	PTイレ用両昇降手すり片側アーム	PTイレ用片手すり/片昇降手すり片側アーム
型式	XPN-L80844	XPN-L80845	XPN-L80847	XPN-L80848	XPN-L80849
TAISコード	00980-000452	00980-000453	00980-000455	00980-000456	00980-000457
組合せ	①②⑤⑥	①②③⑤⑥	①②④⑤⑥	①②④④⑤⑥	①②③④⑤⑥

イメージ	①	②	③	④
品名	PTイレ用片手すり1580タイプ	PTイレ用片手すり1890タイプ	PTイレ用片昇降手すり1580タイプ	PTイレ用片昇降手すり1890タイプ
型式	XPN-L80852	XPN-L80853	XPN-L80854	XPN-L80855
TAISコード	00980-000460	00980-000461	00980-000462	00980-000463
組合せ	①②③⑤⑥F	①②③⑤⑥E	①②④⑤⑥F	①②④⑤⑥E

〈材質〉
●ベース・支柱: スチール
●ひじ掛け・支柱カラー: ポリプロピレン
●マット: 表面ポリエステル・ポリエチレンコーティング、表面アクリル樹脂
●支柱カバー: エラストマー
※①PTイレ用ベース: 実際はマット付です。
※組合せ欄の「E・F」はP.45をご参照ください。

商品名	商品コード	メーカー品番	希望小売価格	重量
ラフィーネキューブ ラップタイプ プラスチック便座	ホワイト 224776	PN-L30301W	88,550円(税込)	8.5kg
	ブラウン 224777	PN-L30301BR		
	木目 224778	PN-L30301CH	99,000円(税込)	
ラフィーネキューブ ラップタイプ ソフト便座	ホワイト 224779	PN-L30302W	94,050円(税込)	8.8kg
	ブラウン 224780	PN-L30302BR		
	木目 224781	PN-L30302CH	104,500円(税込)	
ラフィーネキューブ ラップタイプ あたたか便座	ホワイト 224782	PN-L30303W	105,050円(税込)	9.5kg
	ブラウン 224783	PN-L30303BR		
	木目 224784	PN-L30303CH	115,500円(税込)	
ラフィーネキューブ プラスチック便座(パケツ)	ホワイト 224785	PN-L30401W	47,300円(税込)	8.2kg
	ブラウン 224786	PN-L30401BR	57,750円(税込)	
	木目 224787	PN-L30401CH		
ラフィーネキューブ ソフト便座(パケツ)	ホワイト 224788	PN-L30402W	52,800円(税込)	8.5kg
	ブラウン 224789	PN-L30402BR	63,250円(税込)	
	木目 224790	PN-L30402CH		
ラフィーネキューブ あたたか便座(パケツ)	ホワイト 224791	PN-L30403W	63,800円(税込)	9.2kg
	ブラウン 224792	PN-L30403BR		
	木目 224793	PN-L30403CH	74,250円(税込)	

※最大使用者体重: 100kg

商品名	商品コード	メーカー品番	希望小売価格	備考
ポータブルトイレ用処理袋(ラップ用)	224794	PN-L50102	4,730円(税込)	30回分
ポータブルトイレ用凝固剤(ラップ用)	224795	PN-L50103	1,320円(税込)	60回分

〈XPN-L80838〉	400	〈XPN-L80839〉	500
〈XPN-L80840〉	550	〈XPN-L80841〉	550

〈XPN-L80842〉	670	〈XPN-L80843〉	610
〈XPN-L80844〉		〈XPN-L80845〉	550

〈XPN-L80847〉	600	〈XPN-L80848〉	730
〈XPN-L80849〉		〈XPN-L80852〉	950

〈XPN-L80853〉	780	〈XPN-L80854〉	
〈XPN-L80855〉			

スムーディ(トイレ用)

パナソニック A B C D E

タイプ	型式	商品コード	TAISコード
片手すり	XPN-L80833	759555	00980-000432
両手すり	XPN-L80832	759560	00980-000431

●寸法: 幅70×奥行50cm
●ベース厚さ: 1.2cm
●高さ: 55~70cm (2.5cm刻み 7段階)
●重量: 片手/12.8kg、両手/15.3kg
〈材質〉
●ひじ掛け・支柱カラー: ポリプロピレン
●ベース・上支柱・下支柱: スチール
●ベースカバー・穴ふさぎ・支柱カバー: エラストマー

清潔・安心、消臭剤入り
樹脂製ベースカバー

スムーディ



300	350
-----	-----

フィットレストⅡ

パラマウントベッド A B C D E

型式	商品コード	TAISコード
KQ-321	758870	00170-000961

●寸法: 幅69~72(無段階)×奥行55cm
●高さ: 55~70cm (3cm刻み 6段階)
●重量: 13kg ●最大使用者体重: 100kg

〈材質〉
●アームレスト: 発泡ウレタン
●脚: ポリプロピレン
●フレーム: スチール製(電着・粉体塗装仕上げ)
●連結アーム: スチール(電着・粉体塗装仕上げ)
●アジャスター: スチレンゴム
●ノブボルト: ABS樹脂、ステンレス

Fit rest Ⅱ

●使いやすい 様々な使い方に対応するアームレスト
●移乗しやすい アームレストのスライド調節とはねあげが可能
●設置しやすい 工具不要で、前側からの固定が可能



320

アットグリップトイレサポート

アロン化成 A B C D E

タイプ	型式	商品コード	TAISコード
片側はねあげタイプ	H-S	759285	00221-000577
両側はねあげタイプ	H-T	759290	00221-000578

●サイズ: 幅66×奥行47×高さ56~65cm
●重量: H-S/約11.8kg、H-T/約14.6kg

〈材質〉
●木製ひじ掛け: ラバーウッド無垢材
●支柱・ベースプレート: スチール
●支柱カバー: ポリエチレン
●専用マット: ポリエステル・ポリウレタン

どんな便器にも、
トイレ環境にも置ける
「置くだけ」タイプ

〈H-S〉	300	〈H-T〉	350
-------	-----	-------	-----



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

設置型手すり

サービスコード(手すり) 介護給付:171007/予防給付:671007

たちあっぷ540

矢崎化工 A B C D E

商品名	型式	商品コード	TAISコード
両手すり	CKH-03	759601	00055-000300
片手すり	CKH-04	759602	00055-000301

●手すり間口:両手すり/53.7cm
●手すり高さ:97~134cm
●ベース:78×74.5cm
●重量:両手すり/34.4kg、片手すり/28.3kg

<材質>
●ベース部:ステンレス
●手すり部:イレクター・アルミ合金(ジョイント)
●マット:プラスチック

水平な手すり、
安心して昇降動作が
可能になります



両手すり

片手すり

※片手すりは
左右対応
できます。

<両手すり>

1100

<片手すり>

900

レッツバー

パラマウントベッド A B C D E

商品名	タイプ	型式	商品コード	TAISコード
レッツバー 玄関用手すり片手	ロータイプ	KQ-9501L	758885	00170-001053
	ハイタイプ	KQ-9501H	758895	00170-001055
レッツバー 玄関用手すり両手	ロータイプ	KQ-9502L	758890	00170-001052
	ハイタイプ	KQ-9502H	758900	00170-001054

●対応あがりかまち高さ:ロータイプ 0~20cm、ハイタイプ 20~40cm
●手すり間口:両手タイプ/51.5cm
●サイズ:ベース部分/80.5×56cm
手すり上部/ロータイプ 96~106cm(2.5cm間隔 5段階)、ハイタイプ 116~126cm(2.5cm間隔 5段階)
手すり下部/ロータイプ 80~90cm(2.5cm間隔 5段階)、ハイタイプ 90~100cm(2.5cm間隔 5段階)
●重量:片手タイプ/ロータイプ 24.2kg、ハイタイプ 24.7kg
両手タイプ/ロータイプ 29.2kg、ハイタイプ 30.2kg
●最大使用者体重:100kg



両手タイプ

<片手 ロータイプ>

450

<片手 ハイタイプ>

440

<両手 ロータイプ>

540

<両手 ハイタイプ>

540

商品名	タイプ	型式	商品コード	TAISコード
レッツバー 手すり片手	ロータイプ	KQ-9531L	758920	00170-001058
	ハイタイプ	KQ-9531H	758930	00170-001059
レッツバー 手すり両手	ロータイプ	KQ-9532L	758915	00170-001047
	ハイタイプ	KQ-9532H	758925	00170-001048

●対応あがりかまち高さ:ロータイプ 3~36cm、ハイタイプ 36~54cm
●手すり間口:両手タイプ/56cm
●サイズ:ベース部分/80×87cm
手すり上部/ロータイプ 88~126cm(支柱:5cm間隔 5段階)(手すり:4.5cm間隔 5段階)
ハイタイプ 106~144cm(支柱:5cm間隔 5段階)(手すり:4.5cm間隔 5段階)
手すり下部/ロータイプ・ハイタイプ 70~90cm(支柱:5cm間隔 5段階)
●重量:片手タイプ/ロータイプ 29kg、ハイタイプ 29.4kg
両手タイプ/ロータイプ 36.4kg、ハイタイプ 37.2kg
●最大使用者体重:100kg



両手タイプ

<片手 ロータイプ>

780

<片手 ハイタイプ>

780

<両手 ロータイプ>

880

<両手 ハイタイプ>

880

レッツバー コンパクト

パラマウントベッド A B C D E

商品名	タイプ	型式	商品コード	TAISコード
レッツバー コンパクト 玄関用手すり片手	ロータイプ	KQ-9511L	759030	00170-001186
	ハイタイプ	KQ-9511H	759040	00170-001188
レッツバー コンパクト 玄関用手すり両手	ロータイプ	KQ-9512L	759035	00170-001187
	ハイタイプ	KQ-9512H	759045	00170-001189

●対応あがりかまち高さ:ロータイプ 0~20cm、ハイタイプ 20~40cm
●手すり間口:両手タイプ/47.5cm
●サイズ:ベース部分/69.5×56cm
手すり上部/ロータイプ 96~106cm(2.5cm間隔 5段階)、ハイタイプ 116~126cm(2.5cm間隔 5段階)
手すり下部/ロータイプ 80~90cm(2.5cm間隔 5段階)、ハイタイプ 90~100cm(2.5cm間隔 5段階)
●重量:片手タイプ/ロータイプ 22kg、ハイタイプ 22.5kg
両手タイプ/ロータイプ 27kg、ハイタイプ 28kg
●最大使用者体重:100kg



片手タイプ

※片手タイプの手すりは端・中央に設置できます。

<片手 ロータイプ>

440

<片手 ハイタイプ>

440

<両手 ロータイプ>

480

<両手 ハイタイプ>

520

あがりかまち用たちあっぷ

矢崎化工

型式	商品コード	TAISコード
CKE-01-1	758380	00055-000109

●手すり間口:51.6cm
●手すり高さ:80~85cm
●ベース:77.3×55.1cm
●重量:32.8kg



540

たちあっぷ540

矢崎化工

型式	商品コード	TAISコード
CKH-01	758440	00055-000127

●手すり間口:53.7cm
●手すり高さ:104~139cm
●ベース:78×74.5cm
●重量:34.7kg



1000

在庫限定

サービスコード(歩行補助つえ) 介護給付:171010/予防給付:671010

歩行補助つえ

歩行補助つえの
高さ調節のポイント

- 大腿骨 大転子の高さ ●立位で腕を垂直におろしたときの手の首の高さ ●(身長÷2)+3cmの高さ
- つえ先を足先の15cm前外側についたときに肘を30度程曲げた高さ
- ※身体の状態、つえの種類により専門家へご相談ください。

やわらGELグリップ4点杖

シナノ

カラー	商品コード	TAISコード
ボルドー	754410	
ネイビー	754405	01436-000007
ブラック	754400	

●長さ:75~90cm(2.5cmピッチ)
●重量:約0.38kg ●ベース:10.5×12.4cm
●材質:グリップ/PP+エラストマー、シャフト/耐食アルミ
脚部/GF強化ナイロン樹脂
●先ゴム:PP-27

トル 超軽量
タイプ

130

軽い、疲れない、
スタイリッシュ
これからの4点杖のカタチ



非課税



ボルドー

ネイビー

ブラック

かる楽4点杖360 スマートガード

シナノ

屋内	A B C D E
屋外	A B C D E

商品コード 754395 TAISコード 01436-000006

●長さ:65~90cm(2.5cmピッチ)
●重量:約0.53kg ●ベース:9.6×9.6cm
●材質:グリップ/カーボン+発泡ゴム
(シリコン製グリップカバー付)
シャフト/カーボン、脚部/ナイロン樹脂
●先ゴム:PP-10-16mmAV



スマートガード

支柱が360°(前後左右)可動し、路面に接地しやすく、あらゆる傾斜に対応。さらに傾斜角度を12°に制限することで、可動式4点杖特有の不安定さを軽減しました。

150

非課税



ボルドー

楽スマ スリーベース マックス

ケイ・ホスピタ

屋内	A B C D E
屋外	A B C D E

型式 商品コード TAISコード
R-301 754420 00875-000015
R-302 754425

●長さ:約74~95cm ●重量:約0.48kg
●ベース:最大幅15cm
●材質:グリップ/カルプ PP+エラストマー
シャフト/アルミ合金、先ゴム/合成ゴム

大柄な方、
より安定感を
求める方に



R-302

R-301

140

非課税

楽スマ スリーベース

ケイ・ホスピタ

屋内	A B C D E
屋外	A B C D E

型式 商品コード TAISコード
R-102 754355 00875-000013
R-103 754360

●長さ:約67~88cm ●重量:約0.32kg
●ベース:最大幅11.5cm
●材質:グリップ/カルプ PP+エラストマー
シャフト/アルミ合金、先ゴム/合成ゴム

一本杖と
変わらない
超軽量



R-102

R-103

110

非課税

オールニースクラッチ

ケイ・ホスピタ

屋内	A B C D E
屋外	A B C D E

タイプ 型式 商品コード TAISコード
右 R01021R 754380 00875-000009
O型 左 R01021L 754385

●長さ:71~101cm ●重量:0.81kg ●耐荷重:150kg
●材質:シャフト/アルミ合金
グリップ/ソフト樹脂



O型カフ

レッド

右手用

O型カフ

レッド

左手用

160

非課税

合わせてパッチンDX

日進医療器

屋内	A B C D E
屋外	A B C D E

サイズ 型式 商品コード TAISコード
L TY156DX-L 754340 00175-000402
M TY156DX-M 754345 00175-000403

●長さ(全長):L/122.5~142.5cm、M/108.5~128.5cm
●長さ(脇あて~握り):L/35.2~53.95cm、M/32.7~47.7cm
●重量:L/約0.99kg、M/約0.91kg
●材質:
側骨・伸縮棒/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ
脇あて・握り部/エラストマー、先ゴム/合成ゴム

1本



100

非課税

歩行器

サービスコード(歩行器) 介護給付:171009/予防給付:671009

アルコー SK型/ SK型ミニ パーキングロック付

星光医療器製作所

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

商品名	商品コード	TAISコード
アルコーSK型	742741	00125-000106
アルコーSK型ミニ	742742	00125-000107

●サイズ: SK型/幅53×奥行57.5×高さ79~106cm
SK型ミニ/幅50×奥行51.5×高さ75~102cm
●重量: SK型/14.1kg, SK型ミニ/13.8kg
●材質: スチール ●最大使用者体重: 80kg

アルコー SK型シリーズに
パーキングロック機能を搭載

(アルコーSK型)

500

非課税

(アルコーSK型ミニ)

500

非課税

アルコーウィット-T (抵抗器付)

星光医療器製作所

幅78cm以上の廊下で回転することができる
コンパクトタイプの折りたたみ歩行車に、
抗菌マット仕様が登場

商品コード	TAISコード
742685	00125-000094

●サイズ: 全幅51.5×奥行57×
高さ87.5~107.5cm (6段階)
●重量: 13kg
●材質: スチール
●最大使用者体重: 80kg

在宅に馴染む
あたたかみのある
やさしい色合い

折りたたみ時

折りたたみ歩行器アルコー1S型もご用意しております。

380

非課税

Friend α / Friend α plus

ウェルパートナーズ

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

型式	商品コード	TAISコード
WF-1a-0	742738	01009-000045

(段差乗り越えキャスター付)

型式	TAISコード
WFP-1a-0	01009-000047

段差乗り越え キャスター	商品コード
	742340

●サイズ: 幅51×奥行64.5×
高さ76~96cm
●座面高: 46cm
●重量: Friend α / 8.5kg
Friend α plus / 9.2kg
●材質: アルミ
●折りたたみ奥行: 47.5cm
●最大使用者体重: 100kg

大きな前腕支持で楽々歩行
ブレーキバーは左右運動タイプWF-1a-0
(オレンジ)WFP-1a-0
(オレンジ)

(WF-1a-0)

480

非課税

(WFP-1a-0 (段差乗り越えキャスター付))

580

非課税

段差乗り越え
キャスター

Friend II α / Friend II α plus

ウェルパートナーズ

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

型式	商品コード	TAISコード
WF-2a-BL	742739	01009-000046

(段差乗り越えキャスター付)

型式	TAISコード
WFP-2a-BL	01009-000048

段差乗り越え キャスター	商品コード
	742340

●サイズ: 幅55.5×奥行67.5×
高さ91.5~115cm
●座面高: 50cm
●重量: Friend II α / 9.5kg
Friend II α plus / 10.2kg
●材質: アルミ
●折りたたみ奥行: 47.5cm
●最大使用者体重: 100kg

高身長の方にオススメ
上半身をあげて楽々歩行WF-2a-BL
(オシャンブルー)WFP-2a-BL
(オシャンブルー)

(WF-2a-BL)

480

非課税

(WFP-2a-BL (段差乗り越えキャスター付))

580

非課税

段差乗り越え
キャスター

コンパクトサイドケイン

幸和製作所

商品コード	TAISコード
742375	00030-000151

●サイズ: 全幅22.5×奥行27~33.5×
高さ70~85cm (5ポジション)
●重量: 1.3kg
●材質: アルミニウム合金
●折りたたみ奥行: 16.5cm
●最大使用者体重: 100kg

用途いろいろ
片麻痺の方の安定した歩行に!
立ち上がりの補助に!

150

非課税

歩行器

PARAMOUNT BED

あなたらしいスタイルを応援します。

室内用歩行器

Avance

アヴァンス

使いやすい機能を、暮らし彩るカラーリングでお届けします。

パラマウントベッドの歩行器・アヴァンスは、MとLの2サイズを設定。
それぞれ6段階の高さ調節機能を備えることで、利用者様の身長に
合わせられます。また、使い方に合わせられるように、脚部が異なる
4タイプを用意しています。



ピックアップ型

PA型

PB型


PD型

(直道固定キャスター付き) (360°自在キャスター付き) (360°自在キャスター+ソリ脚付き)

ひとりひとりに合わせやすい

※高さの合わせ方の目安です。
必ず専門家に相談ください。

歩行器の高さの合わせ方の目安

ピックアップ型 Mサイズ
(最下段)ピックアップ型 Lサイズ
(最下段)ピックアップ型 Mサイズ
(最上段)ピックアップ型 Lサイズ
(最上段)

セット内容



室内用歩行器 アヴァンス

パラマウントベッド

屋内 A B C D E
屋外 A B C D Eツール
Lサイズのみ

	商品名	商品コード	型式	TAISコード	重量
固定	アヴァンスM	742761	KZ-327100	00170-001736	2.5kg
	アヴァンスL	742762	KZ-327200	00170-001739	2.7kg
PAセット	アヴァンスM-PA	742763	KZ-327110	00170-001737	2.8kg
	アヴァンスL-PA	742764	KZ-327210	00170-001740	3.0kg
PBセット	アヴァンスM-PB	742765	KZ-327120	00170-001738	3.4kg
	アヴァンスL-PB	742766	KZ-327220	00170-001741	3.6kg
PDセット	アヴァンスM-PD	742774	KZ-327130	00170-001770	3.2kg
	アヴァンスL-PD	742775	KZ-327230	00170-001771	3.4kg

●サイズ: 固定
アヴァンスM 全幅49.5~50.5×奥行36~36.9×高さ70~82.7cm (6段階)
アヴァンスL 全幅55.5~56.5×奥行41~41.9×高さ79.5~92.2cm (6段階)
PAセット
アヴァンスM-PA 全幅49.5~50.5×奥行36~36.9×高さ75.3~88cm (6段階)
アヴァンスL-PA 全幅55.5~56.5×奥行41~41.9×高さ84.8~97.5cm (6段階)
PBセット
アヴァンスM-PB 全幅49.5~50.5×奥行36~36.9×高さ77.2~89.9cm (6段階)
アヴァンスL-PB 全幅55.5~56.5×奥行41~41.9×高さ86.7~99.4cm (6段階)
PDセット
アヴァンスM-PD 全幅49.5~50.5×奥行41.5~42.4×高さ77.1~89.8cm (6段階)
アヴァンスL-PD 全幅55.5~56.5×奥行46.5~47.4×高さ86.5~99.2cm (6段階)

●折りたたみ幅: 12cm
●最大使用者体重: 80kg
●材質: アルミ、スチール

(固定)

230

非課税

(PAセット)

260

非課税

(PBセット)

260

非課税

(PDセット)

300

260

非課税



PARAMOUNT BED

PARA CARE
SELECTION

しっかり支えられる。生活が広がる。

肘がずれにくく、上体を安定させやすい。

室内用
歩行器pasola
パソラ

室内用歩行器 パソラ

パラマウントベッド

屋内 A B C D E
屋外 A B C D Eキャスター径
10cm型式 商品コード
KZ-326100 742760


TAISコード 00170-001734

●サイズ：全幅63.7×奥行66.8cm
高さ78～105cm
●重量：12kg ●最大使用者体重：80kg

480

非課税

パソラのおもな特長

カバー付きで、家具や壁などの
接触に配慮しています。肘をホールドする形状で、
上体が安定しやすくなります。後輪の間隔を広くして
安定性を高め、足元により
広い空間を確保しています。利用者様に合わせて、
車輪の回転しやすさを
調節できます。スタッキング
できるので、
収納スペースを
節約できます。高さ
105.0cm
(最上段)
78.0cm
(最下段)
全幅(前)30.0cm
奥行
66.8cm
全幅(後)63.7cmガススプリング方式で、
アームレストの高さ調節が簡単
におこなえます。グリップはハの字型で、
手首の角度に
合わせています。

サービスコード(歩行器) 介護給付:171009 / 予防給付:671009



PARAMOUNT BED

コンテと一緒に出かけよう。

歩行車

Conte
コンテPARA CARE
SELECTIONあなたの「お出かけしたい」
気持ちに応えます。軽量・
コンパクト支持基底面
が広い便利な
大容量
バッグ

歩行車 コンテ

パラマウントベッド

型式 商品コード TAISコード キャスター径
KZ-325001 742747 00170-001661 14.5cm●サイズ：全幅59×奥行59×全高82.5～93.5cm
●重量：4.6kg
●材質：本体/アルミ、袋/ポリエステル
●最大使用者体重：75kg

トール

360

安定性と使いやすさを両立した歩行車です。

手元ブレーキ+駐車ブレーキ付き

ガードカバー

杖ホルダー

支持基底面が広く
安定性が高い後輪側のフレームの間隔を広げることで
安定性が高く、足もとのスペースも広く見
通しの良い設計です。軽量コンパクトで
あつかいやすい

4.6kgの軽さとコンパクトなサイズを実現。

便利な大容量バッグ

容量10Lのバッグは取り外しができて、洗濯
も可能です。側面にはドリンクなどの小物を
収納できるポケットがついています。
また後輪側にも容量7Lのバスケットを用意
しています。折りたたんで
自立可能バッグをつけたまま折りたたみ、
そのまま自立可能です。

前輪は双輪で安定性が高い

前輪は直径14.5cmの双輪キャスターで、
旋回するときの安定性を高めています。

PARAMOUNT BED



背の高い方から
低い方まで、
この一台で。



折りたたみ時

パラマウントベッドならではの扱いやすさで、
ご高齢者の歩行をサポートします。



サービスコード(歩行器) 介護給付:171009/予防給付:671009

レッツウォーク

いす付 歩行車
KQ-181

いす付 歩行車

レッツウォーク パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-181	742635	00170-001348

- サイズ: 全幅54×全奥行66~71×全高(背もたれ高さ)74.5~82cm
- ハンドル高さ: 73~93cm(6段階調節)
- 座面高: 47.5~55cm(4段階調節)
- 折りたたみ奥行: 45cm ●重量: 6.9kg
- 材質: フレーム/アルミニウム
- 背クッション/ NBR(ニトリウム)
- バッグ/ ナイロン。座面/塩化ビニル
- バッグ内寸: 幅30×奥行23×深さ23cm
- バッグ最大積載重量: 5kg
- 最大使用者体重: 100kg

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

トール 18cm

300

扱いやすさを、さらに追求しました。

- 部品数が少なく、工具を使わずに約2~3分で組み立てられます。
- 折りたたむ際に収納バッグを外さなくていいので、紛失を防げます。
- フレームや収納バッグの水抜きが良く、洗浄・乾燥がより短時間で済みます。

身長に合わせて使いやすい
高さに調整できます。軽くコンパクトなので
取り回しがラクです。大容量の収納バッグは
お買い物にも便利です。7インチのキャスターで、
スムーズに進みます。お出掛けが楽しくなる
爽やかなカラーです。

スタイリッシュな屋外用歩行車。
日常のあらゆるシーンでの使用を想定した、安心で便利な機能が満載です。
4段階の抵抗調整が可能な新型CONPAL2採用モデルもラインナップ。

アルコーステラ

星光医療器製作所

商品名	商品コード	TAISコード	重量
アルコーステラ	742770	00125-000110	8kg
アルコーステラ 抑速ブレーキ付	742771	00125-000111	9.2kg
アルコーステラ トレイ付	742772	00125-000112	8.9kg
アルコーステラ 抑速ブレーキ・トレイ付	742773	00125-000113	10.1kg

- サイズ: 全幅52.9×全奥行64.1cm
- 高さ: 77.2~88.9cm(プッシュボタン式 12段階調節(脚部3段階+グリップ部4段階))
- 座面高: 48~53cm(3段階調節)
- 折りたたみ幅: 51cm(自立可)
- 材質: アルミニウム
- 最大使用者体重: 100kg

(抑速ブレーキ付)

360

500

(トレイ付)

370

(抑速ブレーキ・トレイ付)

510

ARUKO STELLA



折りたたみ時

3段階の
座面高さ調節が可能買い物カゴを
載せることが可能買い物袋を掛けられる
フック付き視認性に優れた
パーツ配色丈夫で安定感の高い
精肉パイプCONPAL2(抑速機能)
を採用屋内での使用時に
便利なトレイ

PARAMOUNT BED

軽く、使いやすく、
スタイリッシュ。

操作性、安全性、デザイン。
そのすべてを追求した1台です。



ジェミノ

パラマウントベッド

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
L	KZ-325200	742734	00170-001646
M	KZ-325100	742733	00170-001643

(スローダウンブレーキ付)

サイズ	型式	TAISコード
L	KZ-325210	00170-001647
M	KZ-325110	00170-001644

スローダウン
ブレーキキャスター KZ-C29007 746055

- サイズ: 全幅60×全奥行65cm
- 高さ: L/78~100cm, M/69~88cm
- ハンドル高さ: L/78~100cm(15段階調節)
- M/69~88cm(13段階調節)
- 座面高: L/62cm, M/55cm
- 折りたたみ幅: 25cm(自立可)
- 重量: L/7.5kg, M/7.3kg(バックレストと収納バスケット含む)

(抑速ブレーキ付)

サイズ	型式	TAISコード
L	KZ-325221	00170-001762
M	KZ-325121	00170-001761

抑速ブレーキ
キャスター KZ-329005 746140

- 前輪回転(首振り): 360度
- 材質: フレーム/アルミニウム
- バスケット積載量: 5kg
- 最大使用者体重: L/150kg, M/130kg
- 適応身長: L/155~200cm
- M/135~165cm

420

450

550

530



ウォーキー+アート レオパード/フラワー ラックヘルスケア

カラー	商品コード	TAISコード
レオパード	742722	00245-000249
フラワー	742745	00245-000253

- サイズ: 全幅62×全長66cm
- ハンドル高さ: 78~92cm
- 座面高: 54cm ●重量: 約6.35kg
- 折りたたみ幅: 23cm(ステッキホルダー無しの場合は22cm)
- 材質: アルミ・PU 他
- 最大使用者体重: 150kg
- 付属品: ショッピング用バスケット・スローダウンブレーキ・ステッキホルダー

(レオパード) 在庫限定 (フラワー) 在庫限定

520

540

トール 20cm



折りたたみ可能

SALJOL(サルジョル) カーボン歩行車 ラックヘルスケア

ハイトタイプ

商品コード	TAISコード
742620	00245-000237

- サイズ: 全幅62×全長66cm
- ハンドル高さ: 81~103cm
- 座面高: 62cm ●重量: 約5.8kg
- 折りたたみ幅: 22cm
- 材質: カーボン・アルミ・PU 他
- 最大使用者体重: 150kg

●付属品: ショッピング用バスケット(スマホケース付)・スローダウンブレーキ・ステッキホルダー

ロータイプ

商品コード	TAISコード
742615	00245-000236

- サイズ: 全幅62×全長66cm
- ハンドル高さ: 76~88cm
- 座面高: 54cm ●重量: 約5.8kg
- 折りたたみ幅: 22cm
- 材質: カーボン・アルミ・PU 他
- 最大使用者体重: 150kg



トール 20cm

※ハイトタイプのみ

(ハイトタイプ) 在庫限定

560

(ロータイプ) 在庫限定

560

Richell

ハイタイプなのに、コンパクト!
身長が高い方にも対応した歩行車

NEW



折りたたみ時(自立)

アルカーレ CH25

リッチェル

トール

キャスター径
前輪17.5cm
後輪14.5cm

型式	商品コード	TAISコード
140068	742661	00426-000153

- サイズ: 全幅53.5×奥行57×全高78.5~96.5cm
- 座面高: 48.5cm
- 重量: 5.4kg
- 材質: アルミ・EVA樹脂・ポリプロピレン
- 最大使用者体重: 80kg

320

おすすめポイント アルカーレ CH25

●ワンタッチ座面

座面を倒すと、腰掛けることができます。

座面高
48.5cm
※旧アルカーレから
4cmアップ●買い物に
便利なバッグ

大きな開口部は荷物の出し入れに便利です。(7.5L、5kgまで)

●サイドポケット

スマートフォンなどの小物を入れておくことができます。

軽くてコンパクトな歩行車つくりました

かるスリム
プラス

SICURO
PRODUCT
JAPAN

ココがプラス

ハンドルカバー
座面使用時の背もたれにも

ココがプラス

大容量14L
たくさんの荷物でも安心

ココがプラス

左右連動ブレーキ
両輪にブレーキが掛かります。折りたたみ
自動ロックで安心。

ココがプラス

幅スリム
幅48cmのスリム設計



かるスリムプラス

シクロケア

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

キャスター径
15cm

型式	商品コード	TAISコード
SCW-01PL-BE	742740	00148-000074

- サイズ: 全幅48×奥行59×高さ77.5~86.5cm
- 重量: 約4.9kg
- 折りたたみ奥行: 34cm
- 材質: 本体/アルミニウム合金、バッグ/ナイロン・ポリエステル
- 最大使用者体重: 75kg

320

セーフティーアームロータポケット

イーストアイ

型式	商品コード	TAISコード
RS5470	742680	00465-000111

- サイズ: 全幅46×奥行52×高さ74~86.5cm
- 座面高: 45cm ●重量: 6.2kg
- 材質: アルミ・スチール・ポリエスチル
- 最大使用者体重: 100kg

場所を選ばず使いやすい
コンパクトサイズの歩行車



様々な方に合わせやすい、
高めのハンドル設定なので、
おすすめです

250

アルカーレ CH

リッチェル

Richell

トール

キャスター径
前輪17.5cm
後輪14.5cm

商品コード	TAISコード
742660	00426-000138

- サイズ: 全幅52.5×奥行57.5×全高78.5~96.5cm
- 座面高: 44.5cm ●重量: 5.5kg
- 材質: アルミ・EVA樹脂・ポリプロピレン
- 最大使用者体重: 75kg

ハイタイプなのに、コンパクト!
身長が高い方にも
対応した歩行車

バッグ:
デニム生地



コンパクトながら
前輪が大きく、
段差の乗り越えが
スムーズです

300

在庫限定

くらしサポート歩行車 スムーディ<買物用スリム>

パナソニック

タイプ	型式	商品コード	TAISコード
くらしサポート歩行車 スムーディ<買物用スリム>	PN-L70102	742779	00980-000502

- サイズ: 全幅48×奥行64cm ●座面高: 43cm ●ハンドル高さ: 70~82.5cm (2.5cmピッチ)
- 重量: 6.5kg ●カゴ載せシート高: 66cm ●バッグ容量: 16L
- 折りたたみ幅: 全幅48×奥行46cm ●最大使用者体重: 75kg
- 材質: 本体フレーム/アルミ、座面/ナイロン、カゴ載せシート/ナイロン、
バッグ/PET、ホイール/PP、タイヤ/EVA、ハンドルグリップ/TPR

カウサボのスリムタイプ!
収納部の機能がアップし、
さらに買物後の移動が快適に

410

円背の方・
小柄な方向けに
カゴが座面にも
設置可能に

おすすめポイント

くらしサポート歩行車
スムーディ<買物用スリム>●JIS安全基準をふまえた
安心設計ハンドル位置を高くしても
横倒れしにくいです。●小柄な方でも
使いやすい脇を締めて、ハンドル
を持てるので、押す
力が逃げずに操作が
しやすくなります。

カウサボ



カウサボスリム

●ハンドル部分(左右)に
コンビニフックを新たに搭載
袋をぶら下げることができます。●バッグ容量が16Lに増量
底面積がカウサボより約23%大き
なり、物を平置きしやすくなりました。

くらしサポート歩行車 スムーディ<買物用>

パナソニック

タイプ	型式	商品コード	TAISコード
くらしサポート歩行車 スムーディ<買物用>	PN-L70101	742756	00980-000440

- サイズ: 全幅52×奥行64cm ●座面高: 43cm ●ハンドル高さ: 70~90cm (2.5cmピッチ)
- 重量: 6.3kg ●カゴ載せシート高: 66cm ●バッグ容量: 12L
- 折りたたみ幅: 全幅52×奥行44.5cm ●最大使用者体重: 100kg
- 材質: 本体フレーム/アルミ、座面/ナイロン、カゴ載せシート/ナイロン、
バッグ/PET、ホイール/PP、タイヤ/EVA、ハンドルグリップ/TPR

収納部が体に近いので小回り・段差越えがラク
ワンタッチで買い物モードにもなり
散歩からショッピングまで
生活範囲がひろがります



収納部は2Lペットボトルを横向きに
並べて置けるゆとりスペース。
(お弁当も平置きできます。)

400



買い物モード ワンタッチ切替 歩行モード

折りたたみ時(自立)

くらしサポート歩行車 スムーディ<室内用>

パナソニック

タイプ	型式	商品コード	TAISコード
くらしサポート歩行車 スムーディ<室内用>	PN-L70201	742757	00980-000441

- サイズ: 全幅51×奥行56cm ●トレイ高さ: 64cm ●ハンドル高さ: 72.5~90cm (2.5cmピッチ)
- 重量: 5.7kg ●バスケット容量: 7L
- 折りたたみ幅: 全幅51×奥行39cm ●最大使用者体重: 100kg
- 材質: 本体フレーム/アルミ、トレイ/ABS、バスケット/ナイロン、
タイヤ/EVA、ハンドルグリップ/PVC

コンパクトで小回りがラク
日常使うモノを
手元に置いて移動でき
ご自宅での安心と
生活範囲がひろがります



バスケットは仕切付で、眼鏡・
タオル・ティッシュ・印鑑・常備薬・
リモコンなどを常に手元に置いて
おけます。



バスケットの仕切手前部分は
レーをねあげなくても引出して
出し入れできます。(仕切板は外
せます。)

340



折りたたみ時(自立)

自走式／介助式

サービスコード(車いす) 介護給付:171001 / 予防給付:671001

グラフィット・エグゼの特長

より快適に長く座って過ごすために

姿勢の安定に配慮したフレーム設計

座フレームを曲げて臀部を収まりやすくすることで、身体が前後にずれにくくなります。



フットプレートの角度調節／高さ調節

高さ調節に加え、角度調節も工具なしでおこなえます。足関節の可動域に合わせられます。



フット・レッグサポートのスイングイン／アウト

スイングイン、スイングアウト、そして取り外しが可能です。



操作しやすいグリップ形状

グリップに突起を設けて、前方へ手の滑りを抑えて、押しやすくなります。

コンパクト設計

介助式のMサイズは全幅48cm*で、狭小スペースの通過に配慮しています。

*既存のグラフィットコンパクト(KZ-212880)と同じ全幅です。

アームサポートの高さ調節

工具を使用せずにアームサポートの高さ調節が可能です。




腕が落ちにくいアームサポート

腕が外側に落ちにくい立体形状で、上体が支えやすくなりました。




アームサポートの跳ね上げ

座位移乗に便利な跳ね上げ、取り外しが可能です。スライディングボードにも対応します。



長さ調節できるブレーキレバー

ご利用者に合わせやすいようにブレーキレバーの長さを12～18cmまで7段階で調節できます。



使いやすさに配慮した装備

軽量でメンテナンスしやすい樹脂製ホイール。後輪はノーバンクタイヤを採用しています。
※樹脂製ホイールは自走式のみ

各種オプションは77ページをご覧ください。

自走式／介助式

多機能タイプ

Gra-Fit エグゼ(自走式／介助式) NEW

パラマウントベッド

タイプ	座幅	型式	商品コード	TAISコード
自走式	M(40cm幅)	KZ-216800	727889	00170-001780
	L(45cm幅)	KZ-216810	727890	00170-001781
介助式	M(40cm幅)	KZ-216820	728889	00170-001782
	L(45cm幅)	KZ-216830	728890	00170-001783

●前輪:6インチ ●後輪:自走式/22インチ、介助式/14インチ
●サイズ:KZ-216800/全幅57・座幅40・前座高42・44・46cm、重量15.4kg
KZ-216810/全幅62・座幅45・前座高42・44・46cm、重量15.5kg
KZ-216820/全幅48・座幅40・前座高42・44・46cm、重量13.2kg
KZ-216830/全幅53・座幅45・前座高42・44・46cm、重量13.3kg
●シート奥行:KZ-216800・KZ-216820/38cm、KZ-216810・KZ-216830/40cm
●折りたたみ幅:KZ-216800/32cm、KZ-216810/34cm
KZ-216820/26cm、KZ-216830/28cm
●クッション厚:4cm
●最大使用者体重:KZ-216800・KZ-216820/100kg、KZ-216810・KZ-216830/120kg

進化したグラフィットシステム搭載
身体にフィットして姿勢をつくる多機能モデル

〈自走式〉M(40cm幅)

600

非課税

〈自走式〉L(45cm幅)

660

非課税

〈介助式〉M(40cm幅)

610

非課税

〈介助式〉L(45cm幅)

660

非課税

●オプション…ボンベ架(自走式のみ)、回転式転倒防止装置、IVポールセット(自走式のみ)、エレベーターユニット、ワンストップブレーキ(自走式のみ)、ブラバクルベルト、杖入れ

軽量タイプ

Gra-Fit エアー(自走式／介助式) NEW

パラマウントベッド

タイプ	座幅	型式	商品コード	TAISコード
自走式	M(40cm幅)	KZ-215800	727887	00170-001776
	L(45cm幅)	KZ-215810	727888	00170-001777
介助式	M(40cm幅)	KZ-215820	728887	00170-001778
	L(45cm幅)	KZ-215830	728888	00170-001779

●前輪:6インチ ●後輪:自走式/22インチ、介助式/14インチ
●サイズ:KZ-215800/全幅57・座幅40・前座高44cm、重量10.9kg
KZ-215810/全幅62・座幅45・前座高44cm、重量11.1kg
KZ-215820/全幅54・座幅40・前座高44cm、重量9.7kg
KZ-215830/全幅59・座幅45・前座高44cm、重量9.9kg
●シート奥行:KZ-215800・KZ-215820/38cm、KZ-215810・KZ-215830/40cm
●折りたたみ幅:KZ-215800/30cm、KZ-215810/32cm
KZ-215820/28cm、KZ-215830/30cm
●クッション厚:4cm
●最大使用者体重:KZ-215800・KZ-215820/100kg、KZ-215810・KZ-215830/120kg

軽くて扱いやすい
総重量9.7kg*の軽量モデル *介助式Mサイズの場合

〈自走式〉M(40cm幅)

500

非課税

〈自走式〉L(45cm幅)

550

非課税

〈介助式〉M(40cm幅)

500

非課税

〈介助式〉L(45cm幅)

580


非課税

●オプション…回転式転倒防止装置(自走式のみ)、IVポールセット、ブラバクルベルト、延長棒(+8cm)(自走式のみ)、杖入れ

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フット・レッグサポート	着脱				
フット・レッグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				

〈自走式〉



〈介助式〉



〈 〉は45cm幅の寸法です。



〈自走式〉



〈介助式〉



〈 〉は45cm幅の寸法です。



自走式／介助式

サービスコード(車いす) 介護給付:171001/予防給付:671001

多機能タイプ

Gra-Fit 多機能(自走式／介助式)

タイプ	座幅	型式	商品コード	TAISコード
自走式	40cm幅	KZ-211830	727800	00170-001363
	45cm幅	KZ-211840	727805	00170-001364
介助式	40cm幅	KZ-212830	728800	00170-001365
	45cm幅	KZ-212840	728805	00170-001366

●前輪:6インチ ●後輪:自走式/22インチ、介助式/14インチ
 ●サイズ:KZ-211830/全幅58・座幅40・前座高42・44・46cm、重量15.9kg
 KZ-211840/全幅63・座幅45・前座高42・44・46cm、重量16kg
 KZ-212830/全幅56・座幅40・前座高42・44・46cm、重量14.4kg
 KZ-212840/全幅62・座幅45・前座高42・44・46cm、重量14.7kg
 ●シート奥行:KZ-211830・KZ-212830/38cm、KZ-211840・KZ-212840/40cm
 ●折りたたみ幅:自走式/33cm、介助式/31cm ●クッション厚:4cm
 ●最大使用者体重:KZ-211830・KZ-212830/100kg
 KZ-211840・KZ-212840/120kg

多機能なアームサポート・フットサポートを搭載することで、
 さらに座りやすく、移乗のしやすさにも配慮しています

タイプ	座幅	型式	商品コード	TAISコード
自走式	40cm幅	KZ-211860	727810	00170-001367
	45cm幅	KZ-211870	727815	00170-001368

●オプション…ボンベ架、回転式転倒防止装置、IVポールセット、エレベーターユニット、ワンストップブレーキ(介助式はボンベ架との併用不可)、ブラパクルベルト、延長棒(+8cm)、杖入れ

多機能タイプ/低床タイプ

Gra-Fit 多機能 低床(自走式)

タイプ	座幅	型式	商品コード	TAISコード
自走式	40cm幅	KZ-211860	727810	00170-001367
	45cm幅	KZ-211870	727815	00170-001368

●前輪:5インチ ●後輪:20インチ
 ●サイズ:KZ-211860/全幅58・座幅40・前座高36・38・40cm、重量15.4kg
 KZ-211870/全幅63・座幅45・前座高36・38・40cm、重量15.4kg
 ●シート奥行:KZ-211860/38cm、KZ-211870/40cm
 ●折りたたみ幅:34cm ●クッション厚:4cm
 ●最大使用者体重:KZ-211860/100kg
 KZ-211870/120kg

足こぎしやすい
 座面高36・38・40cm!

タイプ	座幅	型式	商品コード	TAISコード
自走式	40cm幅	KZ-211800	727790	00170-001359
	45cm幅	KZ-211810	727795	00170-001360
介助式	40cm幅	KZ-212800	728790	00170-001361
	45cm幅	KZ-212810	728795	00170-001362

●オプション…ボンベ架、回転式転倒防止装置、IVポールセット、エレベーターユニット、ワンストップブレーキ、ブラパクルベルト、延長棒(+8cm)、杖入れ

軽量タイプ

Gra-Fit 軽量(自走式／介助式)

タイプ	座幅	型式	商品コード	TAISコード
自走式	40cm幅	KZ-211800	727790	00170-001359
	45cm幅	KZ-211810	727795	00170-001360
介助式	40cm幅	KZ-212800	728790	00170-001361
	45cm幅	KZ-212810	728795	00170-001362

●前輪:6インチ ●後輪:自走式/22インチ、介助式/14インチ
 ●サイズ:KZ-211800/全幅58・座幅40・前座高42cm、重量13.6kg
 KZ-211810/全幅63・座幅45・前座高42cm、重量13.8kg
 KZ-212800/全幅59・座幅40・前座高42cm、重量11.9kg
 KZ-212810/全幅64・座幅45・前座高42cm、重量12kg
 ●シート奥行:KZ-211800・KZ-212800/38cm、KZ-211810・KZ-212810/40cm
 ●折りたたみ幅:自走式/32cm、介助式/33cm ●クッション厚:4cm
 ●最大使用者体重:KZ-211800・KZ-212800/100kg
 KZ-211810・KZ-212810/120kg

タイプ	座幅	型式	商品コード	TAISコード
自走式	40cm幅	KZ-211800	727790	00170-001359
	45cm幅	KZ-211810	727795	00170-001360
介助式	40cm幅	KZ-212800	728790	00170-001361
	45cm幅	KZ-212810	728795	00170-001362

●オプション…ボンベ架(自走式のみ)、回転式転倒防止装置(自走式のみ)、IVポールセット、ブラパクルベルト、延長棒(+8cm)(自走式のみ)、杖入れ

パラマウントベッド

屋内 (A) (B) (C) (D) (E)
 屋外 (A) (B) (C) (D) (E)

アームサポート 高さ調整
 アームサポート 跳ね上げ
 フットレグサポート 着脱
 フットレグサポート スイングアウト
 バックサポート 張り調整
 座シート 奥行調整

ノーマンク
 タイヤ

エアリー
 3D
 シート

クッション
 標準
 厚手

スイング
 イナウト

カバー
 キヤスター

アンカー
 フレーム

多々
 介助
 プレーキ

グリップ
 システム

PARA CARE
 SELECTION

桜ホイール

ワイド
 45cm幅

〈自走式〉
 前23・25・27・29
 奥24・26・28・30
 42・44・46
 40(45) 101 (cm)

〈介助式〉
 前23・25・27・29
 奥24・26・28・30
 42・44・46
 40(45) 101 (cm)

〈〉は45cm幅の寸法です。

おすすめポイント

Gra-Fit
 多機能タイプ

フット・レグサポート

ロックレバー

高さ調節は工具不要!!
 工具を使用せずにフットプレートの高さを調節できます。
 またフットプレートをスライドさせて2cm引き込むことも可能です。

各種オプションは77ページをご覧ください。

自走式／介助式／ティルト／リクライニング式

多機能タイプ/低床タイプ/自動ブレーキ付

Gra-Fit (自動ブレーキ付) 多機能 低床(自走式)

タイプ	座幅	型式	商品コード	TAISコード
自走式	40cm幅	KZ-211865	727820	00170-001506
	45cm幅	KZ-211875	727825	00170-001507

●前輪:5インチ ●後輪:20インチ
 ●サイズ:KZ-211865/全幅58・座幅40・前座高36・38・40cm、重量18.2kg
 KZ-211875/全幅63・座幅45・前座高36・38・40cm、重量18.2kg
 ●シート奥行:KZ-211865/38cm
 KZ-211875/40cm
 ●折りたたみ幅:34cm
 ●クッション厚:4cm
 ●最大使用者体重:KZ-211865/100kg
 KZ-211875/120kg

タイプ	座幅	型式	商品コード	TAISコード
自走式	40cm幅	KZ-211865	727820	00170-001506
	45cm幅	KZ-211875	727825	00170-001507

●オプション…ボンベ架、回転式転倒防止装置、IVポールセット、エレベーターユニット、ブラパクルベルト、延長棒(+8cm)、杖入れ

多機能タイプ/コンパクトタイプ

Gra-Fit 多機能 コンパクト(介助式)

タイプ	座幅	型式	商品コード	TAISコード
介助式	40cm幅	KZ-212880	727860	00170-001654

●前輪:6インチ ●後輪:14インチ
 ●サイズ:全幅48・座幅40・前座高42・44・46cm
 ●重量:14kg
 ●シート奥行:38cm
 ●折りたたみ幅:31cm
 ●クッション厚:4cm
 ●最大使用者体重:100kg

普通の改札も楽々通れる!!
 おでかけや旅行にも便利!

タイプ	座幅	型式	商品コード	TAISコード
介助式	40cm幅	KZ-212880	727860	00170-001654

●オプション…回転式転倒防止装置、エレベーターユニット、ブラパクルベルト、杖入れ

リクライニング/ティルト

Gra-Fit ティルト&リクライニング

座幅	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅	KZ-214830	730317	00170-001569
45cm幅	KZ-214840	730318	00170-001570

●前輪:6インチ ●後輪:12インチ
 ●サイズ:KZ-214830/全幅54・座幅40・前座高45cm、重量21kg
 KZ-214840/全幅59・座幅45・前座高45cm、重量21.5kg
 ●シート奥行:KZ-214830/40cm
 KZ-214840/42cm
 ●折りたたみ幅:KZ-214830/54cm
 KZ-214840/59cm
 ●クッション厚:5cm
 ●最大使用者体重:KZ-214830/100kg
 KZ-214840/120kg

介護者の身長などに合わせて
 角度が変えられる「手押しハンドル」

座幅	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅	KZ-214830	730317	00170-001569
45cm幅	KZ-214840	730318	00170-001570

●オプション…IVポールセットTR用、エレベーターユニット(フットプレート角度可変タイプ)、ブラパクルベルト

パラマウントベッド

屋内 (A) (B) (C) (D) (E)
 屋外 (A) (B) (C) (D) (E)

アームサポート 高さ調整
 アームサポート 跳ね上げ
 フットレグサポート 着脱
 フットレグサポート スイングアウト
 バックサポート 張り調整
 座シート 奥行調整

エアリー
 3D
 シート

クッション
 標準
 厚手

スイング
 イナウト

カバー
 キヤスター

アンカー
 フレーム

多々
 介助
 プレーキ

グリップ
 システム

PARA CARE
 SELECTION

桜ホイール

ワイド
 45cm幅

〈自走式〉
 前23・25・27・29
 奥24・26・28・30
 36・38・40
 40(45) 101 (cm)

〈介助式〉
 前23・25・27・29
 奥24・26・28・30
 42・44・46
 40(45) 101 (cm)

〈〉は45cm幅の寸法です。

パラマウントベッド

屋内 (A) (B) (C) (D) (E)
 屋外 (A) (B) (C) (D) (E)

アームサポート 高さ調整
 アームサポート 跳ね上げ
 フットレグサポート 着脱
 フットレグサポート スイングアウト
 バックサポート 張り調整
 座シート 奥行調整

エアリー
 3D
 シート

クッション
 標準
 厚手

スイング
 イナウト

カバー
 キヤスター

アンカー
 フレーム

多々
 介助
 プレーキ

グリップ
 システム

PARA CARE
 SELECTION

コンパクト
 全幅48cm

ノーマンク
 タイヤ

ワイド
 45cm幅

〈自走式〉
 前23・25・27・29
 奥24・26・28・30
 42・44・46
 40(45) 101 (cm)

〈介助式〉
 前23・25・27・29
 奥24・26・28・30
 42・44・46
 40(45) 101 (cm)

〈〉は45cm幅の寸法です。

パラマウントベッド

屋内 (A) (B) (C) (D) (E)
 屋外 (A) (B) (C) (D) (E)

アームサポート 高さ調整
 アームサポート 落とし込み
 フットレグサポート 着脱
 フットレグサポート スイングアウト
 バックサポート 張り調整
 座シート 奥行調整

3D
 シート

クッション
 標準
 厚手

スイング
 イナウト

カバー
 キヤスター

アンカー
 フレーム

多々
 介助
 プレーキ

グリップ
 システム

PARA CARE
 SELECTION

ノーマンク
 ハイポリマー
 タイヤ

ワイド
 45cm幅

ティルト角度
 0°~30°

リクライニング
 90°~120°

ハンドル高さ
 105~130cm

〈40cm幅〉
 前25
 奥26
 42
 40(45) 98 (cm)

〈45cm幅〉
 前25
 奥26
 42
 40(45) 100 (cm)

〈〉は45cm幅の寸法です。

多機能タイプ

BAL-R3 (自走式)

商品コード	TAISコード
727882	00122-000680

●前輪:6インチ ●後輪:22インチ
●サイズ:全幅60・座幅40・前座高43.5cm
●重量:13.9kg ●折りたたみ幅:34cm
●シート奥行:40cm
●最大使用者体重:100kg



移乗の際に
とても有効な
装備を備えた
車いすです

420

非課税

●オプション
エレベーターユニット、ウイング用ポンベ架、
キャストラック取付用点滴棒ホルダー(前方用)、
後方用点滴棒用ホルダー、
延長棒(+10cm)(+5cm)

多機能タイプ

NEO-1βW (自走式)

商品コード	TAISコード
727880	00175-000421

●前輪:6インチ ●後輪:22インチ
●サイズ:全幅58・座幅40・前座高43cm
●重量:13.4kg ●折りたたみ幅:32cm
●シート奥行:40cm
●最大使用者体重:100kg



押し手90cmで
らくらく介助の
多機能タイプ

420

非課税

●オプション
ワンストップブレーキ、エレベーターユニット、
ブラパクルベルト、ガートル掛け、延長棒

標準タイプ

BAL-R1 (自走式)

商品コード	TAISコード
727881	00122-000678

●前輪:6インチ ●後輪:22インチ
●サイズ:全幅60・座幅40・前座高43.5cm
●重量:12.3kg ●折りたたみ幅:32.5cm
●シート奥行:40cm
●最大使用者体重:100kg



操作がしやすく
シンプルな
装備を備えた
軽量な
アルミ車いす

330

非課税

●オプション
専用転倒防止バー付ポンベ架(右取付のみ)、
キャストラック取付用点滴棒ホルダー(前方用)、
後方用点滴棒用ホルダー、
延長棒(+10cm)(+5cm)

標準タイプ

NEO-1β (自走式)

商品コード	TAISコード
727879	00175-000420

●前輪:6インチ ●後輪:22インチ
●サイズ:全幅63・座幅40・前座高43cm
●重量:12.3kg ●折りたたみ幅:32cm
●シート奥行:40cm
●最大使用者体重:100kg



押し手91cmで
らくらく介助!

330

非課税

●オプション
ワンストップブレーキ、ブラパクルベルト、
ガートル掛け、延長棒

多機能タイプ

カルティマ スーパーグレード多機能(自走)

座幅	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅	CRT-SG-7	727875	00122-000671
42cm幅		727876	

●前輪:6インチ ●後輪:22インチ
●サイズ:全幅55・57cm
座幅40・42cm
前座高43.5cm
●重量:12.2kg
●折りたたみ幅:34cm
●シート奥行:38cm
●最大使用者体重:100kg

ノーバンク
タイヤ

620

非課税



多機能タイプ

カルッタ スーパーグレード 多機能(自走)

型式	商品コード	TAISコード
CRT-SG-3	727878	00122-000667

●前輪:6インチ ●後輪:22インチ
●サイズ:全幅55・座幅40cm
前座高43.5cm
●重量:11.7kg
●折りたたみ幅:34cm
●シート奥行:38cm
●最大使用者体重:100kg

ノーバンク
タイヤ

600

非課税



おすすめポイント

CRT-SGシリーズ

ワンタッチ式
ステップ
工具なしで誰でも簡単
に高さ調節可能です!



標準タイプ

カルティマ スーパーグレード標準(自走)

座幅	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅	CRT-SG-5	727873	00122-000669
42cm幅		727874	

●前輪:6インチ ●後輪:22インチ
●サイズ:全幅55・57cm
座幅40・42cm
前座高43.5cm
●重量:11.1kg
●折りたたみ幅:34cm
●シート奥行:38cm
●最大使用者体重:100kg

ノーバンク
タイヤ

550

非課税



標準タイプ

カルッタ スーパーグレード 標準(自走)


型式	商品コード	TAISコード
CRT-SG-1	727877	00122-000665

●前輪:6インチ ●後輪:22インチ
●サイズ:全幅55・座幅40cm
前座高43.5cm
●重量:10.6kg
●折りたたみ幅:34cm
●シート奥行:38cm
●最大使用者体重:100kg

ノーバンク
タイヤ

480

非課税



ワンタッチキャスト

工具なしで簡単お手入れ! いつも清潔な状態でご使用できます!



多機能タイプ

エアフィッツ・プレミアム

型式	商品コード	TAISコード
AFP-22	727857	00122-000653

●前輪:6インチ ●後輪:22インチ
●サイズ:
全幅61・座幅40cm
前座高46・48・50cm
●重量:19.7kg
●折りたたみ幅:37cm
●シート奥行:38・44cm
●クッション厚:8cm
●最大使用者体重:100kg
※エアフィッツの前座高は
クッション込みのサイズです。



720

非課税

在庫限定

キャメル

多機能タイプ

エアフィッツ・スタンダード

型式	商品コード	TAISコード
AFS-22	727856	00122-000655

●前輪:6インチ ●後輪:22インチ
●サイズ:
全幅60cm
座幅40cm
前座高48cm
●重量:17.2kg
●折りたたみ幅:32.5cm
●シート奥行:42cm
●クッション厚:8cm
●最大使用者体重:100kg
※エアフィッツの前座高は
クッション込みのサイズです。



600

非課税

在庫限定

キャメル

6輪車タイプ

ULTRA 6輪車(自走) NA-U6 ハイポリマー仕様 日進医療器

座幅	カラー	商品コード
40cm幅	インディゴ	726860
	ワイン	726865

●前輪:5インチ ●後輪:20インチ
●サイズ:全幅58・座幅40cm
前座高38・40・42cm
●重量:14.7kg
●折りたたみ幅:32cm
●シート奥行:38cm
●クッション厚:4cm
●最大使用者体重:100kg

730

非課税



6輪車タイプ

ネクストコア・くるり NEXT-70B (自走) 松永製作所

商品コード	TAISコード
726760	00066-000335

●前輪:4インチ ●後輪:20インチ
●サイズ:全幅58・座幅40cm
前座高36.5・38.5・40.5cm
●重量:18.5kg
●折りたたみ幅:34cm
●シート奥行:36cm
●クッション厚:3cm
●最大使用者体重:100kg

幅90cmの廊下も
くるりと回れる
超コンパクト6輪車いす

750

非課税



自走式

サービスコード(車いす) 介護給付:171001/予防給付:671001

標準タイプ
グレイスコア標準(自走) GRC-11B 松永製作所

座幅	商品コード	TAISコード
40cm幅	727770	00066-000399
42cm幅	727775	

●前輪:5インチ ●後輪:22インチ
●サイズ:全幅56.5・58.5・座幅40・42・前座高43cm
●重量:14.7kg ●折りたたみ幅:32.5cm
●シート奥行:38cm ※38/34cmに設定可能
●クッション厚:5cm ●最大使用者体重:100kg



540

非課税

●オプション…後方ガードル架セット、ボンベ架、杖入れ、延長棒(+10cm)

多機能タイプ
グレイスコア アジャスト(自走) GRC-51B 松永製作所

座幅	商品コード	TAISコード
40cm幅	727858	00066-000409
42cm幅	727859	

●前輪:5インチ ●後輪:22インチ
●サイズ:全幅56.5・58.5・座幅40・42・前座高41・43・45cm
●重量:17.1kg ●折りたたみ幅:32cm
●シート奥行:38cm ※38/34cmに設定可能
●クッション厚:5cm ●最大使用者体重:100kg



660

非課税

●オプション…後方ガードル架セット、ボンベ架、杖入れ、延長棒(+10cm)

幅広タイプ/モジュールタイプ
KJP-5 ミキ

商品コード	TAISコード
726995	00122-000617

●前輪:8インチ ●後輪:24インチ
●サイズ:全幅66・68・70・座幅48・50・52・前座高48・50・52cm
●重量:21kg ●折りたたみ幅:34cm
●シート奥行:40cm ●クッション厚:6cm
●最大使用者体重:130kg



880

非課税

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

多機能タイプ
グレイスコア マルチ(自走) GRC-31B 松永製作所

座幅	商品コード	TAISコード
40cm幅	727780	00066-000401
42cm幅	727785	

●前輪:5インチ ●後輪:22インチ
●サイズ:全幅56.5・58.5・座幅40・42・前座高43cm
●重量:16.5kg ●折りたたみ幅:32.5cm
●シート奥行:38cm
※38/34cmに設定可能
●クッション厚:5cm
●最大使用者体重:100kg



620

非課税

●オプション…後方ガードル架セット、ボンベ架、杖入れ、延長棒(+10cm)

多機能タイプ/低床タイプ
グレイスコア ミニモ(自走) GRC-50B 松永製作所

座幅	商品コード	TAISコード
40cm幅	727871	00066-000419
42cm幅	727872	

●前輪:5インチ ●後輪:20インチ
●サイズ:全幅56.5・58.5・座幅40・42・前座高35・37・(※39)cm
●重量:16.8kg ●折りたたみ幅:33cm ●シート奥行:32・36cm
●クッション厚:5cm ●最大使用者体重:100kg



680


非課税

●オプション…後方ガードル架セット、ボンベ架、杖入れ、延長棒(+10cm)

多機能タイプ
エアフィッツ・プレミアム AFP-16 ミキ

商品コード	TAISコード
728862	00122-000654

●前輪:6インチ ●後輪:16インチ
●サイズ:全幅56.5・座幅40cm
前座高46・48・50cm
●重量:18.4kg
●折りたたみ幅:31cm
●シート奥行:38・44cm
●クッション厚:8cm
●最大使用者体重:100kg
※エアフィッツの前座高は
クッション込みのサイズです。



700

非課税

在庫限定

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

各種オプションは79ページをご覧ください。

多機能タイプ
BAL-R4 (介助式) ミキ

商品コード	TAISコード
728882	00122-000681

●前輪:6インチ ●後輪:16インチ
●サイズ:全幅54.5・座幅40・前座高46cm
●重量:12.3kg ●折りたたみ幅:26.5cm
●シート奥行:40cm
●最大使用者体重:100kg



420

非課税

多機能タイプ
NEO-2BW (介助式) 日進医療器

商品コード	TAISコード
728880	00175-000423

●前輪:6インチ ●後輪:16インチ
●サイズ:全幅53・座幅40・前座高43cm
●重量:12.8kg ●折りたたみ幅:26cm
●シート奥行:40cm
●最大使用者体重:100kg



380

非課税

多機能タイプ
エアフィッツ・プレミアム AFP-16 ミキ

商品コード	TAISコード
728862	00122-000654

●前輪:6インチ ●後輪:16インチ
●サイズ:全幅56.5・座幅40cm
前座高46・48・50cm
●重量:18.4kg
●折りたたみ幅:31cm
●シート奥行:38・44cm
●クッション厚:8cm
●最大使用者体重:100kg
※エアフィッツの前座高は
クッション込みのサイズです。



700

非課税

在庫限定

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

介助式

標準タイプ
BAL-R2 (介助式) ミキ

商品コード	TAISコード
728881	00122-000679

●前輪:6インチ ●後輪:16インチ
●サイズ:全幅55・座幅40・前座高43.5cm
●重量:10.8kg ●折りたたみ幅:26.5cm
●シート奥行:40cm
●最大使用者体重:100kg



320

非課税

標準タイプ
NEO-2B (介助式) 日進医療器

商品コード	TAISコード
728879	00175-000422

●前輪:6インチ ●後輪:16インチ
●サイズ:全幅59・座幅40・前座高43cm
●重量:11.3kg ●折りたたみ幅:28cm
●シート奥行:40cm
●最大使用者体重:100kg



330

非課税

多機能タイプ
エアフィッツ・スタンダード AFS-16 ミキ

商品コード	TAISコード
728861	00122-000656

●前輪:6インチ ●後輪:16インチ
●サイズ:全幅54cm
座幅40cm
前座高48cm
●重量:15.7kg
●折りたたみ幅:28.5cm
●シート奥行:42cm
●クッション厚:8cm
●最大使用者体重:100kg
※エアフィッツの前座高は
クッション込みのサイズです。



600

非課税

在庫限定

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

電動車いす／電動カート

電動

JWアクティブ PLUS+

ヤマハ

商品コード	TAISコード
810599	00233-000104

●前輪：7インチ ●後輪：22インチ
●サイズ：全幅63・座幅39・前座高44cm
●重量：28.7kg（バッテリー含まず） ●折りたたみ幅：35cm
●クッション厚：4.5cm ●耐荷重：100kg
●速度範囲：1.7～4.5km/h ●走行距離：15km
●充電時間：2.5～3h ●実用登坂：角度6°



2800

非課税

電動カート

WHILL Model CK2 (ウィル モデル シーケーツー)

ウィル

商品コード	TAISコード
810***	01520-000028

●サイズ：幅55.4×奥行98.5×高さ74.5～94.5cm
●重量：約52kg ●クッション厚：5cm
●最高速度：6km/h ●走行距離：約18km
●充電時間：5h ●実用登坂：角度10°
●段差乗り越え：5cm ●最小回転半径：76cm
●バッテリー：リチウムイオン（25.3V 10.6Ah）
●使用環境：-15℃～40℃



もっと自由に
移動すれば、
もっと毎日は
豊かになる

2700

非課税

WHILL Model CKもご用意しております。

電動カート

遊歩スマイルα(四輪)

セリオ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

多機能の電動カート
大容量のフロントバスケットは
お買い物にも最適です



型式	商品コード	TAISコード
SH10	810***	00020-000053

●重量：98kg ●耐荷重：100kg
●速度範囲：前進0.5～6km/h、後進0.5～2km/h
●走行距離：30km ●充電時間：1～13h
●実用登坂：角度10° ●段差乗り越え：8cm



ナチュラルベージュ

2500

非課税

電動カート

セニアカー(四輪)

スズキ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

センサーが前方障害物を検知すると
運転者に警告、さらに障害物との距離
が短くなった場合は自動で減速します



型式	商品コード	TAISコード
ET4DB	810***	00152-000033

●重量：100kg ●耐荷重：100kg
●速度範囲：前進1～6km/h 後進1～2km/h
●走行距離：31km ●充電時間：0～12h
●実用登坂：角度10° ●段差乗り越え：7.5cm



2400

非課税

電動

タウニジョイX PLUS+

ヤマハ

商品コード	TAISコード
810601	00233-000100

●前輪：6インチ ●後輪：16インチ
●サイズ：全幅59.5・座幅41・前座高43cm
●重量：26.5kg（バッテリー含まず） ●折りたたみ幅：34.2cm
●クッション厚：5cm ●耐荷重：75kg
●速度範囲：1.6～4.6km/h ●走行距離：16km
●充電時間：2.5～3h ●実用登坂：角度6°



2700

非課税

電動カート

遊歩フジ(四輪)

セリオ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

スタイリッシュなデザインで
毎日を若々しく、スマートに



型式	商品コード	TAISコード
K504	810***	00020-000048

●重量：101kg ●耐荷重：100kg
●速度範囲：前進0.5～6km/h、後進0.5～2km/h
●走行距離：28km ●充電時間：1～13h
●実用登坂：角度10° ●段差乗り越え：8cm



ホワイトマイカ

2300

非課税

電動カート

遊歩スキップα(四輪)

セリオ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

スマート&コンパクトな電動カート
誤作動防止フレームで
安全・快適に



型式	商品コード	TAISコード
SH03	810***	00020-000054

●重量：90kg ●耐荷重：75kg
●速度範囲：前進0.5～6km/h、後進0.5～2km/h
●走行距離：24km ●充電時間：1～11h
●実用登坂：角度10° ●段差乗り越え：8cm



ライトパープル

2200

非課税

電動カート

セニアカー(四輪)

スズキ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

カンタン便利
楽しい毎日



型式	商品コード	TAISコード
ET4F	732***	00152-000013

●重量：98kg ●耐荷重：100kg
●速度範囲：2～6km/h ●走行距離：33km
●充電時間：0～12h ●実用登坂：角度10°
●段差乗り越え：高さ7.5cm ●溝乗り越え：幅10cm



2000

非課税

Gra-Fit オプション

ボンベ架 KZ-229801

バラムウントベッド

商品コード	TAISコード
765660	00170-001369

●対応ボンベ：直径130mm以下
●ボンベ収納高さ：22cm

注意

後方転倒の危険性
があるため、3kg以
内のボンベのご使用
に限りです。



※Gra-Fitのボンベ架は、左右どちらにも装着可能です。

180

IVボールセット バラムウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KZ-229805	765670	00170-001373

●ガード棒長さ：88～158cm
(ノブボルトによる伸縮式)



多機能モデル

軽量モデル

エグゼ

自走のみ

エアー

150

IVボールセットTR用

KZ-229812 バラムウントベッド

商品コード	TAISコード
766250	00170-001572

●ガード棒長さ：81～151cm
(ノブボルトによる伸縮式)

テイル&リクライニング
モデル

多機能モデル

エグゼ

自走のみ


エアー

150

ワンストップブレーキ

商品コード	TAISコード
765655	00175-000352

片側のレバー操作で左右同時に
ブレーキをかけることのできる
駐車ブレーキです。



多機能モデル

エグゼ


自走のみ

100

ブラバックルベルト KF-6C

商品コード	TAISコード
726905	00175-000296

ベルトは
PPベルトと
なります。

テイル&
リクライニング
モデル多機能
モデル軽量
モデル

エグゼ

エアー

50

回転式転倒防止装置 KZ-229802

バラムウントベッド

商品コード	TAISコード
765665	00170-001370

●左右2本1組

回転させて
内側に収納が可能です



多機能モデル

軽量モデル

エグゼ

エアー

自走のみ

100

エレベータリングユニット

バラムウントベッド

商品コード	TAISコード
765675	00170-001375

●ガード棒長さ：81～151cm
(ノブボルトによる伸縮式)

多機能モデル

エグゼ

自走のみ

220

商品コード	TAISコード
766245	00170-001571

●ガード棒長さ：81～151cm
(ノブボルトによる伸縮式)テイル&
リクライニング
モデル

多機能モデル

エグゼ


エアー

240

ブレーキレバー延長棒(+8cm)

商品コード	TAISコード
765600	00175-000285

駐車ブレーキの操作レバーを
8cm長くします。
装着方法はネジこみ式です。
※軽量スタンダードモデルの
介助用には装着できません。



多機能モデル

軽量モデル

エグゼ


エアー

50

杖入れ KF-7BM

商品コード	TAISコード
726910	00175-000286

●杖収納ケース：5×10cm



多機能モデル

軽量モデル

エグゼ

エアー

60

Gra-Fit オプション適合表

※1 前座高42cmは不可 ※2 ボンベ架との併用不可

頁	商品名	型式	オプション								
			Gra-Fit 専用オプション					共通オプション			
			ボンベ架	回転式転倒 防止装置	IVボール セット	IVボールセット TR用	エレベータ ユニット	ワンストップ ブレーキ	ブラバックル ベルト	延長棒 (+8cm)	杖入れ
65	グラフィット エグゼ 自走 多機能40幅	KZ-216800	○	○	○	—	○	○※1	○	—	○
	グラフィット エグゼ 自走 多機能45幅	KZ-216810	○	○	○	—	○	○※1	○	—	○
	グラフィット エグゼ 介助 多機能40幅	KZ-216820	—	○	—	—	○	—	○	—	○
	グラフィット エグゼ 介助 多機能45幅	KZ-216830	—	○	—	—	○	—	○	—	○
	グラフィット エアー 自走 軽量40幅	KZ-215800	—	○	○	—	—	—	○	○	○
	グラフィット エアー 自走 軽量45幅	KZ-215810	—	○	○	—	—	—	○	○	○
	グラフィット エアー 介助 軽量40幅	KZ-215820	—	—	○	—	—	—	○	—	○
	グラフィット エアー 介助 軽量45幅	KZ-215830	—	—	○	—	—	—	○	—	○
66	グラフィット 自走 多機能40幅	KZ-211830	○	○	○	—	○	○	○	○	○
	グラフィット 自走 多機能45幅	KZ-211840	○	○	○	—	○	○	○	○	○
	グラフィット 介助 多機能40幅	KZ-212830	○	○	○	—	○	○※2	○	○	○
	グラフィット 介助 多機能45幅	KZ-212840	○	○	○	—	○	○※2	○	○	○
	グラフィット 自走 多機能低床40幅	KZ-211860	○	○	○	—	○	○	○	○	○
	グラフィット 自走 多機能低床45幅	KZ-211870	○	○	○	—	○	○	○	○	○
	グラフィット 自走 軽量40幅	KZ-211800	○	○	○	—	—	—	○	○	○
	グラフィット 自走 軽量45幅	KZ-211810	○	○	○	—	—	—	○	○	○
	グラフィット 介助 軽量40幅	KZ-212800	—	—	○	—	—	—	○	—	○
	グラフィット 介助 軽量45幅	KZ-212810	—	—	○	—	—	—	○	—	○
67	グラフィット(自動ブレーキ付) 自走 多機能低床40幅	KZ-211865	○	○	○	—	○	—	○	○	○
	グラフィット(自動ブレーキ付) 自走 多機能低床45幅	KZ-211875	○	○	○	—	○	—	○	○	○
	グラフィット 介助 多機能コンパクト40幅	KZ-212880	—	○	—	—	○	—	○	—	○
	グラフィット ティルト & リクライニング40幅	KZ-214830	—	—	—	○	○	—	○	—	—
	グラフィット ティルト & リクライニング45幅	KZ-214840	—	—	—	○	○	—	○	—	—

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

電動車いすに関わる法令について

電動車いすが歩行車と扱われるためには、道路交通法施工規則上の車体の大きさ、速度基準を満たす必要があります。

- 全長120cm、全幅70cm、全高120cmの基準内である必要があります。
- 本カタログに掲載している電動車いす本体はすべて基準値以内ですが、杖立て等の付属品を取り付けることにより基準値を超える場合があります。
- 基準値を超える場合でも、利用者または利用者から依頼を受けた人が利用者の住所地を管轄する警察署長に確認申請をして、身体的状況等によりやむを得ないと判断されて確認証の交付を受けた場合には、歩行車の扱いとなります。なお利用者は確認証を携帯する必要があります。
- 時速6km以内である必要があります。

*商品コードは地域によって異なります。

*介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

車いすオプション


サービスコード (車いす付属品) 介護給付:171002 / 予防給付:671002

車いすオプション

※次頁「車いすオプション適合表」をご覧ください。

ワンストップブレーキ

日進医療器

商品コード TAISコード
765655 00175-000352●重量:
車いす本体+0.6kg
●付属品:延長棒8cm1本
本体ブレーキレバー2本

100



エレベータングユニット (座王用)

日進医療器

型式 商品コード TAISコード
KF-EC 766215 00175-000396

200

エレベータングユニット (ULTRAシリーズ用)


日進医療器

型式 商品コード TAISコード
KF-EB 726880 00175-000347

220

エレベータングユニット

ミキ

商品コード TAISコード
727715 00122-000436

200



ブラッパクルベルト KF-6C


日進医療器

商品コード TAISコード
726905 00175-000296●サイズ:
幅5×最大長110cm

50

ワンタッチプラスチックベルト

松永製作所

商品コード TAISコード
766005 00066-000201

50




ガートル掛け KF-8B

日進医療器

商品コード TAISコード
726895 00175-000287

●長さ:81~151cm




150



ガートル掛け

カワムラサイクル


タイプ 商品コード TAISコード
前止め 765700 00160-000167
後止め 765705

100




後方ガートル架セット

松永製作所

商品コード TAISコード
766175 00066-000209

150


※ガートル棒付き
※地域によっては対応が
できない場合もございます。

ボンベ架

日進医療器

型式 商品コード TAISコード
KF-20S 726890 00175-000288

●サイズ:内径10.5×高さ29cm ●重量:1.3kg


注意
後方転倒の危険性がある
ため、3kg以内のボンベ
のご使用に限りま。

120



ウイング用ボンベ架

ミキ


商品コード TAISコード
766275 00122-000594●サイズ:内径13cm
●重量:1.44kg

150



ボンベ架 (BAL-R2用)

ミキ

商品コード TAISコード
766045 00122-000214●サイズ:直径最大16cmまで対応可
●重量:0.9kg

100



ボンベ架 (NEXT用)

松永製作所

商品コード TAISコード
766220 00066-000345

130



ボンベ架

カワムラサイクル


商品コード TAISコード
765690 00160-000166

100



専用転倒防止バー付ボンベ架 (右取付のみ)

ミキ

商品コード TAISコード
766280 00122-000591●サイズ:内径13cm
●重量:1.34kg

150

キャストラック取付用
点滴棒ホルダー (前方用) ミキ商品コード TAISコード
766125 00122-000044●サイズ:
点滴棒径
φ16~22mm 対応
●重量:0.22kg

150



後方用点滴棒用ホルダー

ミキ

商品コード TAISコード
766270 00122-000592●サイズ:
点滴棒径
φ16~22mm 対応
●重量:0.24kg

100



杖入れ KF-7BM

日進医療器

商品コード TAISコード
726910 00175-000286●受けサイズ:
幅5×奥行10×高さ5cm
●重量:0.1kg

60



杖入れ (大) (NEXT用)

松永製作所

商品コード TAISコード
766225 00066-000344


60



車いすオプション

延長棒 (+20cm)

カワムラサイクル


商品コード TAISコード
766105 00160-000261

50



ブレーキ延長棒 (+16cm)

日進医療器


商品コード TAISコード
765605 00175-000285

50



延長棒 (+15cm)

松永製作所


商品コード TAISコード
765510 00066-000298

50



延長棒 (+10cm)

松永製作所


商品コード TAISコード
765505 00066-000298

50



延長棒 (+10cm) (+5cm)

ミキ


商品コード (+10cm) TAISコード
765645 00122-000426商品コード (+5cm) TAISコード
765640 00122-000425

50



延長棒 (+10cm)

カワムラサイクル

商品コード TAISコード
766100 00160-000170

50



マイバディイージーヘッド

ユーキ・トレーニング

商品名 商品コード TAISコード 適用サイズ
マイバディイージーヘッドPR 766185 00468-000050 背ハイク外外360~500mmの車いす
マイバディイージーヘッドPS 766180 00468-000049 背ハイク外外265~410mmの車いす●サイズ:PR / 最大全高51cm×全幅39.5~53.5cm
PS / 最大全高51cm×全幅29.5~44cm
●重量:PR / 約1.95kg, PS / 約1.88kg
●材質:ウレタン・ステンレス・鉄・アルミ・合成樹脂※背ハイク: 外寸法によりサイズが異なります。
※車いすの機種やサイズにより干渉する箇所が発生する場合がございます。
※事前にデモ機などでのシミュレーションをお勧めいたします。(車いすオプション適合表表記外としております)

300

後付け簡単ヘッドサポート
合わせたい位置に
自由自在の調整
多様な車いすに
取付け可能

車いすオプション適合表

頁	型式	オプション									
		ワンストップ ブレーキ	エレベータング ユニット	ブラッパクル ベルト	ワンタッチ プラスチックベルト	ガートル掛け	後方 ガートル架セット	ボンベ架	点滴ホルダー	杖入れ	延長棒
68	BAL-R3	—	○	—	—	—	—	○ (ウイング用)	○	—	○ (ミキ)
	BAL-R1	—	—	—	—	—	—	○ (転倒防止用)	○	—	○ (ミキ)
	NEO-1βW	○	○ (KF-EC)	○	—	○ (後)	—	—	—	—	○ (日進医療器)
	NEO-1β	○	—	○	—	○ (後)	—	—	—	—	○ (日進医療器)
69	NA-U6	—	○ (KF-EB)	○	—	—	—	—	—	—	○ (日進医療器)
	GRC-11B	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○ (松永製作所)
	GRC-31B	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○ (松永製作所)
	GRC-51B	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○ (松永製作所)
70	GRC-50B	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○ (松永製作所)
	BAL-R4	—	○	—	—	—	—	○ (ウイング用)	○	—	○ (ミキ)
	BAL-R2	—	—	—	—	—	—	○ 専用	○	—	○ (ミキ)
	NEO-2βW	○	○ (KF-EC)	○	—	○ (後)	—	—	—	—	○ (日進医療器)
71	NEO-2β	○	—	○	—	○ (後)	—	—	—	—	○ (日進医療器)
	NA-NT2W	○	—	○	—	—	—	—	—	—	○ (日進医療器)
	NAH-NT2W	○	—	○	—	—	—	—	—	—	○ (日進医療器)
	GRC-21BD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○ (松永製作所)
72	GRC-41BD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○ (松永製作所)
	GRC-61BD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○ (松永製作所)
	GRC-60BD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○ (松永製作所)
	NA-XF7	—	○ (KF-EC)	○	—	—	—	—	—	—	○ (日進医療器)
73	NAH-XF5	—	○ (KF-EC)	○	—	—	—	—	—	—	○ (日進医療器)
	MH-CR2L-SE	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
	MH-SRL-SE	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
	MH-GRL-SE	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
74	CRT-WR	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
	NEO-4α	—	○ 標準	○	—	—	—	○ 専用	—	—	○ (日進医療器)
	REDWOOD-Ⅲ SP	—	○ 標準	○	—	○ 専用 (前)	—	○ 専用	—	—	○ (日進医療器)
	RJ-370B	—	—	—	—	○ 専用	—	○ 専用	—	—	—
75	軽e	—	—	—	—	—	—	—	—	○ 専用	○ (日進医療器)

車いす用クッション

サービスコード(車いす付属品) 介護給付:171002/予防給付:671002

フォーム			
レッツフロート			
サイズ	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅	KK-TC01M	762310	00170-001508
45cm幅	KK-TC01L	762315	00170-001509

●サイズ: KK-TC01M / 奥行38cm, KK-TC01L / 奥行40cm
 ●材質: カバー/ポリエステル・クロロプレンゴム・ポリウレタン
 中芯側地/ポリエステル・ポリウレタン、中芯/ポリウレタンフォーム

車いすをお使いになる方へ、一枚の思いやり

車椅子クッション
レッツフロート

40cm幅 140
45cm幅 160

姿勢が保ちやすい
車いすクッションを使うことで、座面のたわみを軽減して、姿勢が保ちやすくなります。

底付き感を抑える
上層の「フロートクッション」はウレタンフォームを包み込んだシートタイプです。着座時の空気の排出を抑えることによるエアークッションとウレタンフォームとのハイブリッド効果により、底付き感を抑えたり心地をもちます。

骨盤の前滑りを抑える
下層のウレタンフォームの後面に段差を設けることで、骨盤の前滑りを防ぎ、姿勢を保ちやすくなります。

足こぎしやすい
下層の「ベースクッション」の前面先端を斜めにカットすることで、膝裏の圧迫感を軽減して、足を動かすことができます。

優れた通気性
カバー上面には通気性に優れた素材「ダブルラッセル」を採用。生地裏面には防水フィルムを貼って、汗や汚れの浸透を防ぎます。カバーは取り外して洗濯できます。

エア
エアークッション ミキ

厚さ	重量
3.5cm	0.3kg

●サイズ: 幅38×奥行38cm
 ●材質(中身): ポリエステル・ポリウレタン

簡単! 空気圧調整ができる



160 在庫限定

フォーム
フォリオ ケーブ

厚さ	重量
6cm	0.6kg

●サイズ: 幅40×奥行40cm ●材質(中身): ウレタンフォーム

抜群の通気性でムレを軽減
二つ折り構造で収納や持ち運びにも便利



160 在庫限定

フォーム
Mold Air (モールドエア) ビーエーエス

厚さ	重量
2cm~10cm	0.84kg

●サイズ: 幅40×奥行42cm ●材質(中身): ポリプロピレン

優れた分散力!
抜群の通気性!



180 在庫限定

フォーム
アルファプラ すくっとクッション タイカ

厚さ	重量
4.5cm	0.3kg

●サイズ: 幅40×奥行40cm ●材質(中身): ポリウレタンフォーム

厚み4.5cmの薄型
カバーは安心の
抗菌対策仕様
(SEK赤)



140

フォーム
アルファプラF クッション タイカ

厚さ	重量
7.5cm	0.6kg

●サイズ: 幅40×奥行40cm ●材質(中身): ポリウレタンフォーム

前ズレを防ぐ
ラジアルキャッチ™構造



200

エア+ウレタン
スタークッション・ステイビル ラックヘルスケア

厚さ	重量
7.5cm	40cm幅 約1.6kg 45cm幅 約1.7kg

●サイズ: 奥行39cm ●材質(中身): 特殊ウレタンフォーム

エアとウレタンの素敵な出逢い



600

車いす用クッション

フォーム
FC-コキュー君NV フラットタイプ (防水) NEW

アイ・ソネックス

FC-コキュー君NV

厚さ	重量
8cm 座骨部 7.5cm	40cm幅用 0.74kg 45cm幅用 0.79kg

車いす適合座幅	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅用	FCNV-F38-BK	762429	00149-000068
45cm幅用	FCNV-F-BK	762430	00149-000067

●サイズ: 40cm幅用/幅38×奥行42cm, 45cm幅用/幅40×奥行42cm
 ●材質: カバー(表生地)/ポリエステル・ウレタンフィルム(裏面防水仕様)
 カバー(裏生地)/ナイロン(ウレタン樹脂塗布)
 クッション/ウレタン樹脂フィルム、ウレタン複合材

エアとウレタンのハイブリッド構造
体圧分散+姿勢保持を両立


エアの体圧分散性と、ウレタンの姿勢保持性によって、床ずれを防止しながら、座位姿勢の安定性を高めます。




目玉バルブで吸排気を自動コントロール

座ると自動的にお尻の形にフィット、立ち上がると素早く元の形状に復元、座るたびに最適な座り心地を得られます。




バルブのリリース機能で「どすん!」と座っても安心



40cm幅用



45cm幅用



目玉バルブ


フォーム
アキシオムG ユーキ・トレーディング

厚さ	重量
大股部直下 6cm 側面 8cm	40cm幅用 0.88kg 45cm幅用 1.05kg



車いす適合座幅	型式	商品コード	TAISコード
40cm	XG1515	762265	00468-000061
45cm	XG1716	762270	00468-000062

●サイズ: 40cm幅用/幅38×奥行38cm
 45cm幅用/幅43×奥行40cm
 ●材質: 中身/高密度ウレタンフォーム
 カバー/防水加工4WAYストレッチポリエステル

薄いクッションでは
お尻が痛くなる



200


フォーム
アキシオムP ユーキ・トレーディング

厚さ	重量
大股部直下 6cm 側面 9cm	40cm幅用 0.94kg 45cm幅用 1.12kg



車いす適合座幅	型式	商品コード	TAISコード
40cm	XP1515	762275	00468-000063
45cm	XP1716	762280	00468-000064

●サイズ: 40cm幅用/幅38×奥行38cm
 45cm幅用/幅43×奥行40cm
 ●材質: 中身/高密度ウレタンフォーム
 カバー/防水加工4WAYストレッチポリエステル

不安定な座位姿勢・
姿勢崩れでお困りの方へ



280


フォーム
アキシオムSPヴィスコ ユーキ・トレーディング

厚さ	重量
大股部直下 8.5cm 側面 11.5cm	40cm幅用 1.36kg 45cm幅用 1.67kg







車いす適合座幅	型式	商品コード	TAISコード
40cm	XSP1515V	762285	00468-000065
45cm	XSP1716V	762290	00468-000066

●サイズ: 40cm幅用/幅38×奥行38cm
 45cm幅用/幅43×奥行40cm
 ●材質: 中身/高密度ウレタン+低反発ウレタン
 アウターカバー/スーパー4WAYストレッチポリエステル
 インナーカバー/防水加工4WAYストレッチポリエステル

座位時間が長い方・
床ずれリスクが高い方へ




420



世界水準のハイクオリティクッション! アキシオム日本上陸!

アキシオムクッション選定ポイント



Ki Mobility
Better by Design

スタンダードタイプ
Axiom G
Axiom P
座位保持特化タイプ
Axiom SP Visco
メディカルタイプ
一体圧分散+座位保持

キーモビリティテクノロジー

キーモビリティとは?

米国大手のリハビリ車椅子メーカーです。世界60ヶ国以上の地域で各製品が愛用されています。世界水準のブランドです。

アキシオムのご紹介!

アキシオムクッションは、快適性と安定性、耐久性に優れた高密度高級ウレタンフォームを使用しています。米国ジョージア工科大学の協力による人体計測学に基づいて開発された特殊形状技術は、座面圧力からくる臀部の痛みや姿勢崩れからご利用者様を守ります。

「ハニカム構造」+「特殊形状」により、長時間座位でも快適にご使用いただける製品です。

ウレタン+ラテックス

タカノクッションMOLA NEW

タカノ
屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

MOLA

タカノクッションMOLAでお悩みを網羅的に解決!
超快適設計高耐久性(5年※自社基準)
クッションの本体は高耐久素材の
ラテックスとモールドウレタンを
使用しています。2層カバーで衛生的
外カバーは吸湿カバーで快適。
内カバーは防水カバー、
止水ファスナーで汚染を防ぎます。車いすに合わせやすい
最新の車いすにも合わせやすい
「船底形状」と「はかま形状」
を採用しました。

スリムタイプ

座面高が気になる方におススメ!

型式	商品コード	TAISコード
TC-ML40S	762426	*****-*****

●サイズ:幅40×奥行40cm

●材質:中身/ウレタンフォーム、ラテックスフォーム
インナーカバー/ポリウレタン、ポリエステル
アウターカバー/ポリエステル、PVCレザー厚さ
4cm
重量
約0.83kg

フラットタイプ

姿勢が崩れるのを予防したい方におススメ!

型式	商品コード	TAISコード
TC-ML40F	762427	00297-000121

●サイズ:幅40×奥行40cm

●材質:中身/ウレタンフォーム、ラテックスフォーム
インナーカバー/ポリウレタン、ポリエステル
アウターカバー/ポリエステル、PVCレザー厚さ
6cm
重量
約0.98kg

コンタータイプ

姿勢が崩れやすい方、円背の方、
床ずれリスクが高めな方におススメ!

型式	商品コード	TAISコード
TC-ML40C	762428	00297-000120

●サイズ:幅40×奥行40cm

●材質:中身/ウレタンフォーム、ラテックスフォーム
インナーカバー/ポリウレタン、ポリエステル
アウターカバー/ポリエステル、PVCレザー厚さ
7.5cm
重量
約1.10kg

ピース+パイプ

M-able クッション 清拭タイプ

ヒトラボ
屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

型式	商品コード	TAISコード
MC-M2	762300	01908-000027
MC-C1	762305	01908-000018
MC-T	762259	01908-000037
MC-TL	762405	01908-000044

●サイズ:MC-M2/22×40cm、MC-C1/37×100cm
MC-T/55×75cm、MC-TL/65×85cm●材質:中材/ポリプロピレン・ポリエチレン
※MC-M2はポリエチレンのみ
MC-T・MC-TLはポリプロピレンのみ
内カバー/ナイロン・ポリウレタン
外カバー/ポリエステル・綿

M-able

車いすの姿勢を整えたい方
におすすめてT(TL)
使用方法動画

座り続けられる3大要素:安定性・分散性・流動性

EXGEL SEATING LAB OWL CARE




●座り続けられない(姿勢崩れを起こしやすい)要因例

- ・着座面がフワフワする → 疲れて前ズレが起きやすい
- ・お尻が痛くなる → 痛みを避けてお尻を前にずらしやすい
- ・動けない → 皮膚が突っ張り辛くなりやすい
- ・ひざ裏が気になる → お尻を前にずらしやすい
- ・大腿部が開きやすい → 骨盤後傾になりやすい

思い当たれば、
見てみよう!

●製品特長(“ふくろう”の進化ポイント)



ジェル

アウル CARE 40F

加地

屋内	屋内	厚さ	重量
A B C D E	A B C D E	4cm	40cm幅 約1.1kg 44cm幅 約1.2kg

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅	OWL40F-BK1-4040	762345	00540-000067
44cm幅	OWL40FW-BK1-4440	762375	00540-000073

●サイズ:40cm幅/幅40×奥行40cm、44cm幅/幅44×奥行40cm

●材質:中身/エクスジェル・ウレタンフォーム
カバー/簡易防水ポリエステルカバー

ジェル

アウル CARE 60F

加地

屋内	屋内	厚さ	重量
A B C D E	A B C D E	6cm	40cm幅 約1.2kg 44cm幅 約1.3kg

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅	OWL60F-BK1-4040	762350	00540-000068
44cm幅	OWL60FW-BK1-4440	762380	00540-000074

●サイズ:40cm幅/幅40×奥行40cm、44cm幅/幅44×奥行40cm

●材質:中身/エクスジェル・ウレタンフォーム
カバー/簡易防水ポリエステルカバー

ジェル

アウル CARE 75F

加地

屋内	屋内	厚さ	重量
A B C D E	A B C D E	7.5cm	40cm幅 約1.4kg 44cm幅 約1.5kg

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅	OWL75F-BK1-4040	762355	00540-000069
44cm幅	OWL75FW-BK1-4440	762385	00540-000075

●サイズ:40cm幅/幅40×奥行40cm、44cm幅/幅44×奥行40cm

●材質:中身/エクスジェル・ウレタンフォーム
カバー/簡易防水ポリエステルカバー

ジェル

アウル CARE 70C

加地

屋内	屋内	厚さ	重量
A B C D E	A B C D E	7cm	40cm幅 約1.2kg 44cm幅 約1.4kg

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅	OWL70C-BK1-4040	762360	00540-000070
44cm幅	OWL70CW-BK1-4440	762390	00540-000076

●サイズ:40cm幅/幅40×奥行40cm、44cm幅/幅44×奥行40cm

●材質:中身/エクスジェル・ウレタンフォーム
カバー/簡易防水ポリエステルカバー

ジェル

アウル CARE 80C

加地

屋内	屋内	厚さ	重量
A B C D E	A B C D E	8cm	40cm幅 約1.6kg 44cm幅 約1.7kg

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅	OWL80C-BK1-4040	762365	00540-000071
44cm幅	OWL80CW-BK1-4440	762395	00540-000077

●サイズ:40cm幅/幅40×奥行40cm、44cm幅/幅44×奥行40cm

●材質:中身/エクスジェル・ウレタンフォーム
カバー/簡易防水ポリエステルカバー

ジェル

アウル CARE 100C

加地

屋内	屋内	厚さ	重量
A B C D E	A B C D E	10cm	40cm幅 約1.6kg 44cm幅 約1.8kg

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅	OWL100C-BK1-4040	762370	00540-000072
44cm幅	OWL100CW-BK1-4440	762400	00540-000078

●サイズ:40cm幅/幅40×奥行40cm、44cm幅/幅44×奥行40cm

●材質:中身/エクスジェル・ウレタンフォーム
カバー/簡易防水ポリエステルカバー

スロープ

サービスコード (スロープ) 介護給付: 171008 / 予防給付: 671008

レッツボード

パラマウントベッド

商品名	型式	商品コード	TAISコード	長さ	高さ	折りたたみ時の高さ	重量
レッツボード280	KQ-3328	750165	00170-001196	280cm	6.3cm	10.6cm	17.5kg
レッツボード240	KQ-3324	750160	00170-001195	240cm			12.5kg
レッツボード200	KQ-3320	750155	00170-001194	200cm	6.1cm	10.2cm	10.5kg
レッツボード175	KQ-3317	750150	00170-001193	175cm			9kg
レッツボード150	KQ-3315	750145	00170-001192	150cm			7kg
レッツボード125	KQ-3312	750140	00170-001191	125cm	5.1cm	8.2cm	6kg
レッツボード100	KQ-3310	750135	00170-001190	100cm			5kg

●総幅: 68cm (有効幅65cm) ●耐重量: 300kg ●材質: 表面 / FRP、芯材 / 発泡材、フチ部 / アルミ・合成ゴム

車いす用スロープ

レッツボード

車いすが通過できるように
段差を解消します
住宅環境にマッチしやすい
モノトーンカラー

- 軽量で丈夫、安心して通過でき、持ち運びも簡単です
- 使用する場所に合わせて選べる7サイズのラインナップ
- コンパクトサイズ (総幅68cm、有効幅65cm) で、折りたたんで持ち運べます

280cm	240cm
1100	920
200cm	175cm
150cm	125cm
100cm	760
660	620
560	480


●レッツボード / 段差の目安表

使用状況	型式	KQ-3310	KQ-3312	KQ-3315	KQ-3317	KQ-3320	KQ-3324	KQ-3328
自力走行	5° 段差 / cm	9	11	13	15	17	21	24
介助者必要	10° 段差 / cm	17	22	26	30	35	42	49
最大	14° 段差 / cm	24	30	36	43	49	59	69


テレスコピックスロープ

バシフィックサブライ

サイズ	型式	商品コード	TAISコード	使用範囲	重量 (1本)	耐荷重 (1組)
282cm	18440005	750280	01087-000060	116~282cm	8.2kg	250kg
193cm	18440004	750285	01087-000059	87~193cm	6.5kg	300kg

●幅: スロープ内側17cm / スロープ外側23.5cm ●スライド箇所: 2箇所
●材質: アルミニウム (アルマイト加工)

耐久性・安全性に優れたスロープ

アルマイト加工された一体成型のアルミニウム製です。
パンチング加工により軽量化されました。すべりにくい表面加工により、
砂や雪に対してもグリップ力を
損ないません。ナイロン製ガイドレールで
安定性があり、砂が入ら
ない構造になっています。

282cm	193cm
1500	1000

ダンスロープエアー 2

ダンロップホームプロダクツ

サイズ	型式	商品コード	TAISコード	重量
285cm	R-285Z	750220	00532-000048	約11.5kg
255cm	R-255Z	750215	00532-000049	約10.5kg
230cm	R-230Z	750210	00532-000050	約9.6kg
205cm	R-205Z	750205	00532-000051	約8.5kg
165cm	R-165Z	750200	00532-000052	約7kg
125cm	R-125Z	750195	00532-000053	約5.7kg
85cm	R-85Z	750190	00532-000054	約4.3kg

●幅: 285・255・230・85cm / 69.6cm
205・165・125cm / 69.4cm
●耐重量: 300kg

安全性の確保

側壁で脱輪を軽減。
保護用ゴムの採用で折りたたみ時に懸念される
指詰めによる怪我の危険性を軽減。

軽くて持ち運びやすく、狭い間口にも対応

- 業界最軽量クラス
- 様々な間口に対応 (有効幅69cm)
- 乗り上げ時の衝撃を低減



285cm	255cm	230cm	205cm	165cm	125cm	85cm
1100	1000	920	820	700	630	500

ダンスロープエアー・ケアスロープもご用意しております。

●ダンスロープエアー 2 / 段差の目安表

使用状況	型式	R-85Z	R-125Z	R-165Z	R-205Z	R-230Z	R-255Z	R-285Z
自力走行	5° 段差 / cm	6	10	13	16	18	20	23
介助者必要	10° 段差 / cm	13	20	26	33	37	41	46
最大	14° 段差 / cm	20	30	40	50	56	62	70

ダンスロープミニ

ダンロップホームプロダクツ

高さ	型式	商品コード	TAISコード	有効幅	奥行
6.0cm	R-7660M	750175	00532-000047	62cm	20cm
5.5cm	R-7655M	750170	00532-000046	62cm	20cm
5.0cm	R-7650M	750130	00532-000045	62cm	20.6cm
4.5cm	R-7645M	750125	00532-000044	64cm	18.1cm
4.0cm	R-7640M	750120	00532-000043	66cm	16.1cm
3.5cm	R-7635M	750115	00532-000042	68cm	14.1cm
3.0cm	R-7630M	750110	00532-000041	65cm	12.1cm
2.5cm	R-7625M	750105	00532-000040	67cm	10.1cm
2.0cm	R-7620M	750100	00532-000039	69cm	8.1cm
1.5cm	R-7615M	750095	00532-000038	71cm	6.1cm
1.0cm	R-7610M	750090	00532-000037	73cm	4.1cm

●全幅: 76cm ●勾配: 1.0~5.0cm / 14°、5.5cm / 15°、6.0cm / 16° ●耐重量: 120kg

小さな段差による“つまずき”を防止
安定性とメンテナンス性に優れたスロープです高さは1.0cmから6.0cmまで11段階
屋内から屋外までの使用用途に合わせて
幅広く選べるスロープです

屋内・屋外 兼用



6.0cm	5.5cm	5.0cm	4.5cm	4.0cm	3.5cm
96	96	84	80	76	72
3.0cm	2.5cm	2.0cm	1.5cm	1.0cm	
70	70	70	68	70	

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

移動用リフトの選び方

移乗＝乗り移り動作は、そのものが目的ではなく、その後の生活（トイレ・お風呂・お出かけ等）のための手段です。ヒヤヒヤどきどきの動作では、危険で長続きしません。本人の安全性と介護者の負担を軽減することを常に心がけましょう。

安楽に座れる。
立ちあがりをサポートする。
パラマウントベッドの
電動リフトアップチェア「リフミア」は、
ベッドから出て自分らしい時間を過ごす
お手伝いをします。

そこに、あなたが
いるのがうれしい。



POINT 1

長時間、
安楽に過ごすために

くつろげる座り姿勢を

座ったとき上体を預けやすいように、背もたれは115°傾斜させています。
また、腕を動かしやすいように、背もたれの高さは肩甲骨の下までとされています。

姿勢が安定しやすい座面を

お尻がずれにくく姿勢が安定しやすいように、座面を12°後傾させています。
前座高は40.5cm、高齢者に配慮した少し低めの設計です。

ゆとりのある座面幅を


窮屈さを感じにくくリラックスできるように、また、姿勢の自由度を高められるように、座幅少し広めの47cmとしています。

POINT 2

負担が少なく、
安全に、立ちあがるために

操作が簡単な高さ調節機能を

肘掛けに手を置いたまま高さ調節のスイッチを操作できます。座面は56cmまで上昇して立ちあがりをサポートします。上昇したときの座面の角度はほぼ水平で、滑り落ちの予防に配慮しています。また、足を引いて立ちあがりやすくなるように、足元に空間を設けています。



リフトアップチェア リフミア

パラマウントベッド

A B C D E

商品コード TAISコード
KD-863 736130 00170-001664

●サイズ：幅60.4×奥行68.8×高さ74.5cm
●重量：20.5kg
●座面角度：-12°～1°（動作量13°）
●座面高さ：40.5～56cm
●電源：AC100V、50/60Hz
●消費電力：130.5W
●最大使用者体重：100kg
●上昇時間：20秒（最低座面高から最高座面高までの所要時間）

900

サービスコード（移動用リフト） 介護給付：171012 / 予防給付：671012

移動用リフト

移乗サポートロボット Hug (ハグ)

FUJI A B C D E

商品名	型式	商品コード	TAISコード	重量
Hug L1H	L1-01 (H2)	734155	01666-000010	30kg
Hug T1H	T1-02 (H2)	734160	01666-000009	35kg

●サイズ：L1-01 (H2) / 全長88×全幅55×全高85～120cm
T1-02 (H2) / 全長95×全幅62×全高88～135cm
●最大使用者体重：100kg
＜バッテリー＞
●型式：鉛蓄電池
●定格電圧：DC24V
●充電時間：8時間
●最大使用回数：100回（使用環境による）

POINT 1

準備・操作が簡単
スリングシート不要で
使いたいときにサッと準備ができます
どなたでも簡単操作

POINT 2

安心・安全
安定した姿勢保持を実現
100kgの方まで軽々移乗

Hug
移乗サポートロボット ハグ

スリングシート
不要

らくらく介護、始めませんか？

〈L1-01 (H2)〉

2700

非課税

〈T1-02 (H2)〉

3100

非課税



Hug (ハグ)
商品説明動画 (LP)



ハグらくらく簡単操作

STEP 1

立ち上がる

Hugに寄りかかった姿勢から、「立つ」ボタンでHugがやさしく抱え上げます。



STEP 2

動かす

Hugに乗った状態で動かし、移乗することが可能です。



STEP 3

座る

移乗先に着いたら、「座る」ボタンで安全に座ることができます。



独立宣言 スマート DSSM コムラ製作所

A B C D E

商品コード TAISコード
736120 00088-000024

●サイズ：幅51×高さ65.5×奥行76cm
●重量：29kg ●耐荷重：80kg
●ストローク：49cm ●座面高さ：9～58cm
●昇降速度：17mm/sec

コンパクトだから 圧迫感のない独立宣言

「腰・ひざに負担をかけずに立ち座りたい…」
そんな望みをかなえます



1100

独立宣言暖らん DSDAR コムラ製作所

A B C D E

商品コード TAISコード
990576 00088-000021

●サイズ：幅58～64×高さ97.5×奥行99.5～116cm
●重量：58kg
●耐荷重：80kg
●ストローク：41cm
●ストローク（前後）：16.5cm
●座面高さ：16～57cm
●昇降速度：13mm/sec



リクライニング
●リクライニング角度：
95°～120°

1900

独立宣言 リクライニング DSREC コムラ製作所

A B C D E

商品コード TAISコード
736075 00088-000015

●サイズ：高さ95.5×幅66×奥行101.5cm
●重量：45kg
●耐荷重：100kg
●ストローク：41.5cm
●座面高さ：16～57.5cm
●昇降速度：16mm/sec



リクライニング
●リクライニング角度：
30°（105°～135°）

1800

床走行式電動介護リフト

型式	商品コード	TAISコード
KQ-781	734005	00170-000695

●サイズ: 全幅65～106×全高131～205×奥行130cm
 ●重量: 38kg
 ●耐荷重: 205kg

設置工事が不要な床走行式
 剛性が高く揺れの少ないアルミフレーム製

- 充電式のバッテリー駆動なので操作中に足を電源コードに引っ掛ける心配がありません。バッテリーの残量がひとめでわかる液晶表示付き。
- 脚先端の高さは6.6cm。低床ベッドに対応します。操作しやすいように、前輪は左右それぞれに二輪が付いたダブルキャスター仕様です。

パラマウントベッド A B C D E



1600

非課税

RiseAtlas (ライズ・アトラス)

パラマウントベッド A B C D E

リフトの本場、北欧で培われたアイデアと日本独自のノウハウが融合

福祉先進国である北欧の国々では、長年積み重ねられたノウハウとユーザーの厳しい目線に応える高い品質の介護リフトが多く存在します。中でもRiseAtlasは洗練されたデザインと高い性能で、北欧だけでなく世界各国でも信頼されています。そんなRiseAtlasに日本独自のノウハウを加えて誕生したリフトがRiseAtlas J (日本仕様) です。北欧と日本の技術を世界のユーザーにお届けします。



電動昇降ユニット
ライズアトラス (共通)

操作用
ハンドコントローラー
(付属)

RiseAtlas

問い合わせ
商品

ご使用環境に合わせて、2つのかたちからお選びいただけます。


Atlas Line / アトラスライン (直線レールタイプ)

垂直昇降と横移動のシンプルな動きなので、初めての方でも容易に操作が行えます

商品コード	TAISコード
810608	01540-000001

●サイズ: 幅200～400×奥行100×高さ231.5cm
 ●重量: 38～48kg
 ●最大吊上体重: 138kg
 ※工事費・諸経費が別途かかります。

製造元: HandiCareAB
 輸入元: パラマウントベッド



2400

非課税

スリングシート: 各種をご用意しております。(購入商品)


Atlas Cross / アトラスクロス (面移動タイプ)

ラインよりも移動範囲が広く、4本の支柱内であれば縦横無尽に移動が可能です

商品コード	TAISコード
810609	01540-000002

●サイズ: 幅200～400×奥行200～400×高さ227.5cm
 ●重量: 74～115kg
 ●最大吊上体重: 138kg
 ※工事費・諸経費が別途かかります。

製造元: HandiCareAB
 輸入元: パラマウントベッド



5500

*非課税

ご発注時には、在庫／納期のお問い合わせをお願いいたします。

車いす用電動昇降機 UD-330

いうら A B C D E

商品コード	TAISコード
740160	00084-000150

●サイズ: 直進乗り込み仕様 / 全長150×全幅93×全高96.5～156cm
 L字乗り込み仕様 / 全長123×全幅121.5×全高96.5～156cm
 ●材質: スチール・ステンレス
 ●昇降範囲: 5.5～65cm
 ●重量: 98kg
 ●耐荷重: 150kg
 ●コード長さ: 4m

1台で、直進乗り込みにもL字乗り込みにも
 組替ができるようになりました

2600

組替可能



直進乗り込み仕様



L字乗り込み仕様

おすすめポイント 車いす用電動昇降機 UD-330

門型形状マスト

Point 1
2本の昇降マストにより揺らぎを低減します。

Point 2
L字乗り込みの場合、駆動部の間に車いすのフットサポートを入れることで前進方向から乗り込むことが可能です。



ガード・ガイドボールカバー

Point 1
車いす落下防止ガードで脱輪を防ぎます。


Point 2
ガイドボールにカバーを採用しました。ボールを守り、ネジの緩みを防止します。



レバー操作が簡単

Point 1
レバー操作を本体内部に収め、設置時に段差側の開口寸法に影響しなくなりました。

Point 2
レバーを大きくすることでどこからでも操作しやすい設計になりました。



挟み込み防止機能

Point
テーブルの下面に障害物があると下降を停止します。



車いす用電動昇降機 UD-320CS

いうら

商品コード	TAISコード
740080	00084-000093

●サイズ: 全長145.5×全幅93×全高114～174.5cm
 ●材質: スチール・ステンレス・アルミ合金
 ●昇降範囲: 5.5～65cm
 ●重量: 75kg
 ●耐荷重: 150kg
 ●コード長さ: 4m

設置面積(目安)
 全幅93cm以上
 全長250cm以上
 定員
 1名

直進乗り込みタイプ



2200

在庫限定

車いす用電動昇降機 UD-320CL

いうら

商品コード	TAISコード
740085	00084-000094

●サイズ: 全長126×全幅129×全高114～174.5cm
 ●材質: スチール・ステンレス・アルミ合金
 ●昇降範囲: 5.5～65cm
 ●重量: 79kg
 ●耐荷重: 150kg
 ●コード長さ: 4m

設置面積(目安)
 全幅230cm以上
 全長130cm以上
 定員
 1名

L字乗り込みタイプ



2800

在庫限定


※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

テクノリフター

新光産業

※設置床面：要コンクリート


型式	商品コード	TAISコード
TDK045SS	810623	00447-000012
TDK085SS	810625	00447-000019
TDK065SS-B	810807	00447-000023
TDK065SS	810624	00447-000013
TDK100SS	810626	00447-000014

最大高さ
850mm最大高さ
470mm


TDK045SS

最小高さ
55mm

TDK085SS

最小高さ
60mm

TDK065SS-B

最小高さ
60mm最大高さ
670mm最大高さ
670mm

TDK065SS

最小高さ
55mm最大高さ
1,065mm

TDK100SS

最小高さ
65mm

〈TDK045SS〉

〈TDK085SS〉

〈TDK065SS-B〉

〈TDK065SS〉

〈TDK100SS〉

2400

3500

2800

2800


4700

設置環境に合わせ、乗込方法を自由設定。

直進型



L字型



※環境により、設置スペースが異なる場合がございます。

※TDK065SS／065SS-Bの納入商品は、メーカーの在庫状況により変更となる場合がございます。

機種	揚程 (mm)	最小高さ (mm)	最大積載量 (kg)	本体重量 (kg)	テーブル寸法 (W×D×H)(mm)	駆動式	電源
TDK045SS	470	55	定員1名 180	90	930×1,000	電動・チェーンビンオン	AC100V 90W
TDK065SS	670	55		115	1,100×1,200	電動・チェーンビンオン	
TDK065SS-B	670	60		140	1,100×1,200	電動・チェーンビンオン	
TDK085SS	850	60		140	1,150×1,200	電動・チェーンビンオン	
TDK100SS	1,065	65		155	1,150×1,200	電動・チェーン巻上	

機種	直進型				L字型			
	屋内ブリッジ設定 全幅	屋内ブリッジ設定 全長	屋内ブリッジ未設定 全幅	屋内ブリッジ未設定 全長	屋内ブリッジ設定 全幅	屋内ブリッジ設定 全長	屋内ブリッジ未設定 全幅	屋内ブリッジ未設定 全長
TDK045SS	1,030	1,400	1,030	1,300	※TDK045SSの設定なし			
TDK065SS	1,200	1,620	1,200	1,530	1,270	1,550	1,190	1,550
TDK065SS-B	1,200	1,635	1,200	1,545	1,270	1,550	1,190	1,550
TDK085SS	1,260	1,650	1,260	1,560	1,350	1,575	1,240	1,575
TDK100SS	1,210	1,650	1,210	1,540	1,310	1,550	1,190	1,550

バスリフト／バスリフト アームレスト乗越えキット付

TOTO

A B C D E

型式	商品コード	TAISコード
EWB101RS	738005	00187-000247

〈バスリフト アームレスト乗越えキット付〉

型式	TAISコード	セット内容
EWBS101RS-1	00187-000250	バスリフト本体 738005 + アームレスト乗越えキット 738002

型式	商品コード
アームレスト乗越えキット EWP107R	738002

●サイズ：全幅64.5～76×全高15×奥行57.5cm
 ●重量：20kg
 ●耐荷重：35～100kg
 ●昇降速度（※100kgf負荷時）
 上昇：12mm/sec 下降：20mm/sec



※地域によっては対応ができない場合もございます。

〈バスリフト〉

1600

〈バスリフトアームレスト乗越えキット付〉

1700

※バスリフト本体+アームレスト乗越えキット

サービスコード（自動排泄処理装置） 介護給付：171013／予防給付：671013

自動排泄処理装置

スカットクリーン

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KW-65H	758400	00170-000707

●寸法：幅23.3×長さ37.8×高さ27.3cm
 ●重量：5kg（尿タンクが空のとき）
 ※尿タンク・ブラシ入れは含みません。

介護保険対応 レンタル

1000

本体
KW-65H男性用セット
(本体+男性用レシーバーセット)女性用セット
(本体+女性用レシーバーセット)

介護保険対応 購入

介護保険ご利用の場合はレシーバーセットは
購入対象となります

商品名	型式	商品コード	TAISコード	希望小売価格
男性用 レシーバーセット	KW-65MRT	203630	00170-000708	22,000円 (税込)
女性用 レシーバーセット	KW-65WRT	203640	00170-000709	25,300円 (税込)

男性用
レシーバーセット

※アタッチメント・尿タンク・ブラシ入れが付属します。

女性用
レシーバーセット

※ハンドル・尿タンク・ブラシ入れが付属します。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。